

Tutti gli Esami

| | | |
|--|--|--|
| 1,2-cicloesandiolo urinario [U] Fine turno | Codice ESDNF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a cicloesano (fine turno fine settimana lavorativa): non proposti Esposti a cicloesano (fine turno fine settimana lavorativa): < 80 Limite di sensibilità: 5 mg/L | |
| 1,2-cicloesandiolo urinario [U] Inizio turno | Codice ESDNI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a cicloesano (fine turno fine settimana lavorativa): non proposti Esposti a cicloesano (fine turno fine settimana lavorativa): < 80 Limite di sensibilità: 5 mg/L | |
| 1,2-dicloropropano urinario [U] Fine turno | Codice DCPRF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibili Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| 1,2-dicloropropano urinario [U] Inizio turno | Codice DCPRI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibili Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |

| | | |
|--|--|--|
| 1,25-OH vitamina D (Diidrossicolecalciferolo) | Codice VITAD | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.44.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 15.2 - 90.1 | |
| 1,3-butadiene urinario [U] | Codice BTDF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non Esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 10 ug/L | |
| 1,3-butadiene urinario [U] | Codice BTDI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non Esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 10 ug/L | |
| 1-metossi 2-propanolo urinario [U] | Codice MEPROF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| 1-metossi 2-propanolo urinario [U] | Codice MEPROI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |

| | | |
|---|--|--|
| 1-OH pirene (Idrossipirene) urinario [U] Inizio turno | Codice IDR | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a idrocarburi policiclici aromatici < 2,5 Limite di sensibilità 0.1 | |
| 1-OH pirene (Idrossipirene) urinario [U] Fine turno | Codice IDRF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a idrocarburi policiclici aromatici < 2,5 Limite di sensibilità 0.1 | |
| 10-OH carbamazepina (monoidrossicarbamazepina) [P] Metabolita | Codice OXC | Materiale Plasma 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 5 - 30 | |
| 17-beta-estradiolo (E2) [S] | Codice DC1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.19.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM pg/ml | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Donne: Fase follicolare: 21 - 251 A meta` ciclo: 38 - 649 Fase luteinica: 21 - 312 Menopausa: 10 - 28 Uomini: 11 - 44 | |
| 17-chetosteroidi urinari [dU] 24h | Codice DCH | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.01.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/24h | Metodo Cromatografico-colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini: 10.0 - 25.0 Donne: 6.0 - 14.0 | |

| | | |
|---|---|---|
| 17-OH progesterone [S] | <i>Codice</i> DPP | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.01.2 | <i>Conservazione</i> 3 gg 2 - 8 °C; 3 mesi -20 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Per dosaggio dopo stimolo utilizzare il seguente codice: DPPS 17-OH progesterone [S] Analisi dopo stimolo | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini: 0.29 - 2.06 Bambine 0-1anno: 0.79 - 16.71 Bambine 1-13 anni: <2.28 Donne: fase follicolare: <1.05 fase di ovulazione : 0.13 - 1.46 fase luteale : 0.27 - 2.41 postmenopausa : <0.91 dopo stimolo ACTH: < 3.20 Gravidanza (terzo trimestre): 2.24 - 9.30 | |
| 2,3-butandiolo urinario [U] | <i>Codice</i> BUTAF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 30 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-FID |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| 2,3-butandiolo urinario [U] | <i>Codice</i> BUTAI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 30 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-FID |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| 2,5-esandione urinario [U] | <i>Codice</i> ESA | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a n-Esano < 0.5 Limite di sensibilità 0.1 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 2,5-esandione urinario [U] | Codice | ESAI | Materiale | Urine 10 mL | |
| | Inizio turno | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/L | Metodo | LC-MS | |
| | Valori Riferimento Esposti a n-Esano < 0.5 Limite di sensibilità 0.1 | | | | |
| 2-butossietanolo urinario [U] | Codice | BUTOSD | Materiale | Urine 10 mL | |
| | Fine turno | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/L | Metodo | GC-MS | |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | | | | |
| 2-butossietanolo urinario [U] | Codice | BUTOSI | Materiale | Urine 10 mL | |
| | Inizio turno | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/L | Metodo | GC-MS | |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | | | | |
| 25-OH vitamina D2 | Codice | VD2 | Materiale | Siero CONGELATO 1 mL al buio | |
| | | Codice ASL | Conservazione | fino a 1 mese a -20° e al buio | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | ug/L | Metodo | HPLC | |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| 25-OH vitamina D3 (25-idrossivitamina D) [S/P] | <i>Codice</i> VD3 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.44.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> Carenza: < 10 Lieve carenza: 10 - 20 Normale: 21 - 100 Valore potenzialmente tossico: > 100 | |
| 4,4-diaminodifenilmetano urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> MDAF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> UPLC-UV |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti fine turno: <10 Limite di sensibilità: 2.5 ug/L | |
| 4,4-diaminodifenilmetano urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> MDAI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> UPLC-UV |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti fine turno: <10 Limite di sensibilità: 2.5 ug/L | |
| 4-clorocatecolo urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> CLCATF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti a clorobenzene (fine turno fine settimana lavorativa): <100 Limite di sensibilità: 1.0 mg/L | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| 4-clorocatecolo urinario [U] | Codice | CLCATI | Materiale | Urine 10 mL |
| | Inizio turno | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 12 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Tossicologia | UM | mg/g creatinina | Metodo | HPLC |
| Preparazione | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a clorobenzene (fine turno fine settimana lavorativa): <100 Limite di sensibilità: 1.0 mg/L | | | |
| 5-OH N-metilpirrolidone urinario [U] | Codice | NMPPDF | Materiale | Urine 10 mL |
| | Fine turno | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 12 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Tossicologia | UM | mg/L | Metodo | LC-MS |
| Preparazione | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti fine turno: <100 Limite di sensibilità: 10 mg/L | | | |
| 5-OH N-metilpirrolidone urinario [U] | Codice | NMPRDI | Materiale | Urine 10 mL |
| | Inizio turno | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 12 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Tossicologia | UM | mg/L | Metodo | LC-MS |
| Preparazione | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti fine turno: <100 Limite di sensibilità: 10 mg/L | | | |
| ACE (Antiotensin Converting Enzyme) | Codice | ACE | Materiale | Siero 1 mL |
| | | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 4 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Immunologia | UM | U/L | Metodo | Colorimetrico |
| Preparazione | Valori Riferimento 37 - 137 | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Acetato di butile urinario [U] Inizio turno | Codice AB | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.05 mg/L | |
| Acetato di butile urinario [U] Fine turno | Codice ABF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.05 mg/L | |
| Acetato di etile ematico [Sg] | Codice ACETSA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura | |
| Acetato di etile urinario [U] Fine turno | Codice ACETIF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |
| Acetato di etile urinario [U] Inizio turno | Codice ACETIL | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |

| | | |
|--|---|---|
| Acetone ematico [Sg] | <i>Codice</i> ACS | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-FID |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 2.0 Esposti: < 20.0 Limite di sensibilità 0.2 mg/L | |
| Acetone urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> ACF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.15.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a Acetone < 25 Esposti a 2-Propanolo < 40 Limite di sensibilità 1 | |
| Acetone urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> ACI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.15.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a Acetone < 25 Esposti a 2-Propanolo < 40 Limite di sensibilità 1 | |
| Acetonitrile urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> ACTNF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> GC-FID |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |

| | | |
|--|--|--|
| Acetonitrile urinario [U] Inizio turno | Codice ACTNI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |
| Acidi biliari [S] | Codice ACB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.01.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM umol/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < = 6 | |
| Acidi grassi essenziali Acido Arachidonico/Eicosapentaenoico (AA/EPA), Acido Arachidonico/Docosaesanoico (AA/DHA) | Codice ACIGE | Materiale PLASMA EDTA CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ratio | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento AA/EPA: Uomo min: 1.00-21.00 Donna min: 1.00-21.00 AA/DHA: Uomo min: 0.78-11.67 Donna min: 0.78-11.67 | |

| | | |
|---|--|---|
| Acidi grassi frazionati [P] | <i>Codice</i> ACIFRA | <i>Materiale</i> Plasma EDTA |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 14 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> GC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Acido palmitico: 20-27 Acido stearico: 6-9 Acido palmitoleico: 1.8-2.4 Acido oleico: 21-25 Acido linoleico: 23-33 Acido linolenico: 0.1-0.5 Acido arachidonico: 7.1-9.1 Acido eicosatrienoico: 1-5 Acido eicosapentaenoico: 0.5-2.0 Acido docosapentaenoico: 0.2-0.8 Acido docoesaenoico: 1.4-4.5 | |
| Acido 2,3-dimetilbenzoico urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> DMBZF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti fine turno: < 400 Limite di sensibilità 1.0 mg/L | |
| Acido 2,3-dimetilbenzoico urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> DMBZI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti fine turno: < 400 Limite di sensibilità 1.0 mg/L | |

| | | |
|---|---|--|
| Acido 2-etossiacetico urinario [U] Fine turno | Codice ETOSF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti (fine turno fine settimana lavorativa): <100.0 Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |
| Acido 2-etossiacetico urinario [U] Inizio turno | Codice ETOSI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti (fine turno fine settimana lavorativa): <100.0 Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |
| Acido 2-tiazolidin 4-carbossilico urinario [U] Fine turno | Codice TTCAF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a solfuro di carbonio: < 0.5 | |
| Acido 2-tiazolidin 4-carbossilico urinario [U] Inizio turno | Codice TTCAI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a solfuro di carbonio: < 0.5 | |
| Acido 5-OH indolacetico (Acido 5-idrossi indolacetico o 5-HIAA) urinario [dU] 24h | Codice ACID | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.02.1 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 0.5 - 8.2 | |

| | | |
|--|--|--|
| Acido acetico urinario [U] Fine turno | Codice ACETF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 5.0 mg/L | |
| Acido acetico urinario [U] Inizio turno | Codice ACETI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 5.0 mg/L | |
| Acido butossiacetico urinario [U] Inizio turno | Codice BUTOI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: (fine turno fine settimana lavorativa) <200.0 Limite di sensibilità: 1.0 mg/L | |
| Acido butossiacetico urinario [U] Fine turno | Codice BUTOF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: (fine turno fine settimana lavorativa) <200.0 Limite di sensibilità: 1.0 mg/L | |
| Acido delta-amino levulinico urinario [U] Fine turno | Codice ALAUAF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.02.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento < 4.5 | |

| | | |
|--|---|---|
| Acido delta-amino levulinico urinario [U] | <i>Codice</i> ALAU | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.02.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Inizio turno Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 4.5 | |
| Acido fenilgliossilico urinario [U] | <i>Codice</i> ACFF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Per esposizione e stirene/etilbenzene si consiglia dosaggio di acido mandelico+fenilgliossilico | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a etilbenzene/Stirene: acido mandelico+acido fenilgliossilico < 150 Limite di sensibilità 15 mg/L | |
| Acido fenilgliossilico urinario [U] | <i>Codice</i> ACFI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Inizio turno Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Per esposizione e stirene/etilbenzene si consiglia dosaggio di acido mandelico+fenilgliossilico | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a etilbenzene/Stirene: acido mandelico+acido fenilgliossilico < 150 Limite di sensibilità 15 mg/L | |
| Acido fenilmercapturico urinario [U] | <i>Codice</i> MERCA | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a Benzene < 25 Limite di sensibilità 2 | |
| Acido fenilmercapturico urinario [U] | <i>Codice</i> MERCAL | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Inizio turno Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a Benzene < 25 Limite di sensibilità 2 | |
| Acido folico [S] | <i>Codice</i> FLT | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.23.2 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> 3.1 - 20.5 | |

| | | |
|---|---|--|
| Acido formico urinario [U] Fine turno | Codice AFOF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo Enzimatico colorimetrico UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: 3 - 30 Esposti: < 80 Limite di sensibilità: 0.05 mg/L | |
| Acido formico urinario [U] Inizio turno | Codice AFOI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo Enzimatico colorimetrico UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: 3 - 30 Esposti: < 80 Limite di sensibilità: 0.05 mg/L | |
| Acido furoico urinario [U] Fine turno | Codice FUROF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: <65.0 Esposti fine turno: <200.0 Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Acido furoico urinario [U] Inizio turno | Codice FUROI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: <65.0 Esposti fine turno: <200.0 Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Acido ippurico urinario [U] Fine turno | Codice APF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.02.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per esposizione a toluene si consiglia toluene ematico/urinario, orto-cresolo | UM g/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura. Limite di sensibilità 0.015 | |

| | | |
|--|---|---|
| Acido ippurico urinario [U] | <i>Codice</i> APP | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.02.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>UM</i> g/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| <i>Preparazione</i> Per esposizione a toluene si consiglia toluene ematico/urinario, orto-cresolo. | <i>Valori Riferimento</i> Non sono presenti valori limite in letteratura. Limite di sensibilità 0.015 | |
| Acido lattico [P] | <i>Codice</i> ACL | <i>Materiale</i> Plasma litio eparina CONGELATO 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.02.5 | <i>Conservazione</i> 1 settimana a -20 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 3 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> Centrifugare, separare e congelare a -20°C al più presto | <i>UM</i> mmol/L | <i>Metodo</i> Ossimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> 0.7 - 2.10 | |
| Acido mandelico e acido fenilgliossilico urinario [U] | <i>Codice</i> ETBNI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a etilbenzene/Stirene < 150 Limite di sensibilità 30 | |
| Acido mandelico e acido fenilgliossilico urinario [U] | <i>Codice</i> ETBNF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Fine turno | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a etilbenzene/Stirene < 150 Limite di sensibilità 30 | |
| Acido mandelico urinario [U] | <i>Codice</i> ACMF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Fine turno | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>UM</i> mg/g creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| <i>Preparazione</i> Per esposizione e stirene/etilbenzene si consiglia dosaggio di acido mandelico+fenilgliossilico | <i>Valori Riferimento</i> Esposti a etilbenzene/Stirene: acido mandelico+acido fenilgliossilico < 150 Limite di sensibilità 15 mg/L | |

| | | |
|--|--|--|
| Acido mandelico urinario [U] Inizio turno | Codice ACMI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per esposizione e stirene/etilbenzene si consiglia dosaggio di acido mandelico+fenilgliosilico | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a etilbenzene/Stirene: acido mandelico+acido fenilgliosilico < 150 Limite di sensibilità 15 mg/L | |
| Acido metilippurico urinario [U] Fine turno | Codice AMEF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM g/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a Xileni: < 0.3 Limite di sensibilità 0.015 mg/L | |
| Acido metilippurico urinario [U] Inizio turno | Codice AMEI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM g/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a Xileni: < 0.3 Limite di sensibilità 0.015 mg/L | |
| Acido metossiacetico urinario [U] Fine turno | Codice METOF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti (fine turno fine settimana lavorativa): < 1.0 Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |
| Acido metossiacetico urinario [U] Inizio turno | Codice METOI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti (fine turno fine settimana lavorativa): < 1.0 Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Acido omoanillico urinario [dU] 24h | Codice AO | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) Nota: Esame eseguito presso Ospedale San Raffaele | UM mg/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento < 6.2 | |
| Acido ossalico sierico [S] | Codice ACOSS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM µmol/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Popolazione generale: non disponibile Limite di sensibilità: 15.00 µmol/L | |
| Acido ossalico urinario [dU] 24h | Codice ACOS | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.35.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Astenersi dall'assunzione di integratori di vitamina C per almeno 48-72 ore prima della raccolta dell'urina Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini: 20 - 60 Donne: 20 - 55 Limite di sensibilità: 0.6 mg/L | |
| Acido ossalico urinario [U] Fine turno | Codice ACOSU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.6 mg/L | |
| Acido ossalico urinario [U] Inizio turno | Codice ACOSUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.6 mg/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Acido sialico urinario [U] Fine turno | Codice ACSF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mmoli/moli creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mmoli/L | |
| Acido sialico urinario [U] Inizio turno | Codice ACSI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mmoli/moli creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mmoli/L | |
| Acido T,T-muconico urinario [U] Fine turno | Codice ACTTF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Esposti a Benzene < 500 Limite di sensibilità 20 | |
| Acido T,T-muconico urinario [U] Inizio turno | Codice ACTTI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Esposti a Benzene < 500 Limite di sensibilità 20 | |
| Acido tioglicolico (acido mercaptodiacetico) urinario [U] | Codice TIOGLI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 2 mg/L | |

| | | |
|---|---|---|
| Acido tricloroacetico urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> TCAI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-FID |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti (fine turno fine settimana lavorativa) a: metilcloroformio: <10.0 tricloroetilene: <15.0 Limite di sensibilità: 0.8 mg/L | |
| Acido tricloroacetico urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> TCAF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-FID |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti (fine turno fine settimana lavorativa) a: metilcloroformio: <10.0 tricloroetilene: <15.0 Limite di sensibilità: 0.8 mg/L | |
| Acido urico urinario [dU/U] urine 24h | <i>Codice</i> URC | <i>Materiale</i> Urine delle 24h |
| | <i>Codice ASL</i> 90.43.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Indicare la diuresi (mL) | <i>UM</i> g/24h | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> 0.25 - 0.75 | |
| Acido urico [S] | <i>Codice</i> AU | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.43.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/dL | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini: 3.5 - 7.2 Donne: 2.6 - 6.0 Bambini: 2.5 a 5.0 | |

| | | |
|---|--|--|
| Acido valproico (Depakin) | Codice DEP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.03.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 50 - 100 | |
| Acido vanilmandelico urinario [dU] 24h | Codice ACV | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.03.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 1.8 - 6.7 | |
| Nota: Esame eseguito presso Ospedale San Raffaele | | |
| Acrilammide urinaria [U] Inizio turno | Codice ACLIT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura | |
| Acrilammide urinaria [U] Fine turno | Codice ACLFT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura | |
| Acronitrile urinario [U] Fine turno | Codice ACRF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: <5.0 Non esposti, fumatori: <15.0 Esposti: <350.0 Limite di sensibilità 1.0 ug/L | |

| | | |
|---|--|---|
| Acrylonitrile urinario [U] Inizio turno | Codice ACRI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: <5.0 Non esposti, fumatori: <15.0 Esposti: <350.0 Limite di sensibilità 1.0 ug/L | |
| ACTH plasmatico [P] Ormone adrenocorticotropo | Codice ACT | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.15.2 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per dosaggi successivi utilizzare i seguenti codici: ACTHP ACTH [P] Pomeridiano ACTHS ACTH [P] Ormone adrenocorticotropo (CURVA dopo stimolo) | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 4.7 - 48.8 | |
| Adenovirus Analisi qualitativa del DNA | Codice AEDN | Materiale Plasma EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.11.5 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità: 250 copie/mL | |
| Adenovirus IgA | Codice ADEA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.12.3 | Conservazione 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. |
| Preparazione | UM Indice | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: <0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: >1.1 | |
| Adenovirus IgG | Codice ADEG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.12.3 | Conservazione 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. |
| Preparazione | UM Indice | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: <0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: >1.1 | |

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Adenovirus-Rotavirus [FECI] Ricerca diretta | Codice VIR | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 91.13.3 | Conservazione 24h a 2-8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| ADH [P] Ormone anti-diuretico | Codice ADH | Materiale Plasma EDTA CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.04.1 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 22 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione Porre immediatamente il campione (anticoagulato con EDTA) in acqua e ghiaccio. Centrifugare al più presto, comunque entro 3 ore possibilmente con centrifuga refrigerata. Separare il plasma e congelarlo a -20° C; spedire in ghiaccio secco. | UM pmol/mL | Metodo RIA |
| | Valori Riferimento <13.0 | |
| Agoaspirato Sede unica | Codice AGOAS | Materiale Liquido da agoaspirazione |
| | Codice ASL 91.39.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Miscelare il prima possibile al fissativo (etanolo 50%) o inviare vetrini già strisciati indicando se fissati o non. | UM | Metodo Colorazione Papanicolaou (fissati) /Giemsa MG (non fissati) |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Agoaspirato Sedi multiple | Codice AGOAM | Materiale Liquido da agoaspirazione |
| | Codice ASL 91.39.6 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Miscelare il prima possibile al fissativo (etanolo 50%) o inviare vetrini già strisciati indicando se fissati o non. | UM | Metodo Colorazione Papanicolaou (fissati) /Giemsa MG (non fissati) |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Agobiopsia mammaria | Codice AGOMAM | Materiale Agobiopsia |
| | Codice ASL 91.46.5 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina | UM | Metodo Colorazione ematossilina/eosina |
| | Valori Riferimento | |
| Agobiopsia prostatica Fino a 8 pezzi | Codice AGOPRO | Materiale Agobiopsia |
| | Codice ASL 91.44.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| | | |
|---|--|---|
| <i>Preparazione</i> Conservare subito in liquido di Bouin. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colorazione ematossilina/ eosina |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |

| | | |
|---|---|--|
| Agobiopsia prostatica > di 8 pezzi | Codice AGOPRO1 | Materiale Agobiopsia |
| | Codice ASL 91.44.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in liquido di Bouin. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| ALA deidrase (delta-aminolevulinico deidratasi) eritrocitaria [Sg] | Codice ALA | Materiale Sangue intero litio-eparina 4 mL |
| | Codice ASL 90.04.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento > 20 | |
| Alanina aminotransferasi (ALT)(GPT) [S] | Codice GPT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.04.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo IFCC |
| | Valori Riferimento Uomini: <45 Donne: <34 | |
| Albumina sierica [S] | Codice ALBS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento 32.4 - 52.8 | |
| Alcol butilico ematico [Sg] | Codice ABUSA | Materiale Sangue intero litio-eparina 4 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: assente Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Alcol butilico urinario [U] Inizio turno | Codice ABUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: assente Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Alcol butilico urinario [U] Fine turno | Codice ABUF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: assente Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Alcol etilico ematico [Sg] | Codice ALC | Materiale Sangue intero EDTA K3 4 mL |
| | Codice ASL 90.20.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento LOQ 10 mg/dL C.d.s. < 50 | |
| Alcol etilico urinario [U] Inizio turno | Codice ETA | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.1 mg/dL | |
| Alcol etilico urinario [U] Fine turno | Codice ETAF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.1 mg/dL | |

| | | |
|--|---|--|
| Alcol isobutilico ematico [Sg] | Codice ISOB | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Assente | |
| Alcol isobutilico urinario [U] | Codice AIBI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.4mg/L | |
| Alcol isobutilico urinario [U] | Codice AIB | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.4mg/L | |
| Alcol isopropilico ematico [Sg] | Codice AISA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.4 mg/L | |
| Alcol isopropilico urinario [U] | Codice AIF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Alcol isopropilico urinario [U] Inizio turno | Codice All | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |
| Alcol metilico ematico [Sg] | Codice METAP | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 2.6 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.5 mg/L | |
| Alcol metilico urinario [U] Fine turno | Codice METF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Esposti: <15 Limite di sensibilità 1 mg/L | |
| Alcol metilico urinario [U] Inizio turno | Codice METUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Esposti: <15 Limite di sensibilità 1 mg/L | |
| Alcol propilico urinario [U] Inizio Turno | Codice ALPRI | Materiale Urina Inizio Turno |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.4 mg/L | |

| | | |
|---|---|--|
| Alcol propilico urinario [U] Fine Turno | Codice ALPRF | Materiale Urina Fine Turno |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.4 mg/L | |
| Aldeide formica urinaria [U] Fine turno | Codice AFF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.2 mg/L | |
| Aldeide formica urinaria [U] Inizio turno | Codice AFI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.2 mg/L | |
| Aldolasi [S] | Codice ALD | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 1.2 - 7.5 | |
| Aldosterone in clinostatismo [P] | Codice ADC | Materiale Plasma EDTA CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.3 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 11.7 - 236.0 | |

| | | |
|--|---|--|
| Aldosterone in ortostatismo [P] | Codice ALS | Materiale Plasma EDTA CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.3 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 22.1 - 353.0 | |
| Aldosterone urinario [dU] urine 24h | Codice ALU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.05.3 | Conservazione 4h a T. amb , 1 settimana a -20°C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Dieta normale: 6 - 25 Dieta ad alto contenuto di NaCl: 0 - 6 Dieta a basso contenuto di NaCl: 17 - 44 | |
| Alfa-1-anti-tripsina [S] | Codice AA1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento 0.90 - 2.00 | |
| Alfa-1-glicoproteina acida sierica [S] | Codice MUC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.06.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento 50 - 120 | |
| Alfa-2-macroglobulina [S] | Codice A2M | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.06.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento 0.74 - 2.98 | |

| | | |
|---|---|--|
| Alfa-fetoproteina su liquido amniotico | Codice AFPLA | Materiale liquido amniotico |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento per settimana: 14° : 10.000- 45.000; 15 : 8.000- 40.000 16° : 6.500- 34.000; 17 : 5.500- 28.000 18° : 4.500- 23.000; 19 : 3.800- 19.000 20° : 3.000- 17.000; 21 : 2.500-13.000 22° : 2.000- 10.000; 23: 1.800- 8.500 24° : 1.400- 7.000; 25: 1.200- 5.500 | |
| Alfa-fetoproteina [S] | Codice AFP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < = 9.00 | |
| Alfa-fetoproteina [S] monitoraggio in gravidanza | Codice AFP1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.05.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento per settimana di gestazione: 15° : 31.1 16° : 36.0 17° : 41.6 18° : 48.1 19° : 55.7 20° : 64.4 | |
| Alluminio plasmatico [P] | Codice ALL | Materiale Plasma litio eparina 2 mL |
| | Codice ASL 90.07.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento < 10 Limite di sensibilità 1 ug/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Alluminio urinario [U] Fine turno | Codice ALUF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.07.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 10 Esposti: < 200 Limite di sensibilità 1 ug/L | |
| Alluminio urinario [U] Inizio turno | Codice ALUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.07.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 10 Esposti: < 200 Limite di sensibilità 1 ug/L | |
| ALMOL f355 rCyp c 1, (Cyprinus carpio) | Codice F355 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL f426 rGad c1 (Gadus morhua) | Codice F426 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL f433 rTri a 14 LTP, (Triticum aestivum) | Codice F433 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| ALMOL f435 rMal d 3 LTP (Malus domestica) | Codice F435 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL f439 rCor a 14 (Corylus avellana) | Codice F439 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL f440 nCor a 9 (Corylus avellana) | Codice F440 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL f441 rJug r 1 (Juglans regia) | Codice F441 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL f442 rJug r 3 LTP (Juglans regia) | Codice F442 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL m218 rAsp f 1 (Aspergillus fumigatus) | Codice M218 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|------------------------------|--|
| ALMOL m219 rAsp f 2, (Aspergillus fumigatus) | Codice M219 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL m220 rAsp f 3, (Aspergillus fumigatus) | Codice M220 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL m221 rAsp f 4 (Aspergillus fumigatus) | Codice M221 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL m222 rAsp f 6 (Aspergillus fumigatus) | Codice M222 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL w230 nAmb a1 (Ambrosia artemisiifolia/A. elatior) | Codice W230 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento | |
| ALMOL w233 nArt v3 LTP (Artemisia vulgaris) | Codice W233 | Materiale |
| | Codice ASL 90.68.1 | Conservazione |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|---|---|---|
| Amfetamina urinaria [U] Test di screening quantitativo | <i>Codice</i> ANFQ | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ amfetamina 500 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF amfetamina 500 | |
| Amfetamina/ Metamfetamina urinaria [U] Test di conferma | <i>Codice</i> ANCONF | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ amfetamina 200 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF amfetamina 250 DGR VIII/9097: LOQ metamfetamina 200 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metamfetamina 250 | |
| Amfetamina/ Metamfetamina urinaria [U] Test di screening Test di screening qualitativo | <i>Codice</i> ANF | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ amfetamina 500 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF amfetamina 500 | |

| | | |
|---|--|--|
| Amikacina | Codice AMIK | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.20.6 | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo KIMS |
| | Valori Riferimento | |
| Amilasi isoenzimi sierici [S] frazioni pancreatiche e salivare | Codice ISO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.06.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 8 - 53 | |
| Amilasi pancreatiche [S] | Codice AMPA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.06.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Frazione pancreatiche: 8 - 53 Frazione salivare: < 47 | |
| Amilasi urinaria [dU] | Codice AMU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.06.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Sono ammesse raccolte differenti dalle 24 ore solo se sono noti l'intervallo di tempo ed il volume della raccolta (minimo 2 ore). Riportare questi dati (tempo in ore e volume in mL) nelle note | UM U/24h | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 20 - 408 U/24h 1 - 17 U/h | |
| Amilasi [S] | Codice AMI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.06.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 70 anni: 25 - 125 > = 70 anni: 20 - 160 | |
| Amiodarone | Codice AMIO | Materiale |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|--|--|
| Ammine aromatiche urinarie [U] Fine turno | Codice AMM | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Cromatografico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 1.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Ammine aromatiche urinarie [U] Inizio turno | Codice AMMI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Cromatografico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 1.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Ammonio plasmatico [P] | Codice AMN | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.07.5 | Conservazione 2 ore in ghiaccio; 3 giorni - 20 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Conservare in ghiaccio (evitando emolisi) fino alla separazione Separare e congelare al più presto | UM ug/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < = 100 | |
| Amniocentesi Determinazione del cariotipo fetale da cellule del liquido amniotico | Codice AMNIO | Materiale Liquido amniotico |
| | Codice ASL 91.31.1 | Conservazione 1 giorno a T. amb, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 26 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO PRENATALE. Si richiede la firma sulla provetta. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | UM | Metodo Bandeggio Q |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Amniocentesi con QF PCR Determinazione del cariotipo fetale da cellule del liquido amniotico + Analisi rapida dei cromosomi 21,18,13, X e Y tramite QF-PCR | Codice AMNIOQF | Materiale Liquido amniotico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a T. amb, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 26 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione !!! OBBLIGATORIO INSERIRE MEDICO RICHIEDENTE !!! Si richiede il consenso del CARIOTIPO PRENATALE. Si richiede la firma sulla provetta. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | UM | Metodo Bandeggio Q+ QF PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Analisi colturale Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice TUL | Materiale Tamponi in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Analisi dell'esoma clinico | Codice EXOCLI | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 45 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo NGS |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Analisi di mutazione nota in familiari | Codice MUTFAM | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 30 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Analisi feci completo [FECI] Consistenza, Colore, pH, Sangue macroscopico visibile, Fibre carnee parzialmente digerite, Fibre carnee indigerite, Amido, Grassi neutri, Acidi grassi, Residui vegetali, Formazioni parassitarie | Codice FEC | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.21.3 | Conservazione 12h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: FEC2 Analisi feci completo [FECI] II campione FEC3 Analisi feci completo [FECI] III campione | UM | Metodo Chimico - Microscopico |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|--|---|
| Androstenediolo glucuronide sierico [S] | <i>Codice</i> AND | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.08.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini: 1.53 - 14.82 Donne pre menopausa: 0.55-4.64 Donne post menopausa: 0.61-3.71 | |
| Antibiogramma per gram negativi Cefixime, Cefalexina, Ceftriaxone, Cefotaxime, Ceftazidime, Cefuroxime, Cefpodoxime, Ampicillina, ESBL, Ciprofloxacina, Meropenem, Amicacina, Netilmicina, Trimetoprim/sulfametossazolo, Amoxicillina/Clavulanato, Ampicillina/Sulbactam, Tobramicina, Gentamicina | <i>Codice</i> ABGV13 | <i>Materiale</i> Batteri da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> 90.85.2 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> MIC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Secondo EUCAST | |
| Antibiogramma per gram negativi multiresistenti Amicacina, Amoxicillina/Acido clavulanico, Cefepine, Cefotaxime, Ceftaxidime, Ciprofloxacina, Colistina, Ertapenem, Fosfomicina, Gentamicina, Imipenem, Meropenem, Nitrofurantomina, Piperacillina/Tazobactam, Tigeciclina, Trimethoprim/Sulfametazolo | <i>Codice</i> ABGV6 | <i>Materiale</i> Batteri da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> 91.85.2 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> MIC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Secondo Eucast | |

| | | |
|---|--|---|
| Antibiogramma per gram positivi Ampicillina, Ampicillina/Sulbactam, Benzilpenicillina, Cefuroxime, Clindamicina, Eritromicina, Gentamicina HL, Imipenem, Levofloxacin, Linezolid, Moxifloxacin, Nitrofurantoina, Quinupristina/Dalfopristina, Streptomycin | <i>Codice</i> ABGV8 | <i>Materiale</i> Batteri da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> 90.85.2 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> MIC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Secondo EUCAST | |
| Antibiogramma per micoplasmi urogenitali Ciprofloxacina, Eritromicina, Penicillina, Ofloxacina, Tetraciclina, Azitromicina, Doxiciclina, Josamicina, Claritromicina | <i>Codice</i> UMA | <i>Materiale</i> Batteri da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Antibiogramma per Staphylococcus aureus Benzilpenicillina, Cefoxitina, Clindamicina, Daptomicina, Eritromicina, Fosfomicina, Acido Fusidico, Gentamicina, RIC, Levofloxacin, Linezolid, Mupirocina, Oxacillina, Rifampicina, Teicoplanina, Tigeciclina, Trimetoprim/sulfametossazolo, Vancomicina, Tetraciclina | <i>Codice</i> ABGV11 | <i>Materiale</i> Batteri da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> 90.85.2 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> MIC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Secondo EUCAST | |
| Antibiogramma per Streptococcus pyogenes Amoxicillina/Acido Clavulanico, Benzilpenicillina, Resistenza Inducibile Clindamicina, Levofloxacin, Linezolid, Tetraciclina, Trimetoprim/sulfametossazolo, Vancomicina | <i>Codice</i> ABGV4 | <i>Materiale</i> Batteri da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> 90.85.2 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> MIC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Secondo EUCAST | |

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| Anticorpi anti cervelletto CV2 | Codice CECV | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta e Immunoblot |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti cervelletto Hu | Codice AACEHU | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta e Immunoblot |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti cervelletto Ma2 | Codice CEMA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta e Immunoblot |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti cervelletto Ri | Codice AACERI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta e Immunoblot |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti cervelletto YO | Codice AACEYO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta e Immunoblot |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti eritrociti Identificazione [Sg] | Codice IDTCI | Materiale Sangue intero EDTA |
| | Codice ASL 90.49.2 | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione Approfondimento da richiedere per Test di Coombs indiretto positivo | UM | Metodo Emoagglutinazione |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|---|--|
| Anticorpi anti-acquaporina 4 | Codice AQP4 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Anti-acquaporina 4 IgG: Assenti | |
| Anticorpi anti-amfifisina | Codice ACEFI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-ANCA Autoanticorpi contro costituenti citoplasmatiche dei granociti neutrofili | Codice NCA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.48.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Dubbio: 10 - 20 Positivo: > 20 | |
| Anticorpi anti-antigene JO1 | Codice JO1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-antigene Scl 70 | Codice SCL70 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-antigene Sm | Codice SM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Assenti | |

| | | |
|--|---|--|
| Anticorpi anti-antigene Sm/RNP | Codice SM/R | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-antigene SSA/Ro | Codice SSA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-antigene SSB/La | Codice SSB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina 1 IgG | Codice B2GG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.49.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Multiplex luminex |
| | Valori Riferimento Negativo: < 20 Positivo basso: 20 - 39 Positivo medio: 40 - 79 Positivo alto: 80 - 160 | |
| Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina 1 IgM | Codice B2GM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.49.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo Multiplex luminex |
| | Valori Riferimento Negativo: < 20 Positivo basso: 20 - 39 Positivo medio: 40 - 79 Positivo alto: 80 - 160 | |

| | | |
|---|---|--|
| Anticorpi anti-cardiolipina IgA | Codice ACGA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM APL-U/mL | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: <10.0 Positivo: >10.0 | |
| Anticorpi anti-cardiolipina IgG | Codice ACG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.47.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Dubbio: 10 - 20 Positivo: > 20 | |
| Anticorpi anti-cardiolipina IgM | Codice ACM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.47.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo:<10 Dubbio:10-20 Positivo:>20 | |
| Anticorpi anti-cellule parietali | Codice PCA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.48.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Negativo diluzione di screening utilizzata: 1:40 | |
| Anticorpi anti-centromero | Codice ACA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti | |

| | | |
|--|---|--|
| Anticorpi anti-cervelletto profilo completo Include: Anticorpi anti-Ri, anti-Hu, anti-YO, anti-CV2, anti-Ma, anti-amfifisina | Codice AACER | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 4 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta e Immunoblot |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-citrullina | Codice CCP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.53.C | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 5 | |
| Anticorpi anti-collagene | Codice COLL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:40 Bassi: 1:40 - 1:80 Alti: 1:160 - 1:320 Molto alti: > 1:320 | |
| Anticorpi anti-cute Membrana basale epidermica; sostanza intercellulare | Codice CUTE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.52.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 11 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo IF |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:20 | |
| Anticorpi anti-DNAse B steptococcica | Codice DNAB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento Bambini 0 - 6 anni: < 75 Bambini 6 - 12 anni: < 300 Adulti: < 200 | |

| | | |
|--|---|---|
| Anticorpi anti-dsDNA (double strand DNA) | <i>Codice</i> DNA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.48.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo diluizione di screening utilizzata: 1:20 | |
| Anticorpi anti-ENA antigeni nucleari estraibili Test di screening | <i>Codice</i> ENA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.47.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 3 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Per ENA Profilo si richiedano Anticorpi anti: Antigene JO1 (cod. JO1), Antigene Scl 70 (cod. SCL70), Antigene Sm (cod. SM), Antigene Sm/RNP (cod. SM/R), Antigene SSA (Ro) (cod. SSA), Antigene SSB(La) (cod. SSB) | <i>UM</i> UA/mL | <i>Metodo</i> CLIA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 1.0 | |
| Anticorpi anti-endomisio IgA | <i>Codice</i> END | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.48.6 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo diluizione di screening utilizzata: 1:5 | |
| Anticorpi anti-endomisio IgG | <i>Codice</i> END1 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.48.6 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo diluizione di screening utilizzata: 1:5 | |

| | | |
|---|---|--|
| Anticorpi anti-endotelio | Codice ENT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:40 Bassi: 1:40 - 1:80 Alti: 1:160 - 1:320 Molto alti: > 1:320 | |
| Anticorpi anti-fattore intrinseco | Codice FINTR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Indice | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 20 | |
| Anticorpi anti-fosfolipidi IgG | Codice FOSF | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90496 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-fosfolipidi IgM | Codice FOSF1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.49.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-GAD Glutammico decarbossilasi | Codice GAD | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento < 5 | |
| Anticorpi anti-ganglioside GM1 IgG | Codice GAN1G | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunoblotting |
| | Valori Riferimento Assenti | |

| | | |
|---|--|--|
| Anticorpi anti-ganglioside GM1 IgM | Codice GAN1M | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunoblotting |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-ganglioside GQ1B | Codice GANQ1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunoblotting |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Anticorpi anti-gangliosidi Profilo completo (GQ1b-IgG, GM1-IgG, GM1-IgM, GD1a-IgG, GD1a-IgM, GD1b-IgG, GD1b-IgM, solfatidi IgM) | Codice GAN | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UR, titolo | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Anticorpi anti-gliadina deamidata IgA | Codice AAG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.49.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Positivo: > 10 | |
| Anticorpi anti-gliadina deamidata IgG | Codice AAGG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.49.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Positivo: > 10 | |
| Anticorpi anti-IA2 | Codice IA2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento < 7.4 | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Anticorpi anti-insula pancreatica ICA | Codice ICA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.50.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento <28 Negativo | |
| Anticorpi anti-insulina | Codice INSA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.51.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento <20 | |
| Anticorpi anti-MAG Anti-glicoproteina associata alla mielina | Codice AAM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.51.3 | Conservazione 4 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento < 1000 | |
| Anticorpi anti-membrana basale | Codice MBA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.52.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <20.0 | |
| Anticorpi anti-microsomi epato renali (LKM) | Codice LKM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.51.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento < 10 | |
| Anticorpi anti-microsomiali | Codice ANM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.51.4 | Conservazione 24h 2 - 8 °C; 1 mese -20°C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento < 18 | |

| | | |
|---|--|--|
| Anticorpi anti-mieloperossidasi | Codice MPO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Dubbio: 10 - 20 Positivo: > 20 | |
| Anticorpi anti-mitocondri | Codice AMA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.52.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Negativo diluizione di screening utilizzata: 1:40 | |
| Anticorpi anti-muscolo liscio | Codice ASMA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.52.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Negativo diluizione di screening utilizzata: 1:40 | |
| Anticorpi anti-muscolo striato | Codice ASMAS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.52.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Substrato: cuore di primate | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:100 | |
| Anticorpi anti-MUSK (muscle specific kinase) | Codice AMUSK | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 22 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento < 0.4 | |

| | | |
|--|---|---|
| Anticorpi anti-nervo GQ1b | <i>Codice</i> AANGQ1 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.45.9 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 17 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UR | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assenti | |
| Anticorpi anti-nervo periferico | <i>Codice</i> AANEP | <i>Materiale</i> Siero 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 4 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 17 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> Titolo, UA | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Anti MAG: <1000 Assenti: Anti Ganglioside GM1 IgG Anti Ganglioside GM1 IgM Anti Ganglioside GQ1b Anti Solfatidi | |
| Anticorpi anti-neuropatie motorie | <i>Codice</i> AANMOT | <i>Materiale</i> Siero 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 4 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 17 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> Titolo, UA | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assenti: AANGM1 < = 1:500 GQ1b < = 800 MAG < = 1000 | |
| Anticorpi anti-neuropatie sensitive | <i>Codice</i> AANSEN | <i>Materiale</i> Siero 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 17 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UA | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assenti: GQ1b < = 800 MAG < = 1000 SOL < = 1:2500 | |

| | | |
|--|---|---|
| Anticorpi anti-nucleo (ANA) inclusi eventuali titolazione e pattern | <i>Codice</i> FAN | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.52.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> Titolo | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 1:160 Positivo: => 1:160 (Linee guida GdS-AI 2015) | |
| Anticorpi anti-nucleo (ANA) reflex inclusi eventuali anticorpi anti ENA e anti DNA | <i>Codice</i> ANAR | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 1:160 Positivo: => 1:160 (Linee guida GdS-AI 2015) | |
| Anticorpi anti-ovaio | <i>Codice</i> OVA | <i>Materiale</i> Siero 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.53.1 | <i>Conservazione</i> 4 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Anticorpi anti-piastrine | <i>Codice</i> PI2 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.53.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Autoimmunità | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunoenzimatico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Anti-Glicoproteina IIb/IIIa: Negativo Anti-Glicoproteina Ia/IIa: Negativo Anti-Glicoproteina Ib/IX: Negativo Anti-Glicoproteina IV: Negativo Anti-HLA Classe I: Negativo | |

| | | |
|--|---|--|
| Anticorpi anti-proteinasi 3 | Codice AAPR3 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.53.F | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento < 20 | |
| Anticorpi anti-recettori acetilcolina | Codice RA | Materiale Siero 2 mL |
| | Codice ASL 90.53.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM nmol/L | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: <0.45 Limite di sensibilità: 0.25 nmol/L | |
| Anticorpi anti-recettori TSH | Codice ABR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.53.5 | Conservazione 3 giorni a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/L | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento < 1.5 | |
| Anticorpi anti-reticolina | Codice AARETI | Materiale Siero 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 4 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento IgG: Assenti IgA: Assenti | |
| Anticorpi anti-ribosomi | Codice RIBO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:40 Bassi: 1:40 - 1:80 Alti: 1:160 - 1:320 Molto alti: > 1:320 | |

| | | |
|--|--|--|
| Anticorpi anti-RNA polimerasi III | Codice AARNAP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento | |
| Anticorpi anti-surrene | Codice SUR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.54.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:10 | |
| Anticorpi anti-tireoglobulina | Codice ANG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.54.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 4.11 | |
| Anticorpi anti-tireoperossidasi | Codice AAP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.51.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Autoimmunità | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < = 5.61 | |
| Anticorpi anti-transglutaminasi IgA | Codice TRA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.53.D | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Positivo: > 10 | |
| Anticorpi anti-transglutaminasi IgG | Codice TRG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.49.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Positivo: = > 10 | |

| | | |
|--|---|---|
| Anticorpi anti-transglutaminasi riflessa (IgA o IgG) Inclusi: IgA totali ed eventuali anticorpi anti-endomisio e anti-gliadina deamidata (IgG e/o IgA) | <i>Codice</i> TRAR | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.53.G | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/dL | <i>Metodo</i> Turbidimetria, CLIA, Immunofluorescenza indiretta |
| | <i>Valori Riferimento</i> IgA totali: < 1 anno: 8 - 91; 1 - 11 anni: 21 - 291; 12 - 60 anni: 60 - 480; > 60 anni: 101 - 645 IgA e IgG anti transglutaminasi, IgA e IgG anti gliadina deamidata: Negativo: < 10; Positivo > = 10 IgA e IgG anti endomisio: Negativo | |
| Anticorpi anti-ZnT8 | <i>Codice</i> AAZNT8 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 14 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> U/mL | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 14.9 | |
| Antigene SCC (carcinoma a cellule squamose) | <i>Codice</i> SCC | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.57.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> CMIA |
| | <i>Valori Riferimento</i> <1.5 | |
| Antimicogramma 5-fluorocitosina, Amfotericina B, Miconazolo, Ketoconazolo, Itraconazolo, Fluconazolo, | <i>Codice</i> ANTIM | <i>Materiale</i> Miceti da coltura |
| | <i>Codice ASL</i> 90.97.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Biochimico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Antimonio ematico [Sg] | <i>Codice</i> ANTUS | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 4 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 1.0 ug/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Antimonio urinario [U] Inizio turno | Codice ANTUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 3.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |
| Antimonio urinario [U] Fine turno | Codice ANTU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 3.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |
| Antitrombina III [P] | Codice ANT | Materiale Plasma citrato (3,2%) 2 mL |
| | Codice ASL 90.57.5 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM % | Metodo Cromogenico |
| | Valori Riferimento 80 - 120 | |
| APC Resistance [P] resistenza alla proteina C attivata | Codice APC | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.77.2 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM sec | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento > 120 | |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Apolipoproteina A1 [S] | <i>Codice</i> APA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.08.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> 0 - 12 mesi Uomini: 0.61 - 1.64; Donne: 0.59 - 1.69 1-12 anni Uomini: 0.93 - 1.72; Donne: 0.86 - 1.79 12-60 anni Uomini: 0.95 - 1.86; Donne: 1.01 - 2.23 > 60 anni Uomini: 0.73 - 1.86; Donne: 0.91 - 2.24 | |
| Apolipoproteina B [S] | <i>Codice</i> APB | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.08.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> 0 - 12 mesi Uomini: 0.16 - 1.24; Donne: 0.17 - 1.20 1 - 12 anni Uomini: 0.48 - 1.25; Donne: 0.51 - 1.26 12 - 60 anni Uomini: 0.49 - 1.73; Donne: 0.53 - 1.82 > 60 anni Uomini: 0.54 - 1.63; Donne: 0.64 - 1.82 | |

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Aptoglobina [S] | <i>Codice</i> APT | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.09.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Bambine <= 1 anno: < 2.35 Bambini <= 1 anno: < 3.00 Bambini 2 - 12 anni: 0.03 - 2.70 Bambine 2 - 12 anni: 0.11 - 2.20 Donne <= 60 anni: 0.35 - 2.50 Uomini <= 60 anni: 0.14 - 2.58 Uomini > 60 anni: 0.40 - 2.68 Donne > 60 anni: 0.63 - 2.73 | |
| Argento ematico [Sg] | <i>Codice</i> AGP I.T. | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 ug/L | |
| Argento ematico [Sg] | <i>Codice</i> AGP F.T. | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 ug/L | |
| Argento urinario [U] | <i>Codice</i> AGF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 15 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 ug/L | |

| | | |
|--|--|--|
| Arsenico ematico [Sg] | Codice ARS | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 1.0 ug/L | |
| Arsenico urinario [U] Inizio turno | Codice ARSEI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti: < 15 Possibili interferenze alimentari (acqua, cereali, prodotti ittici - si consiglia speciazione) Limite di sensibilità 1 | |
| Arsenico urinario [U] Fine turno | Codice ARSE | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti: < 15 Possibili interferenze alimentari (acqua, cereali, prodotti ittici - si consiglia speciazione) Limite di sensibilità 1 | |
| Aspartato aminotransferasi (AST)(GOT) [S] | Codice GOT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.09.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo IFCC |
| | Valori Riferimento 11 - 34 | |
| Aspergillus fumigatus IgG | Codice ASFIG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.97.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Emoagglutinazione indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:40 Debole positivo: 1:40 - 1:320 Positivo: > 1:320 | |

| | | |
|---|--|--|
| Aspergillus spp | Codice ASP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Antigene galattomannano | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Microbiologia | UM indice | Metodo ELISA |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo: < 0.5 Positivo: > = 0.5 | |
| Asportazione linfonodi | Codice LINFO | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.47.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb. |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina | UM | Metodo Colorazione ematossilina / eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| AURORA | Codice AUR | Materiale Sangue intero, provetta dedicata da richiedere al laboratorio di genetica |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Analisi NGS su sangue materno per trisomie 13, 18 e 21 e aneuploidie dei cromosomi sessuali | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Sezione Genetica | UM | Metodo NGS |
| Preparazione Si richiede la scheda accettazione campione biologico. Si richiede il consenso informato AURORA. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | Valori Riferimento Non applicabile | |
| AURORA CARIOTIPO | Codice AURCAR | Materiale Sangue intero, provetta dedicata da richiedere al laboratorio di genetica |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Analisi NGS su sangue materno per trisomie 13, 18 e 21 e aneuploidie di tutti i cromosomi | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Sezione Genetica | UM | Metodo NGS |
| Preparazione Si richiede la scheda accettazione campione biologico. Si richiede il consenso informato AURORA. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | Valori Riferimento Non applicabile | |
| AURORA CARIOTIPO PLUS | Codice AURCARP | Materiale Sangue intero, provetta dedicata da richiedere al laboratorio di genetica |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Analisi NGS su sangue materno per trisomie 13, 18 e 21, aneuploidie di tutti i cromosomi e delezioni e duplicazioni parziali >= 7 Mb su tutti gli autosomi | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Sezione Genetica | UM | Metodo NGS |
| Preparazione Si richiede la scheda accettazione campione biologico. Si richiede il consenso informato AURORA. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|--|---|
| AURORA LIGHT Analisi NGS su sangue materno per trisomie 13, 18 e 21 | <i>Codice</i> AURINO | <i>Materiale</i> Sangue intero, provetta dedicata da richiedere al laboratorio di genetica |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni da lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Si richiede la scheda accettazione campione biologico. Si richiede il consenso informato AURORA. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> NGS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| AURORA PLUS Analisi NGS su sangue materno per trisomie 13, 18 e 21, aneuploidie dei cromosomi sessuali e delezioni e duplicazioni parziali >= 7 Mb su tutti gli autosomi | <i>Codice</i> AURPIU | <i>Materiale</i> Sangue intero, provetta dedicata da richiedere al laboratorio di genetica |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Si richiede la scheda accettazione campione biologico. Si richiede il consenso informato AURORA. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> NGS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Barbiturici urinari [U] Test di screening | <i>Codice</i> BA | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.09.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 25 | |
| Bario urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> BARI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 8,0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 3 ug/L | |
| Bario urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> BARF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 8,0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 3 ug/L | |

| | | |
|--|---|---|
| Bartonella henselae IgG | Codice BAR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.83.9 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:5 | |
| Bartonella henselae IgM | Codice BAR1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.83.9 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:5 | |
| BCR/ABL t(9;22) p190 | Codice BA190 | Materiale Sangue intero EDTA K3 25mL |
| | Codice ASL 91.2D.9 | Conservazione 4 ore a T. amb o 1 giorno a 2 - 8 °C, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede la firma sulla provetta. | UM in % copie BCR/ABL (p190) /copie ABL | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assenza di trascritto | |
| BCR/ABL t(9;22) p190/p210 | Codice LCML | Materiale Sangue intero EDTA K3 10 mL |
| | Codice ASL 91.2D.8 | Conservazione 4 ore a T. amb o 1 giorno a 2 - 8 °C, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo PCR ed elettroforesi |
| | Valori Riferimento Assenza del trascritto | |
| BCR/ABL t(9;22) p210 | Codice BA210 | Materiale Sangue intero EDTA K3 25 mL |
| | Codice ASL 91.2D.9 | Conservazione 4 ore a T. amb o 1 giorno a 2 - 8 °C, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede la firma sulla provetta. | UM in % copie BCR/ABL (p210) /copie ABL | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assenza del trascritto | |
| Benzene ematico [Sg] | Codice BEN | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.09.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 5.0 (presente nei fumatori) Esposti: non proposto Limite di sensibilità: 0.1 ug/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Benzene urinario [U] Inizio turno | Codice BENZU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.09.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: < 0.52 Esposti, fumatori: < 4.62 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |
| Benzene urinario [U] Fine turno | Codice BENZUF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.09.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: < 0.52 Esposti, fumatori: < 4.62 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |
| Benzodiazepine Analisi qualitativa | Codice BE | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.09.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento Negativo: < 200 | |
| Berillio urinario [U] Inizio turno | Codice BERIT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: valori non proposti Limite di sensibilità: 0.005 ug/L | |

| | | |
|---|---|--|
| Berillio urinario [U] Fine turno | Codice BERIF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: valori non proposti Limite di sensibilità: 0.005 ug/L | |
| Beta amiloide 1 - 40 nel liquor Determinazione quantitativa | Codice BAM140 | Materiale Liquor 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione ATTENZIONE RICHIEDIBILE SOLO PER LIQUOR | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento | |
| Beta HCG [S] Gonadotropina corionica umana subunità beta | Codice BHC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.27.5 | Conservazione 2 settimane a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Donne: Screening Gravidanza Negativo: < 5 Positivo: > 25 Follow-up Gravidanza settimana: 1 - 10° : 202 - 231000 11 - 15° : 22536 - 234990 16 - 22° : 8007 - 50064 23 - 40° : 1600 - 49413 Uomini: < 5 | |
| Beta-2-microglobulina urinaria [dU] 24h | Codice B2U | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.10.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) Per dosaggi su campioni estemporanei utilizzare il seguente codice: B2E Beta-2-microglobulina urinaria [U] campione estemporaneo | UM mg/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 0.32 | |

| | | |
|--|--|--|
| Beta-2-microglobulina urinaria [U] campione estemporaneo | Codice B2E | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.10.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i gironidal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento <0.32 | |
| Beta-2-microglobulina [S] | Codice B2P | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.10.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento 0.70 - 2.30 | |
| Bi test Analisi del rischio combinata di PAPP-A e beta HCG con traslucenza nucale | Codice BI TEST | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, oltre -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il modulo BITEST compilato e i dati ecografici. Analisi eseguibile nel primo trimestre. | UM | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Rischio nella norma | |
| Bicarbonati [S] | Codice BIC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.10.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mmol/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 60 anni: 22 - 29 > 60 anni: 23 - 31 | |
| Bilirubina totale sierica riflessa [S] Incluse eventuali frazioni diretta e indiretta | Codice BITR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.10.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Dicloroanilina |
| | Valori Riferimento Bilirubina totale: 0.2 - 1.20 Bilirubina diretta: < 0.50 Bilirubina indiretta: 0.20 - 1.20 | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Bilirubina totale sierica [S] | Codice BIT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Dicloroanilina |
| | Valori Riferimento 0.20 - 1.20 | |
| Biopsia apparato respiratorio | Codice BIORESS | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia apparato respiratorio Sedi Multiple | Codice BIORESM | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91434 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia cavo orale, sede multipla Esame istologico | Codice ICVMU | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.40.6 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia cervicale, vaginale o vulvare Pezzi e/o sedi multiple | Codice BCVISM | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.46.3 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia cervice uterina | Codice BIOCEU | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.44.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Biopsia da tessuto osseo, tendineo o sinoviale | <i>Codice</i> | BIOART | <i>Materiale</i> | Prelievo chirurgico |
| | <i>Codice ASL</i> | 91.40.1 | <i>Conservazione</i> | 1 settimana a T. amb |
| | <i>Sezione</i> | Anatomia Patologica | <i>Risposta</i> | 10 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | Conservare subito in formalina. | <i>Giorni di Esecuzione</i> | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | | UM | <i>Metodo</i> | Colorazione ematossilina/ eosina |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile. | | | |
| Biopsia endometriale | <i>Codice</i> | VABRA | <i>Materiale</i> | Prelievo chirurgico |
| | <i>Codice ASL</i> | 91.44.5 | <i>Conservazione</i> | 1 settimana a T. amb |
| | <i>Sezione</i> | Anatomia Patologica | <i>Risposta</i> | 15 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | Conservare subito in formalina. | <i>Giorni di Esecuzione</i> | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | | UM | <i>Metodo</i> | Colorazione ematossilina/ eosina |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | | | |
| Biopsia escissionale multipla cute e/o tessuti molli (> 3 pezzi) | <i>Codice</i> | ICTP | <i>Materiale</i> | Prelievo chirurgico |
| | <i>Codice ASL</i> | 91.41.6 | <i>Conservazione</i> | 1 settimana a T. amb |
| | <i>Sezione</i> | Anatomia Patologica | <i>Risposta</i> | 17 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | Conservare subito in formalina. | <i>Giorni di Esecuzione</i> | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | | UM | <i>Metodo</i> | Colorazione ematossilina/ eosina |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | | | |
| Biopsia escissionale multipla cute e/o tessuti molli (2 - 3 pezzi) | <i>Codice</i> | ICTMM | <i>Materiale</i> | Prelievo chirurgico |
| | <i>Codice ASL</i> | 91.41.6 | <i>Conservazione</i> | 1 settimana a T. amb |
| | <i>Sezione</i> | Anatomia Patologica | <i>Risposta</i> | 17 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | Conservare subito in formalina. | <i>Giorni di Esecuzione</i> | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | | UM | <i>Metodo</i> | Colorazione ematossilina/ eosina |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | | | |
| Biopsia escissionale singola cute e/o tessuti molli | <i>Codice</i> | ICTM | <i>Materiale</i> | Prelievo chirurgico |
| | <i>Codice ASL</i> | 91.40.5 | <i>Conservazione</i> | 1 settimana a T. amb |
| | <i>Sezione</i> | Anatomia Patologica | <i>Risposta</i> | 15 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | Conservare subito in formalina. | <i>Giorni di Esecuzione</i> | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | | UM | <i>Metodo</i> | Colorazione ematossilina/ eosina |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | | | |

| | | |
|---|---|--|
| Biopsia incisionale multipla, cute e/o tessuti molli (Shaving o Punch) Esame istologico | Codice BIOCU2 | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.40.4 / 91.41.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| | Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni |
| | Preparazione Conservare subito in formalina. | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia incisionale singola, cute e/o tessuti molli (Shaving o Punch) Esame istologico | Codice BIOCU1 | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.40.4 / 91.41.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| | Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni |
| | Preparazione Conservare subito in formalina. | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia vaginale | Codice BIOVA | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.45.5 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| | Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni |
| | Preparazione Conservare subito in formalina. | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Biopsia vulvare | Codice BIOVU | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.46.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| | Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni |
| | Preparazione Conservare subito in formalina. | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| BNP plasmatico [P] Peptide natriuretico di tipo B | Codice BNP | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.36.8 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| | Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| | UM pg/ml | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 100 | |
| Bordetella pertussis (pertosse) IgM | Codice ANP2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.87.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| | Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 9.0 Dubbio: 9.0 - 11.0 Positivo: > 11.0 | |

| | | |
|--|--|---|
| Bordetella pertussis tossina (pertosse) IgA | <i>Codice</i> ANP3 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.87.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UR/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 12 Positivo: > 12 | |
| Bordetella pertussis tossina (pertosse) IgG | <i>Codice</i> ANP1 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.87.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UR/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 40 Dubbio: 40 - 100 Positivo: > 100 | |
| Borrelia burgdorferi Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> BOB | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.83.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 8 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assente | |
| Borrelia burgdorferi IgG | <i>Codice</i> BO | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.87.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> 1/settimana |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UA/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: <10.0 Dubbio: 10.0 - 15.0 Positivo: >15.0 | |
| Borrelia burgdorferi IgM | <i>Codice</i> BOM | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.87.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> 1/settimana |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> Indice | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: <0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: >1.1 | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| Borrelia burgoferi IgG | Codice | BORGWB | Materiale | Siero 1 mL |
| | Test di conferma | Codice ASL | 90.85.6 | Conservazione |
| Sezione | Risposta | 12 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Immunologia | UM | | Metodo | Western-blot |
| Preparazione | Valori Riferimento Assenti | | | |
| Borrelia burgoferi IgM | Codice | BORMWB | Materiale | Siero 1 mL |
| | Test di conferma | Codice ASL | 90.85.6 | Conservazione |
| Sezione | Risposta | 12 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Immunologia | UM | | Metodo | Western-blot |
| Preparazione | Valori Riferimento Assenti | | | |
| BRCA1 e 2 reflex Ricerca mutazioni e microriarrangamenti | Codice | BRCAR | Materiale | Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Test di conferma | Codice ASL | 91.29.1 | Conservazione |
| Sezione | Risposta | 32 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Genetica | UM | | Metodo | NGS |
| Preparazione | Valori Riferimento Non applicabile | | | |
| Breath test al glucosio | Codice | BGLUC | Materiale | Espirato |
| | Test di conferma | Codice ASL | | Conservazione |
| Sezione | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Allergologia e Intolleranze | UM | | Metodo | ELISA |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo | | | |
| Breath test al lattosio | Codice | BLATT | Materiale | Espirato |
| | Test di conferma | Codice ASL | | Conservazione |
| Sezione | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Allergologia e Intolleranze | UM | | Metodo | ELISA |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo | | | |
| Breath test per Helycobacter pylori (urea C13) | Codice | BRE | Materiale | Espirato |
| | Test di conferma | Codice ASL | 44.19.2 | Conservazione |
| Sezione | Risposta | 8 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Chimica Clinica | UM | | Metodo | GC-MS |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo | | | |
| | | Delta 13(PBD) | | |

| | | |
|---|---|--|
| Bromo urinario [U] Fine turno | Codice BROMF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: 0.3 - 7.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Bromo urinario [U] Inizio turno | Codice BROMI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: 0.3 - 7.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Broncoaspirato, analisi colturale Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice BRAS | Materiale Broncoaspirato |
| | Codice ASL | Conservazione 6h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare un contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Brucella anticorpi IgG | Codice BRUG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.88.7 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM Indice | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento | |
| Brucella anticorpi IgM | Codice BRUM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.88.7 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM Indice | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento | |
| Brucella melitensis Analisi qualitativa del DNA | Codice BRUDN | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Nested PCR |
| | Valori Riferimento Assente | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---------------|----------------------|--------------------------------------|
| Buprenorfina urinaria [U] | Codice | BUCONF | Materiale | Urine 50 mL | |
| | Test di conferma | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 5 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | ng/mL | Metodo | LC-MS |
| | | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ buprenorfina e metaboliti 5 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF buprenorfina e metaboliti 5 | | | |
| Buprenorfina urinaria [U] | Codice | BUQ | Materiale | Urine 50 mL | |
| | Test di screening quantitativo | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | ng/mL | Metodo | Immunochimica |
| | | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ buprenorfina 5 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF buprenorfina N.P. | | | |
| Buprenorfina urinaria [U] | Codice | BU | Materiale | Urine 50 mL | |
| | Test di screening qualitativo | Codice ASL | 90.18.3 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | | Metodo | Immunochimica |
| | | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ buprenorfina 5 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF buprenorfina N.P. | | | |
| CA 125 | Codice | CAC | Materiale | Siero 1 mL | |
| | | Codice ASL | 90.55.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Immunologia | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | | UM | U/mL | Metodo | Chemiluminescenza |
| | | Valori Riferimento < = 35 | | | |
| CA 15.3 | Codice | C15 | Materiale | Siero 1 mL | |
| | | Codice ASL | 90.55.2 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Immunologia | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | | UM | U/mL | Metodo | Chemiluminescenza |
| | | Valori Riferimento < = 31.3 | | | |

| | | |
|---|--|--|
| CA 19.9 (GICA) | Codice GIC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.55.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < = 37 | |
| CA 50 | Codice CA50 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.55.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento < 25 | |
| CA 72.4 | Codice CA72 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.56.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento < 6.9 | |
| Cadmio ematico [Sg] | Codice CADM | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.11.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti: < 5 Limite di sensibilità 0.2 ug/L | |
| Cadmio urinario [U] Inizio turno | Codice CDM | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.11.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti: < 5.0 Limite di sensibilità 0.2 ug/L | |
| Cadmio urinario [U] Fine turno | Codice CDMF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.11.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti: < 5.0 Limite di sensibilità 0.2 ug/L | |

| | | |
|---|---|--|
| Calcio ionizzato [S] | Codice CAI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.11.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Calcolo derivato |
| | Valori Riferimento 3.25 - 5.25 | |
| Calcio urinario [dU/U] urine 24h | Codice CAU | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.11.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM mL/24h | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento 50 - 300 | |
| Calcio [S] | Codice CA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.11.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Adulti: 8.4 - 10.2 Bambini: 8.8 - 10.8 | |
| Calcitonina [S] | Codice CAL | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.11.5 | Conservazione 6h a 2 - 8 °C, 4 settimane a -20° C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per dosaggi su agoaspirato utilizzare il seguente codice: CALAGO Dosaggio di calcitonina su agoaspirato il campione deve essere congelato | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Uomini: < 11.8 Donne: < 4.8 | |
| Calcolo urinario esame chimico-fisico: colore, forma, superficie, resistenza alla frattura, peso, numero, composizione | Codice CLC | Materiale Calcolo urinario, concrezioni |
| | Codice ASL 90.12.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Chimico |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|---|--|
| Calprotectina fecale [FECI] | Codice CAF | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.12.A | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g feci | Metodo Turbidimetrico |
| | Valori Riferimento Negativo: <50.0 Dubbio: 50.0 - 100.0 Positivo: >100.0 Positivo elevato: >200.0 (Linee guida Ligandassay 2019) | |
| Campylobacter spp [FECI] | Codice CAM | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.88.5 | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Candida albicans | Codice CANDN | Materiale Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 2 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 500 copie/mL | |
| Candida albicans IgG | Codice CAN | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.97.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:256 | |
| Candida albicans IgM | Codice CAN1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.97.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:10 | |

| | | |
|---|--|---|
| Canditest: Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> CANDI | <i>Materiale</i> Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 2 giorni a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 500 copie/mL | |
| Cannabinoidi urinari [U] Test di conferma | <i>Codice</i> CACONF | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ THC-COOH 15 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF THC-COOH 15 | |
| Cannabinoidi urinari [U] Test di screening qualitativo | <i>Codice</i> DRO1 | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ cannabinoidi 50 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF cannabinoidi 50 | |
| Cannabinoidi urinari [U] Test di screening quantitativo | <i>Codice</i> DRO1Q | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ cannabinoidi 50 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF cannabinoidi 50 | |

| | | |
|---|--|---|
| Capacità ferro-legante (TIBC) [S] Total iron binding capacity | Codice TIBC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.42.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento 254 - 419 | |
| Capsula periprotetica mammaria | Codice CAPMAMM | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina | UM | Metodo Colorazione ematossilina / eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Carbamazepina (Tegretol) [S] | Codice CAR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.12.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 4 - 12 | |
| Carbossiemoglobina [Sg] | Codice CAB | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.58.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % carbossiemoglobina /Hb totale | Metodo Ossimetria |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: < 1.5 Non esposti, fumatori : < 8.0 Esposti, non fumatori: < 3.5 Esposti, fumatori: < 12.0 | |
| Cardiopanel Analisi dei geni: FII, FVL, FVII, FXIII, FGB, ITGA2, ITGB3, PAI-1 e analisi della proteina C coagulativa della proteina S | Codice CUORE | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL + Plasma citrato 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta (solo su quella di sangue intero-EDTA). | UM | Metodo vari |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|--|--|
| Cariotipo Analisi su materiale abortivo | Codice CARIAB | Materiale Materiale abortivo |
| | Codice ASL 91.31.2 | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Sezione Genetica | Risposta 26 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO ABORTIVO. Si richiede la firma sulla provetta. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | UM | Metodo Bandeggio Q |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Cariotipo Analisi su sangue periferico | Codice CARI | Materiale Sangue eparina 3 mL |
| | Codice ASL 91.31.2, 91.34.5 | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Sezione Genetica | Risposta 20 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO. Si richiede la firma sulla provetta. Prelievo non eseguibile il sabato ed eseguibile il venerdì solo nei punti prelievi che consegnano alla sede di Carate Brianza entro le h 13.00. Necessita la coltura dei linfociti (cod. CARIOT) | UM | Metodo Bandeggio Q |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Catene kappa e lambda sieriche [S] Dosaggio | Codice IMC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.12.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento Catene Kappa: 122 - 437 Catene Lambda: 62 - 231 Rapporto Kappa/Lambda: 1.30 - 2.61 | |
| Catene leggere kappa urinarie [U] campione del mattino | Codice CLK | Materiale Campione del mattino 10 mL |
| | Codice ASL 90.12.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento <7.3 | |
| Catene leggere lambda urinarie [U] campione del mattino | Codice CLL | Materiale Campione del mattino 10 mL |
| | Codice ASL 90.12.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento <4.0 | |
| Catene leggere libere kappa urinarie [dU/U] 24h o urine del mattino | Codice CLKF | Materiale Urine delle 24h o campione del mattino 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mg/L | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento < 25.8 | |

| | | |
|--|---|---|
| Catene leggere libere lambda urinarie [dU/U] 24h o campione del mattino | Codice CLLF | Materiale Urine delle 24h o campione del mattino 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mg/L | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento < 11.3 | |
| Cavo orale biopsia singola Esame istologico | Codice ICVBS | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.40.3 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| CEA Antigene Carcino Embrionario | Codice CEA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.56.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Non fumatori: 0 - 2.5 Fumatori: 0 - 5 | |
| Ceruloplasmina [S] | Codice CER | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.12.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento 0.2 - 0.6 | |
| Cerviciti Analisi qualitativa del DNA di Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum e parvum, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium | Codice 6BATT | Materiale Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 10 copie/ reazione per C. trachomatis, N. gonorrhoeae e T. vaginalis; 5 copie/ reazione per M. genitalium; 100 copie/ reazione per M. hominis; 1000 copie/ reazione per U. urealyticum; 100.000 copie/ reazione per U. parvum | |

| | | | | |
|--|--|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| CH50 Complemento emolitico totale [S] | Codice | CH5 | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 90.60.2 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Chimica Clinica | UM | U/mL | Metodo | Colorimetrico |
| Preparazione | Valori Riferimento > 32 | | | |
| Chimotripsina [FECl] | Codice | CHI | Materiale | Feci 1 noce |
| | Codice ASL | 90.13.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 17 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Chimica Clinica | UM | U/g | Metodo | Enzimatico colorimetrico |
| Preparazione | Valori Riferimento <6.6 attivita' insufficiente 6.6 - 13.2 attivita' dubbia >13.2 attivita' normale | | | |
| Chlamydia pneumoniae IgA | Codice | CL | Materiale | Siero/Plasma 1 mL |
| | Codice ASL | 90.89.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 5 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Immunologia | UM | indice | Metodo | ELISA |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | | | |
| Chlamydia pneumoniae IgG | Codice | CLP | Materiale | Siero/Plasma 1 mL |
| | Codice ASL | 90.89.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 5 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Immunologia | UM | UR/mL | Metodo | ELISA |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | | | |
| Chlamydia pneumoniae IgM | Codice | CLM | Materiale | Siero/Plasma 1 mL |
| | Codice ASL | 90.89.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta | 5 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Immunologia | UM | indice | Metodo | ELISA |
| Preparazione | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | | | |

| | | |
|---|--|--|
| Chlamydia trachomatis Analisi qualitativa del DNA | Codice CTD | Materiale Tamponi urogenitali a secco |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 10 copie/ reazione | |
| Chlamydia trachomatis Analisi qualitativa del DNA da Liquido Seminale | Codice CTD3 | Materiale Liquido seminale 1mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 10 copie/ reazione | |
| Chlamydia trachomatis Analisi qualitativa del DNA da tampone uretrale | Codice CTD1 | Materiale Tamponi uretrale a secco |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Non rilevato Limite di sensibilità 10 copie/ reazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Chlamydia trachomatis Antigene da tampone endocervicale | Codice CHL | Materiale Tampone endocervicale a secco |
| | Codice ASL 90.90.2 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Chlamydia trachomatis IgA | Codice CLTA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.89.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione 1/settimana |
| Preparazione | UM indice | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Assenti: < 5.0 Borderline: 5.0 - 6.0 Presenti: > 6.0 | |

| | | |
|--|---|--|
| Chlamydia trachomatis IgG | Codice CLT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.89.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione 1/settimana |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Assenti: < 9.0 Borderline: 9.0 - 11.0 Presenti: > 11.0 | |
| Chlamydia trachomatis IgM | Codice CLTM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.89.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: <20.0 Dubbio: 20.0 - 25.0 Positivo: >25.0 | |
| Chlamydia trachomatis [U] Analisi qualitativa del DNA da urine | Codice CTD4 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 10 copie/reazione | |
| Cicloesano urinario [U] Inizio turno | Codice CICL | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.01 mg/L | |
| Cicloesano urinario [U] Fine turno | Codice CICLF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.01 mg/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Cicloesanoio urinario [U] Inizio turno | Codice CESOI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a cicloesanoio: non proposti Esposti a cicloesanone: < 8 Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| Cicloesanoio urinario [U] Fine turno | Codice CESO | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a cicloesanoio: non proposti Esposti a cicloesanone: < 8 Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| Cicloesanone urinario [U] Inizio turno | Codice CCESAI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Cicloesanone urinario [U] Fine turno | Codice CCESAF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |

| | | |
|--|--|--|
| Ciclosporina A [Sg] | Codice CIC | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.13.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per dosaggio dopo 2 ore utilizzare il seguente codice: CIC2 Ciclosporina A [Sg] dopo 2ore | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 100 - 400 | |
| Cistatina C | Codice CISTC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento | |
| Cistina urinaria [dU] 24h | Codice CIS | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 22 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Il campione deve pervenire al laboratorio entro 24 h dalla raccolta Necessita del dosaggio di creatinina urinaria | UM umoli/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento < 260 | |
| Citrato urinario [dU] 24h | Codice CITU | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.02.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini: 116 - 924 Donne: 250 - 1160 | |
| Clobazam sierica [S] | Codice CLOBA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.09.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 250 - 450 | |
| Cloro urinario [dU/U] urine 24h | Codice CLU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.13.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mEq/24h | Metodo ISE |
| | Valori Riferimento 110 - 250 | |

| | | |
|---|--|--|
| Cloro [S] | Codice CLO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.13.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mEq/L | Metodo ISE |
| | Valori Riferimento 98 - 107 | |
| Cloroformio ematico [Sg] | Codice CLOR | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.01 mg/L | |
| Cloroformio urinario [U] Fine turno | Codice CLOU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.01 mg/L | |
| Cloroformio urinario [U] Inizio turno | Codice CLOUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.01 mg/L | |
| Cloruro di metilene (diclorometano) ematico [Sg] | Codice MECLSA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: <50 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |

| | | |
|---|--|--|
| Cloruro di metilene (diclorometano) urinario [U] Fine turno | Codice METCLF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Esposti: < 300 Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Cloruro di metilene (diclorometano) urinario [U] Inizio turno | Codice METCLI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Esposti: < 300 Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Clostridium difficile [FECI] Ricerca tossine A/B | Codice RTC | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.91.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Clozapina [S] | Codice CLOZ | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.20.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 350 - 600 | |
| Cobalto ematico [Sg] | Codice COBS | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti < 1 Soggetti portatori di protesi metallo su metallo < 7 Limite di sensibilità 0.2 | |

| | | |
|---|--|---|
| Cobalto urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> COBF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 2 Esposti: < 15 Limite di sensibilità: 0.5 ug/L | |
| Cobalto urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> COB | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 2 Esposti: < 15 Limite di sensibilità: 0.5 ug/L | |
| Cocaina urinaria [U] Test di screening qualitativo | <i>Codice</i> DRO | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ cocaina e metaboliti 300 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF cocaina e metaboliti 300 | |
| Cocaina urinaria [U] Test di screening quantitativo | <i>Codice</i> DROQ | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ cocaina e metaboliti 300 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF cocaina e metaboliti 300 | |

| | | |
|--|--|--|
| Cocaina urinaria [U] Test di conferma | Codice COCONF | Materiale Urine 50 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ cocaina e metaboliti 150 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF cocaina e metaboliti 100 | |
| Colesterolo HDL [S] | Codice HDL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.14.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini: => 40 Donne: => 45 (valori desiderabili secondo le linee guida europee) | |
| Colesterolo LDL [S] Determinazione diretta | Codice COLDL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.13.C | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento =< 115 (valori desiderabili secondo le linee guida europee) | |
| Colesterolo LDL [S] Formula di Friedewald | Codice LDL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Necessita del dosaggio di colesterolo totale, colesterolo HDL e trigliceridi | UM mg/dL | Metodo Calcolo derivato |
| | Valori Riferimento =< 115 (valori desiderabili secondo le linee guida europee) Il valore calcolato è attendibile al 100% solo per concentrazione di trigliceridi <300 mg/dL | |
| Colesterolo totale [S] | Codice CO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.14.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < = 190 (valori desiderabili secondo le linee guida europee) | |

| | | |
|--|--|--|
| Colesterolo VLDL Very Low Density Lipoprotein | Codice VLD | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Calcolo derivato |
| | Valori Riferimento 0 - 30 | |
| Colinesterasi eritrocitaria [Sg] | Codice COLI | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 5400 - 11000 Limite di sensibilità del metodo: 200 UI/L | |
| Colinesterasi [S] | Codice COE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.14.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Donne: 2879 - 12669 Uomini: 4389 - 10928 | |
| Complemento C1 inattivatore sierico [S] Dosaggio | Codice C1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.60.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento 21 - 38 | |
| Complemento C3 proattivatore sierico [S] | Codice FCTPR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento 23.4 - 53.3 | |
| Complemento frazione C1q sierico [S] | Codice FC1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.60.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento 15.7 - 30.6 | |

| | | |
|---|--|--|
| Complemento frazione C3 [S] | Codice FCT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.60.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 15 anni: 80 - 175 > 15 anni: 80 - 195 | |
| Complemento frazione C4 [S] | Codice FCQ | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.60.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 15 anni: 14 - 46 >15 anni: 15 - 57 | |
| Conizzazione cervicale Metodo LEEP o Conizzazione chirurgica | Codice COCE | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.46.6 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Conta di Addis [dU] 24h | Codice CAD | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.44.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM cellule/24h | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Eritrociti : <1.000.000/24h Leucociti: <2.000.000/24h | |
| Coprocoltura [FECI] Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter; Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | Codice XCO | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.94.3 | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: XCO2 Coprocoltura [FECI] II campione XCO3 Coprocoltura [FECI] III campione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativa | |

| | | |
|---|---|--|
| Coproporfirine urinare [U] Inizio turno | Codice COPIT | Materiale Urine Inizio Turno |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento | |
| Coproporfirine urinarie [dU] 24h | Codice COP | Materiale Urine delle 24h CONGELATE 10 mL |
| | Codice ASL 90.14.5 | Conservazione 8h a T. amb, oltre -20 °C, conservare al buio |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Raccogliere le urine in contenitore scuro. In alternativa utilizzare un foglio di alluminio per mantenere il campione al riparo dalla luce. Per tempi di conservazione superiori alle 8 ore congelare a -20 °C Indicare la diuresi (mL) | UM mg/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento <150 Limite di sensibilità del metodo: 20 ug/L | |
| Coronavirus SARS-CoV-2 IgG Dosaggio anticorpi neutralizzanti Dosaggio anticorpi IgG anti RBD della proteina Spike | Codice COVNEUG | Materiale Siero |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione 1 |
| Preparazione Compilare Consenso Informato Comprende traduzione in lingua inglese | UM UA/mL | Metodo CMIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 50.0 Positivo: >= 50.0 Limite di sensibilità del metodo: 21.0 UA/mL | |
| Cortisolo libero urinario [dU] 24h | Codice COU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.15.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 4.3 - 176.0 | |
| Cortisolo [S] ore 8 | Codice COR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.15.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Per dosaggi successivi utilizzare i seguenti codici: CORS Cortisolo sierico [S] Analisi dopo stimolo COR11 Cortisolo sierico [S] ore 11 COR15 Cortisolo sierico [S] ore 14,30 COR16 Cortisolo sierico [S] ore 16 COR 30 Cortisolo sierico [S] dopo 30 minuti | UM ug/dL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 3.7 - 19.4 | |

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| Cotina sierica [S] | Codice COTI | Materiale Siero 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: < 100 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Cotina urinaria [U] | Codice COT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: < 100 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 10 ug/L | |
| Coxiella burneti Ig totali | Codice CBURG | Materiale Siero |
| | Codice ASL 90.91.7 | Conservazione 4 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:16 | |
| Coxiella burneti IgM | Codice CBURM | Materiale Siero |
| | Codice ASL 90.91.7 | Conservazione 4 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti < 1:16 | |
| Coxsackie virus A9-A16 IgG+IgM | Codice COXA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Fissazione del complemento |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1:16 Bassi/medi: 1:16-1:64 Alti: > 1:64 | |

| | | |
|--|--|--|
| Coxsackie virus B1-B6 IgG+IgM | Codice COXB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.16.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Fissazione del complemento |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1:16 Bassi/medi: 1:16-1:64 Alti: > 1:64 | |
| Creatinchesi (CPK) [S] | Codice CK | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.15.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini: 30 - 200 Donne: 29 - 168 | |
| Creatinchesi frazione MB [S] | Codice CKB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.15.5 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C o 30 giorni a -10 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Separare il siero dal coagulo entro 8 ore dal prelievo | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: < 5.2 Donne: < 3.4 | |
| Creatinchesi isoenzimi [S] frazioni CK-BB, CK-MB, CK-MM | Codice CKM | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.16.1 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Elettroforesi su gel di agarosio |
| | Valori Riferimento Frazione CK-BB: < 0.5 Frazione CK-MB: < 5.0 Frazione CK-MM: 95.0 - 100.0 | |
| Creatinina clearance [dU] Incluso dosaggio creatinina sierica | Codice CCR | Materiale Urine delle 24h 10 mL + Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.16.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mL/min | Metodo Jaffe ottimizzato |
| | Valori Riferimento > 60 | |

| | | |
|--|---|--|
| Creatinina urinaria [dU] 24h | Codice CRU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.16.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo Jaffe ottimizzato |
| | Valori Riferimento Uomini: 950 - 2490 Donne: 710 - 1650 | |
| Creatinina urinaria [U] | Codice CREU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.16.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Campione estemporaneo Inclusa in screening droghe | UM g/L | Metodo Jaffe ottimizzato |
| | Valori Riferimento Uomini < 40 anni: 0.24 - 3.92 Donne < 40 anni: 0.16 - 3.27 Uomini >= 40 anni: 0.22 - 3.28 Donne >= 40 anni: 0.15 - 2.78 per campioni urinari estemporanei > 0.20 per la determinazione di sostanze d'abuso (Linee guida ISS 2013) | |
| Creatinina [S] | Codice CRE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.16.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Jaffe ottimizzato |
| | Valori Riferimento Uomini: 0.72 - 1.25 Donne: 0.57 - 1.11 Bambini: 0.60 - 1.30 | |
| Crioglobuline [S] | Codice CRIO | Materiale Siero 3 mL |
| | Codice ASL 90.61.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Mantenere il campione a 37° C Centrifugare, separare in provetta dedicata | UM | Metodo Precipitazione a freddo |
| | Valori Riferimento Assenti | |

| | | |
|---|---|---|
| Cromo ematico [Sg] | <i>Codice</i> CROMO | <i>Materiale</i> Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.16.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti < 1 Soggetti portatori di protesi metallo su metallo < 7 Limite di sensibilità 0.2 | |
| Cromo intraeritrocitario [Sg] | <i>Codice</i> CROE | <i>Materiale</i> Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.16.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 15 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |
| Cromo urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> CRO | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.16.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti < 0,7 Limite di sensibilità 0.2 | |
| Cromo urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> CRF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.16.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Esposti < 0,7 Limite di sensibilità 0.2 | |
| Cromogranina A plasmatica [P] | <i>Codice</i> CROM | <i>Materiale</i> Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.16.8 | <i>Conservazione</i> 1 settimana a -20 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Separare il plasma e congelare entro un'ora dal prelievo | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunofluorescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 76.3 ng/mL | |

| | | |
|---|--|--|
| Cryptosporium parvum [FECI] | Codice CRYPTO | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 91.05.4 | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Assente | |
| CTM espettorato | Codice CTE | Materiale Espettorato |
| | Codice ASL 91.39.2 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Miscelare subito al fissativo (alcool 50% o fissativi specifici). Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: CTE2 espettorato II° campione CTE3 espettorato III° campione | UM | Metodo Colorazione Papanicolaou |
| | Valori Riferimento Negativa la ricerca di cellule neoplastiche | |
| CTM urinarie | Codice CTM | Materiale Urine 10 mL del 2° mitto giornaliero |
| | Codice ASL 91.39.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Miscelare subito al fissativo (alcool 50% o fissativi specifici) Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: CTM2 urinarie II° campione CTM3 urinarie III° campione | UM | Metodo Cytospin e colorazione Papanicolaou |
| | Valori Riferimento Negativa la ricerca di cellule neoplastiche | |
| CTX [S] | Codice CTX | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.41.7 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Separare il siero e congelare entro 3 ore dal prelievo | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Uomini: 0.038 - 0.724 Donne pre-menopausa: 0.034 - 0.635 Donne post-menopausa: 0.034 - 1.037 | |
| Curettaggio/raschiamento canale endocervicale | Codice CUCE | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.44.3 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| CYFRA 21-1 | Codice CYF | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.61.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 2.08 | |

| | | |
|--|--|--|
| Cytomegalovirus | <i>Codice</i> CMVDN | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL, urine del mattino 10 mL, liquido amniotico 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Analisi qualitativa del DNA | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> Non Rilevato Limite di sensibilità 200 copie/mL | |
| Cytomegalovirus | <i>Codice</i> CMVDQ | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL, urine del mattino 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Analisi quantitativa del DNA | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>UM</i> copie/mL | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> <200 | |
| Cytomegalovirus IgG | <i>Codice</i> CTV | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.14.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 3 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UA/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 6 Positivo: >= 6 | |
| Cytomegalovirus IgG Test di avidità | <i>Codice</i> AVC | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Bassa avidità: <50 Media avidità: 50 - 60 Alta avidità: >60 | |
| Cytomegalovirus IgM | <i>Codice</i> CUM | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.14.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 3 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |

| | | |
|--|--|--|
| D-Dimero [P] | Codice DD | Materiale Plasma citrato (3,2%) 2 mL |
| | Codice ASL 90.61.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/L FEU | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento <50 anni: < 500 50-60 anni: <600 61-70 anni: <700 71-80 anni: <800 81-90 anni: <900 >90 anni: <1000 | |
| Delta-4-androstenedione [S] | Codice DQA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.17.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: 0.60 - 3.10 Donne: 0.30 - 3.32 | |
| Deossipiridinolina (Lisil-piridinolina) urinaria [U] | Codice DES | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.17.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica clinica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Raccolta urine delle 2 ore. Il paziente scarta le prime urine del mattino, annotando l'ora. Dopo 1 ora beve 200 cc di acqua oligominerale; dopo 1 ulteriore ora (cioè a due ore dalla prima minzione) raccoglie le urine e le consegna all'ambulatorio prelievi. Il test richiede il dosaggio della creatinina urinaria | UM pmol/umol creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Uomini: 5 - 11 Donne pre-menopausa: 6 - 20 Donne post-menopausa: non definiti | |
| Desfluorano urinario [U] Fine turno | Codice DESFF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento < = 0.9 | |
| Desfluorano urinario [U] Inizio turno | Codice DESFI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento < = 0.9 | |

| | | |
|--|---|---|
| Desmetilclozapina [S] | <i>Codice</i> DCLOZA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.20.6 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Intervallo terapeutico: 100 - 300 | |
| DHEA Deidroepiandrosterone [S] | <i>Codice</i> DED | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.17.1 | <i>Conservazione</i> 4 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini: 0.52 - 5.18 Donne: 0.36 - 7.82 Metodica e valori di riferimento modificati in data 01/06/2018 | |
| DHEAS Deidroepiandrosterone solfato [S] | <i>Codice</i> DHE | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.17.2 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/dL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> 11-14 aa: donne 8.6 - 169.8; uomini 16.6 - 242.7 15-19 aa: donne 61.2 - 493.6; uomini 45.1 - 385.0 20-24 aa: donne 134.2 - 407.4; uomini 238.4 - 539.3 25-34 aa: donne 95.8 - 511.7; uomini 167.9 - 591.9 35-44 aa: donne 74.8 - 410.2; uomini 139.7 - 484.4 45-54 aa: donne 56.2 - 282.9; uomini 136.2 - 447.6 55-64 aa: donne 29.7 - 182.2; uomini 48.60 - 361.8 >65 aa: donne 33.6 - 78.9; uomini 228.5 - 283.6 Bambini: 24.4 - 276.0 | |

| | | |
|---|--|---|
| DHT 5 alfa-Diidrotestosterone [S] | <i>Codice</i> DHT | <i>Materiale</i> Siero CONGELATO 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.17.5 | <i>Conservazione</i> 24h a 2 - 8 °C o 30 giorni a -20 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> pg/ml | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Bambini 1-9 anni: 17.0 - 85.7 Bambine <2 anni: Valori di riferimento non disponibili Bambine 2-9 anni: 17.0 - 88.9 Bambine 10-14 anni: 22.5 - 280.6 Bambini 10-14 anni: 11.1 - 875.6 Ragazzi 15-18 anni: 70.3 - 1260.9 Ragazze 15-18 anni: 62.6 - 760.3 Uomini >18 anni: 143.0 - 842.0 Donne 19-50 anni: 17.0 - 596.0 Donne >50 anni: 17 - 431 | |
| Diagnosi Molecolare di alfa talassemia | <i>Codice</i> ALFATAL | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 23 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> NGS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Diaminossidasi (DAO) | <i>Codice</i> DAO | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 22 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> U/mL | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Intolleranza all'istamina: altamente probabile: < 3 probabile: 3 - 10 molto improbabile: > 10 | |
| Difenildintoina [S] | <i>Codice</i> PHE | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.22.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> Intervallo terapeutico: 10 - 20 | |

| | | |
|--|---|--|
| Difterite (Corynebacterium diphtheriae) IgG | Codice DIFTE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento < 10 Si raccomanda vaccinazione base. 10 - 100 Si raccomanda vaccinazione di richiamo. > 100 Protezione a lungo termine | |
| Digossina [S] | Codice DIG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.21.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < = 2.0 | |
| Disbiosi Test urinario [U] 3-metilindolo e indicano (metaboliti del triptofano) | Codice DISBIO | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L e mg/L | Metodo HPLC e LC-MS |
| | Valori Riferimento Disbiosi assente: 0 - 10 Disbiosi lieve: 10 - 20 Disbiosi media: 20 - 40 Disbiosi grave: > 40 | |
| Distrofia miotonica | Codice DMT | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 62 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo PCR ed elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Dopamina plasmatica [P] | Codice DOP | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.18.1 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 10-85 | |

| | | |
|---|---|--|
| Dopamina urinaria [dU] 24h | Codice DOPU | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.18.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 65 - 400 | |
| Echinococcus Ig totali | Codice ECH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.92.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | |
| Echovirus IgG | Codice ECHOG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento | |
| Echovirus IgM | Codice ECHOM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|---|---|---|
| Echovirus Anticorpi | <i>Codice</i> ECHN | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> titolo | <i>Metodo</i> Immunoenzimatico |
| | <i>Valori Riferimento</i> IgG Negativo: <11.0 Dubbio: 11.0 - 15.0 Positivo: >15.0 IgM Negativo: <10.0 Dubbio: 10.0 - 15.0 Positivo: >15.0 | |
| eGFR-filtrato glomerulare stimato formula MDRD | <i>Codice</i> GFR | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mL/min | <i>Metodo</i> Acido picrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> > 60 mL/min Valore calcolato con formula MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), differenziato per sesso, etnia ed età. La stima non è applicabile a pazienti di età <18 o >75 anni, per i quali si consiglia il dosaggio della Clearance della creatinina. | |
| Elastasi 1 pancreatica fecale [FECI] | <i>Codice</i> ELF | <i>Materiale</i> Feci 1 noce |
| | <i>Codice ASL</i> 90.17.D | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g feci | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza (CLIA) |
| | <i>Valori Riferimento</i> Soggetto normale: >200.0 Moderata insufficienza pancreatica: 100.0 - 200.0 Severa insufficienza pancreatica: <100.0 | |

| | | |
|---|---|--|
| Elettroforesi delle proteine sieriche [S] | Codice ELE1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.38.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento Proteine totali 18-60 anni: 6.4 - 8.3 g/dL Albumina: 55.8 - 66.1 % Alfa-1: 2.9 - 4.9 % Alfa-2: 7.1 - 11.8 % Beta1: 4.7 - 7.2 % Beta2: 3.2 - 6.5 % Gamma: 11.1 - 18.8 % Rapporto A/G: 1.10 - 2.40 | |
| Elettroforesi delle proteine urinarie [U/dU] | Codice ELU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.39.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Non congelare | UM | Metodo Immunofissazione su gel di agarosio |
| | Valori Riferimento Referto interpretativo | |
| Elettroforesi emoglobina [Sg] | Codice EB | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.66.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM g/dL | Metodo Elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento HbA1: > 96% HbA2: Alla nascita da 0.2 a 0.3% Adulto da 2.0 a 3.5% Hb Fetale: < 2% Hb anomale : assente | |
| Ematocrito [Sg] | Codice HCT | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.82.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM % | Metodo Citochimica |
| | Valori Riferimento Bambini < 13 anni: 42 - 52 Bambine < 13 anni: 37 - 47 Uomini >13 anni: 38 - 54 Donne >13 anni: 36 - 48 | |

| | | |
|---|--|--|
| Emoglobina Inclusa nell'esame emocromocitometrico | Codice HB | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.66.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM g/dL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini >13 anni: 14 - 18 Donne >13 anni: 12 - 16 Bambini <3 anni: 9 - 13.5 Bambini 3 - 12 anni: 10.5 - 15.5 | |
| Emoglobina glicata HbA1c [Sg] | Codice HBG | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.28.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM %, mmol/mol | Metodo Elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento 3.5 - 6.0 % 20 - 42 mmol/mol | |
| Entamoeba histolytica Analisi qualitativa del DNA | Codice ENTA3 | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 2 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo PCR |
| | Valori Riferimento Assente | |
| Entamoeba histolytica IgG | Codice ENTA1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.92.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | |
| Enterovirus spp [FECI] Analisi dell'RNA di Poliovirus, Coxsackie A e B, Echovirus | Codice ENTR1 | Materiale Feci 1 noce, siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.11.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità 100 copie/mL | |

| | | |
|---|---|--|
| Eosinofili [FECl] | Codice EOF | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM % | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento < 3.0 | |
| Epoxacarbamazepina [P] | Codice EPOX | Materiale Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico 0.2 - 2.0 | |
| Epstein-barr virus (EBV) Analisi quantitativa del DNA | Codice DNAEBV | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.11.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM copie/mL | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento <200 | |
| Epstein-barr virus (EBV) Analisi qualitativa del DNA | Codice EBVQDN | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.11.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non Rilevato Limite di sensibilità 200 copie/mL | |
| Epstein-barr virus EA (EBV-EA) IgG Antigeni precoci (early) | Codice EA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.21.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 10 Dubbio: 10 - 40 Positivo: > 40 | |

| | | | | |
|---|---|-----------|----------------------|--------------------------------------|
| Epstein-barr virus EBNA IgG | Codice | EBNA | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.21.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Antigene nucleare EBV | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Sezione | UM | indice | Metodo | Chemiluminescenza |
| Immunologia | Valori Riferimento Negativo: < 0.50 Dubbio: 0.50 - 1.00 Positivo: > 1.00 | | | |
| Preparazione | | | | |
| Epstein-barr virus VCA (EBV VCA) IgG | Codice | VCG | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.21.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Antigene del capsid virale | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Sezione | UM | indice | Metodo | Chemiluminescenza |
| Immunologia | Valori Riferimento Negativo: < 0.75 Dubbio: 0.75 - 1.00 Positivo: > 1.00 | | | |
| Preparazione | | | | |
| Epstein-barr virus VCA (EBV VCA) IgM | Codice | VCM | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.21.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Antigene del capsid virale | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Sezione | UM | indice | Metodo | Chemiluminescenza |
| Immunologia | Valori Riferimento Negativo: < 0.50 Dubbio: 0.50 - 1.00 Positivo: > 1.00 | | | |
| Preparazione | | | | |
| Eptano urinario [U] | Codice | EPTAI | Materiale | Urine 10 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni 2 - 8 °C |
| Inizio turno | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione | UM | mg/L | Metodo | GC |
| Tossicologia | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | | | |
| Preparazione | | | | |
| Eptano urinario [U] | Codice | EPTAF | Materiale | Urine 10 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni 2 - 8 °C |
| Fine turno | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione | UM | mg/L | Metodo | GC |
| Tossicologia | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | | | |
| Preparazione | | | | |

| | | |
|--|---|--|
| Ergocalciferolo 25-OH (Vitamina D2 25-OH) | Codice VID2 | Materiale |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo |
| | Valori Riferimento | |
| Eritropoietina [S] | Codice ERI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.18.5 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 2.6 - 19.0 | |
| Esame chimico-fisico del liquido sinoviale | Codice LSINO | Materiale Liquido sinoviale |
| | Codice ASL 90321 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Chimico-fisico |
| | Valori Riferimento Quantità: 0.1 - 4.0 mL Colore: giallo paglierino Aspetto: limpido Lunghezza del filamento: 3 - 6 cm Coagulo di mucina: compatto Leucociti: < 2000 cellule/uL Cristalli: assenti (Linee guida 2008 gruppo di studio SIPMeL sui liquidi cavitari) Acido urico: < 6.00 mg/dL LDH: < 310 U/L Glucosio: 50 - 100 mg/dL | |
| Esame Emocromocitometrico [Sg] WBC, RBC, Hb , HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RDW, formula leucocitaria | Codice EMO | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.62.2 | Conservazione 8h a T. amb o 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Citochimica |
| | Valori Riferimento Personalizzati per sesso ed età, vedi referto | |

| | | |
|---|---|--|
| Esano ematico [Sg] | Codice ESAE | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Esano urinario [U] Fine turno | Codice ESAN | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 1 ug/L | |
| Esano urinario [U] Inizio turno | Codice ESANI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 1 ug/L | |
| Escherichia coli O157 [FECI] Analisi colturale | Codice ECO | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.91.4 | Conservazione 12h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Escreato, analisi colturale Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice ESCR | Materiale Escreato |
| | Codice ASL | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|--|---|--|
| Espettorato Analisi colturale. Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice ESP | Materiale Espettorato |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 12h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Essudato purulento (pus) Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice TPUS | Materiale Tampone da essudato in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Estriolo libero (E3) [S] | Codice ESL | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.19.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento per settimana di gestazione: Dalla 14a alla 20a settimana: 0.28 - 3.14 ng/mL Dalla 20a alla 31a settimana: 2.75 - 10.90 ng/mL Dalla 31a alla 37a settimana: 3.62 - 14.60 ng/mL Dalla 37a alla 40a settimana: 6.20 - 22.40 ng/mL | |
| Estrone (E1) [S] | Codice ES | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.19.5 | Conservazione 4 giorni a 2 - 8 °C, oltre -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/ml | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Uomini: 13 - 94 Donne pre-menopausa: 21 - 319 Donne post-menopausa: 11 - 95 | |

| | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Etilenglicole ematico [Sg] | Codice | ETILS | Materiale | Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/L | Metodo | GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Intossicazione: >500 Limite di sensibilità 5 mg/L | | | |
| Etilenglicole urinario [U] Fine turno | Codice | ETILF | Materiale | Urine 10 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/g creatinina | Metodo | GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 5 mg/L | | | |
| Etilenglicole urinario [U] Inizio turno | Codice | ETILI | Materiale | Urine 10 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/g creatinina | Metodo | GC-FID |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 5 mg/L | | | |
| Etilglucuronide urinario [U] | Codice | ETG | Materiale | Urine 10 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | ng/mL | Metodo | LC-MS |
| | Valori Riferimento < 250 | | | |
| Etosuccimide [P] | Codice | ETO | Materiale | Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL | 90.20.2 | Conservazione | 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/L | Metodo | LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 30 - 100 | | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| Everolimus | Codice EVERO | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 3 - 8 | |
| Fattore di von Willebrand [P] | Codice VWF | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 47 - 138 | |
| Fattore II [P] | Codice FAII | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 70 - 120 | |
| Fattore IX [P] | Codice FAIX | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 50 - 150 | |
| Fattore V [P] | Codice FAV | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 70 - 120 | |
| Fattore VII (Proconvertina)[P] | Codice FVII | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 70 - 120 Valori diminuiti possono essere riscontrati in corso di terapia anticoagulante orale condotta con farmaci anti vitamina K (Coumadin e Sintrom) | |

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Fattore VIII [P] | Codice FVIII | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Nota: Esame eseguito presso Ospedale San Raffaele | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 65 - 140 | |
| Fattore X attivato [P] Dosaggio eparina a basso peso molecolare | Codice HEP | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.63.1 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 0.20 - 0.40 | |
| Fattore X [P] | Codice FAX | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 65 - 140 | |
| Fattore XI [P] | Codice FAXI | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 65 - 140 | |
| Fattore XII (detto di Hageman) [P] | Codice FAXII | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 65 - 140 | |
| Fattore XIII [P] | Codice FAXIII | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.64.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento Presente | |

| | | |
|--|---|--|
| Fenciclidina urinaria [U] Test di conferma Senza valenza medico-legale | Codice PCPCONF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento CUT-OFF: 250 | |
| Fenobarbitale [S] | Codice PHN | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.09.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 10 - 40 | |
| Fenoli urinari [U] Fine turno | Codice FET | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.22.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a fenolo: < 250 Non esposti: <20 | |
| Fenoli urinari [U] Inizio turno | Codice FEU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.22.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a fenolo: < 250 Non esposti: <20 | |
| Ferritina [S] | Codice FER | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.22.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: 22 - 275 Donne: 5 - 204 | |

| | | |
|--|---|--|
| Ferro urinario [U] Inizio turno | Codice FERU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.22.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 80 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 5 ug/L | |
| Ferro urinario [U] Fine turno | Codice FERUF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.22.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 80 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 5 ug/L | |
| Ferro [S] | Codice FE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.22.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/dL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Bambini <14 anni: 16 - 128 Uomini >19 anni: 65 - 175 Donne >19 anni: 50 - 170 Ragazze 14-19 anni: 20 - 162 Ragazzi 14-19 anni: 31 - 168 | |
| Fibrinogeno [P] | Codice FIB | Materiale Plasma citrato (3,2%) 2 mL |
| | Codice ASL 90.65.1 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 2.00 - 4.00 | |
| Filaria ricerca microscopica [Sg] | Codice PFIL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL Filaria ricerca microscopica [Sg] | Conservazione |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Fare almeno 2/3 strisci su vetrino | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Assente | |

| | | |
|---|--|--|
| FISH Interfasica/Metafasica | Codice FISH | Materiale Sangue eparina 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Sezione Genetica | Risposta 21 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO. Si richiede la firma sulla provetta. Prelievo non eseguibile il sabato ed eseguibile il venerdì solo nei punti prelievi che consegnano alla sede di Carate Brianza entro le h 13.00. Si prega di specificare quali loci devono essere analizzati. | UM | Metodo FISH |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Fluoro urinario [U] Fine turno | Codice FLF | Materiale Urine Fine turno 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Potenziometria diretta con elettrodi ione-selettivi |
| | Valori Riferimento Esposti < 3 Limite di sensibilità 0.1 | |
| Fluoro urinario [U] Inizio turno | Codice FLI | Materiale Urine Inizio turno 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Potenziometria diretta con elettrodi ione-selettivi |
| | Valori Riferimento Esposti < 2 Limite di sensibilità 0.1 | |
| Fluoruro urinario [dU] 24h | Codice FLU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo Potenziometria diretta con elettrodi ione-selettivi |
| | Valori Riferimento Valori di riferimento non proposti | |
| Folacheck Analisi dei geni: MTHFR (mutazione C677T e A1298C), MTR, MTRR e analisi di acido folico, omocisteina e vitamina B12 | Codice FOLAT | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL+ siero 1 mL + provetta dedicata per omocisteina 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta (solo su quella di sangue intero-EDTA). | UM | Metodo vari |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|--|--|
| Fosfatasi acida (ACP) [S] | Codice FAC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.23.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 4.7 | |
| Fosfatasi acida prostatica [S] | Codice FAP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.24.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 2.0 | |
| Fosfatasi alcalina (ALP) [S] | Codice FAL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.23.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Bambini < 1anno: 90 - 518 Bambini 1-3 anni: 156 - 369 Bambini 3-5 anni: 144 - 327 Bambini 6-10 anni: 153 - 367 Bambini 11-15 anni: 113 - 438 Bambine 11-15 anni: 64 - 359 Ragazzi 16-21 anni: 56 - 167 Ragazze 16-29 anni: 44 - 107 Uomini 22-79 anni: 50 - 116 Donne 29-79 anni: 46 - 122 Adulti >80 anni: 40 - 150 | |
| Fosfatasi alcalina isoenzima osseo [S] | Codice ALPOS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.24.1 | Conservazione |
| Sezione Chimica clinica | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM ug/dL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: 6 - 30 Donne: 6 - 26 | |

| | | |
|--|--|--|
| Fosfatasi alcalina isoenzimi [S] frazioni epatica, ossea, biliare, intestinale, placentare | Codice IFA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.24.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Elettroforesi su gel di agarosio |
| | Valori Riferimento Totale > 20 aa: 40 - 150; < 20 aa: < 750 Epatica > 14 aa: 15 - 72; < 14 aa: 1 - 31 Ossea > 14 aa: 20 - 75; < 14 aa: 62 - 100 Biliare > 14 aa: 1 - 14; < 14 aa: 1 - 7 Intestinale > 14 aa: 0 - 14; < 14 aa: 0 - 14 Placentare: 0 - 0 | |
| Fosfato inorganico sierico [S] | Codice FOS1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.24.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento > 15 anni: 2.3 - 4.7 < 15 anni: 3.6 - 5.9 | |
| Fosfato inorganico urinario [dU] urine 24h | Codice FOU | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.24.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM g/24h | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento 0.4 - 1.3 | |
| Fosfato inorganico urinario [U] Campione estemporaneo | Codice FOUM | Materiale Urine campione estemporaneo 10 mL |
| | Codice ASL 90.24.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Uomini: 5 - 189 Donne: 7 - 148 | |
| Fosfolipidi [S] | Codice FOSL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 150 - 250 | |

| | | |
|---|---|--|
| Free Beta HCG | Codice FBHCG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, oltre -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Screening Gravidanza: Negativo: < 5 Positivo: > 25 Follow-up Gravidanza: 1-10 settimana: 202 - 231000 11-15 settimana: 22536 - 234990 16-22 settimana: 8007 - 50064 23-40 settimana: 1600 - 49413 Uomini: 0 - 5 | |
| Fruttosamina [S] | Codice FRU | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.25.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM umol/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento 205 - 285 | |
| Fruttosio nel liquido seminale | Codice LSFRU | Materiale Liquido seminale |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 11 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/mL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 2.00 - 5.00 | |
| FSH [S] Ormone Follicolo Stimolante | Codice FSH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.23.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Donne: Fase follicolare: 3.3 - 8.08 Picco metà ciclo: 2.55 - 16.69 Fase luteinica: 1.38 - 5.47 Menopausa: 26.72 - 133.41 Uomini: 0.95 - 11.95 | |

| | | |
|---|---|--|
| FT3 [S] Triiodotironina libera | <i>Codice</i> FT3 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.43.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> pg/ml | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> 1.71 - 3.71 | |
| FT4 [S] Tiroxina libera | <i>Codice</i> FT4 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.42.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/L | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> 7.0 - 14.8 | |
| G6PDH glucosio 6 fosfato deidrogenasi [Sg] Carenza associata al favismo | <i>Codice</i> G6P | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 4 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.27.2 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> Indice | <i>Metodo</i> Immunoenzimatico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Carente totale (sospetto omozigote mutato): < 0.10 Carente parziale (sospetto eterozigote): 0.10 - 0.85 ; Neonati: 0.10 - 1.10 Non carente (sospetto omozigote non mutato): > 0.85; Neonati: > 1.10 In caso di microcitemia, reticolocitosi o leucocitosi il limite si estende a 0.95 | |
| Gamma GT-Gammaglutamiltrasferasi [S] | <i>Codice</i> GGT | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.25.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> U/L | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini: 12 - 64 Donne: 9 - 36 | |
| Gardnerella vaginalis Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> GADNA | <i>Materiale</i> Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.83.4 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 500 copie/mL | |

| | | |
|--|---|--|
| Gardnerella vaginalis Analisi colturale | Codice GAR | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Gastrina 17 [S] | Codice GAS | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.26.1 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Centrifugare nel più breve tempo possibile; conservazione Fino a 12h a 2 - 8 °C oltre -20 °C | UM pmol/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 1.7 - 7.6 | |
| Gastroprofile Pepsinogeno I, pepsinogeno II, gastrina 17, Helicobacter pylori Ab | Codice GASP | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Centrifugare entro 30 min, separare e congelare. E' obbligatorio compilare e inviare il Mod 09.42 | UM ug/L, pmol/L, EIU | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Pepsinogeno I: 30.0 - 165.0 ug/L pepsinogeno II: 3.0 - 15.0 ug/L gastrina 17: 1.0 - 10.0 pmol/L Helicobacter pylori Ab: < 30.0 EIU | |
| Gene ACE Polimorfismo in/del introne 16 | Codice ACEPO | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene APOE Genotipizzazione E2-E3-E4 | Codice APO | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Gene CFTR causativo di fibrosi cistica Screening 88 mutazioni | Codice FIBRO88 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.A | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene CFTR causativo di fibrosi cistica Sequenziamento completo del gene | Codice FIBRC | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.B | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 23 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo NGS |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene CFTR causativo di fibrosi cistica Ricerca mutazione specifica nei familiari | Codice FIBROF | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.C | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede la mutazione specifica da analizzare. Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot, sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene DMD causativo della Distrofia di Duchenne Analisi di delezioni e duplicazioni | Codice DUC | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.Z | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo MLPA |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene F13A1 Fattore XIII Mutazione G6318795T | Codice F13A1 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene FATTORE II Mutazione G20210A | Codice FII | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.E | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Gene FATTORE V Mutazione H1299R | Codice FAVH12 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene FATTORE V Mutazione Y1702C | Codice FAVY17 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene FATTORE V Mutazione G1691A, detta di Leiden | Codice FVL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.D | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene FATTORE XII Mutazione C46T | Codice FXIIMU | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene FGB beta fibrinogeno Mutazione -455G> | Codice FGB | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene FMR1 causativo della sindrome dell'X fragile Analisi di premutazione e full mutazione del 5'UTR | Codice XFRA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.H | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo PCR ed elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Gene FSHR Mutazione T307A e N680S | Codice FSHR | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene GJB2 causativo di sordità ereditaria non sindromica Sequenziamento completo del gene e ricerca della delezione D13S1830 sul gene GJB6 | Codice GJB2 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.N | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. . | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HBB causativo della beta 2 talassemia Sequenziamento completo del gene | Codice AMED | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.M | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 18 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HFE causativo di emocromatosi Mutazione H63D e C282Y | Codice AMD | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.K | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HLA-A Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli del locus A | Codice HLA4 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.78.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HLA-A, HLA-B e HLA-C Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli dei loci di classe I | Codice HLA2 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.81.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|--|---|
| Gene HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1 e HLA-DQB1 Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli dei loci di classe I e II | <i>Codice</i> HLACO | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Reverse Dot-blot |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Gene HLA-B Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli del locus B | <i>Codice</i> HLA5 | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.78.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Reverse Dot-blot |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Gene HLA-B Ricerca dell'allele B*27 | <i>Codice</i> HLAB | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.29.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Gene HLA-B Ricerca dell'allele B*51 | <i>Codice</i> HLAB51 | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.29.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Gene HLA-C Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli del locus C | <i>Codice</i> HLA6 | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.79.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Reverse Dot-blot |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |

| | | |
|--|---|--|
| Gene HLA-DQB1 Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli del locus DQB1 | Codice HLADQ | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.80.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HLA-DRB1 Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli del locus DRB1 | Codice HLADR | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.81.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HLA-DRB1 e HLA-DQB1 Tipizzazione a bassa risoluzione degli alleli dei loci di classe II | Codice HLA3 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.81.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene HLA-G Polimorfismo -725: G/C/T e in/del 14bp nel 3'UTR | Codice HLAG | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.30.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene JAK-2 Mutazione V617F, analisi qualitativa | Codice JAK2 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.2F.7 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità 2% | |
| Gene JAK-2 Mutazione V617F, analisi quantitativa | Codice JAK2Q | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.2F.8 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede la firma sulla provetta. | UM % | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento <2 | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Gene LCT associato all'intolleranza al lattosio Polimorfismo -13910C/T, -22018G/A | Codice LCT2MU | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene LCT associato all'intolleranza al lattosio Polimorfismo -13910C/T | Codice INTL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL, tampone buccale |
| | Codice ASL 91.29.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene LCT associato all'intolleranza al lattosio e geni HLA associati a celiachia Polimorfismo -13910C/T dell'LCT e ricerca degli alleli costituenti l'eterodimero DQ2-DQ8 | Codice LCTCEL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR, reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene LHCGR (LHR) Mutazione R554X | Codice LHR | Materiale Sangue intero EDTA 3K 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.2 | Conservazione 5 giorni 4 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Sequenziamento |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene MTHFR Mutazione C677T e A1298C | Codice MTH | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.F | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene MTHFR Mutazione C677T | Codice MTH1 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|--|--|
| Gene MTHFR Mutazione A1298C | Codice MTH2 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene PAI-1 Mutazione -675 4G/5G | Codice PAI-1 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.30.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene SMN1 causativo di atrofia muscolare spinale Analisi di delezioni | Codice SMA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.Z | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo PCR- Analisi di frammenti |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene UGT1A1 catabolismo dell'irinotecano | Codice IRINO | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Gene UGT1A1 causativo della sindrome di Gilbert Analisi polimorfismi | Codice SGIL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91292 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Geni HLA associati a celiachia Ricerca degli alleli costituenti l'eterodimero DQ2-DQ8 | Codice HLA1 / HLA-C | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.81.1, 90.80.2, 90.80.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. Il codice HLA-C è da accettare per prestazioni tramite SSN, HLA1 per privati. | UM | Metodo Reverse Dot-blot |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|---|--|
| Gentamicina sierica [S] | Codice GEN | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento 0.5 - 2.0 | |
| GH-Ormone della crescita [S] | Codice GHO | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.35.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per dosaggi successivi utilizzare il seguente codice: GHO2 GH-Ormone della crescita sierico [S] Per curva dopo stimolo utilizzare il seguente codice: GHS GH-Ormone della crescita [S] (CURVA dopo stimolo) | UM ng/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento 0.05 - 10.00 | |
| Giardia lamblia [FECI] | Codice GIAR | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Glucosio e chetoni urinari [dU] | Codice GLUKET | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.44.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM g/24h | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Glucosio: < 0.30 Chetoni: < 0.07 | |
| Glucosio plasmatico curva da carico 3 determinazioni [P] | Codice CUR3 | Materiale Plasma litio eparina/iodoacetato 1 mL |
| | Codice ASL 90.26.4 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione La dose di glucosio anidro per il carico orale negli adulti e nelle donne in gravidanza è di 75 g. Si possono anche utilizzare bevande glucosate, eventualmente aromatizzate, purché appositamente studiate per OGTT e registrate come medicinali. La soluzione glucosata va somministrata alla temperatura di 15-25 °C. Il tempo massimo per l'assunzione della bevanda glucosata è di 5 min. | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Basale: 70 - 100 ; in gravidanza: 70 - 92 (linee guida ADA e IADPSG) dopo 1 ora: < 155 (indicazioni della Società Italiana di Diabetologia) dopo 2 ore: < 140 ; in gravidanza: < 153 (linee guida ADA e IADPSG) | |

| | | |
|---|--|--|
| Glucosio plasmatico curva da carico 6 determinazioni [P] dose di glucosio anidro: 75 g | Codice CUR | Materiale Plasma litio eparina/iodoacetato 1 mL |
| | Codice ASL 90.26.5 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione La dose di glucosio anidro per il carico orale negli adulti e nelle donne in gravidanza è di 75 g. Si possono anche utilizzare bevande glucosate, eventualmente aromatizzate, purché appositamente studiate per OGTT e registrate come medicinali. La soluzione glucosata va somministrata alla temperatura di 15-25 °C. Il tempo massimo per l'assunzione della bevanda glucosata è di 5 min. | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Basale: 70 - 100 ; in gravidanza: 70 - 92 (linee guida ADA e IADPSG) dopo 1 ora: < 155 (indicazioni della Società Italiana di Diabetologia) dopo 2 ore e dosaggi successivi: < 140 ; in gravidanza: < 153 (linee guida ADA e IADPSG) | |
| Glucosio plasmatico [P] | Codice GLS | Materiale Plasma litio eparina/iodoacetato 1 mL |
| | Codice ASL 90.27.1 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Per profilo glicemico G11 Glucosio preprandiale [P] G14 Glucosio plasmatico postprandiale [P] G17 Glucosio plasmatico ore 17 [P] G19 Glucosio plasmatico ore 19 [P] | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 70 - 100 (linee guida ADA American Diabetes Association) in gravidanza: 70 - 92 (linee guida IADPSG International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups) | |
| Glucosio urinario [dU] 24h | Codice GLU24 | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM g/24h | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 0.50 | |
| Glucosio urinario [U] | Codice GLU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.27.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Assente | |
| Glutazione [Sg] | Codice GSH | Materiale Sangue Intero EDTA K3 4mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 307 - 450 | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Granulociti eosinofili conteggio | Codice EOSIN | Materiale Materiale biologico |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Ematologia | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione 2 |
| Preparazione | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento | |
| Gruppo e fattore Rh ricerca diretta e indiretta | Codice GRS2 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede la firma del prelevatore sulla provetta. | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| H1N1 virus Analisi qualitativa del DNA del virus dell'influenza suina | Codice H1N1 | Materiale Tampone naso-faringeo in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 91.12.1 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Richiedere terreno di trasporto specifico | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assente | |
| Haemophilus influenzae Analisi colturale | Codice HE | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 91.24.2 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Haemophilus influenzae tipo B IgG | Codice HAEIG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 8h a T. amb, oltre -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| HAV-virus epatite A IgG | Codice HAV1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.17.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| HAV-virus epatite A IgM | Codice HAV2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.17.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBcAb IgG+IgM Anticorpi anti-antigene core HBV | Codice ABC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.17.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBcAb IgM Anticorpi anti-antigene core HBV | Codice ACO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.18.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBeAb Anticorpi anti-antigene e HBV | Codice ABE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.18.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo ELFA |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBeAg Antigene e HBV | Codice AEG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.18.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo ELFA |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBsAb Anticorpi anti-antigene s HBV | Codice ABS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.18.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|--|--|--|
| HBsAg Antigene s HBV | Codice AAS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.18.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBsAg Saggio di conferma | Codice AAS1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.19.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HBSAG Quantitativo (antigene AU) | Codice HBSQ | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 0.05 | |
| HBV-virus epatite B Analisi qualitativa del DNA | Codice EBD | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.17.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 36 UI/mL | |
| HBV-virus epatite B Analisi quantitativa del DNA | Codice ANI | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.17.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento <36 | |
| HCV-virus epatite C Determinazione del genotipo virale | Codice HCV-GE | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.20.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | | | |
|---|--|----------|----------------------|--------------------------------------|
| HCV-virus epatite C | Codice | RNA1 | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.20.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Anticorpi, test di conferma. Capside, NS3, NS4, NS5 | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione | UM | | Metodo | Immunoblotting |
| Immunologia | Valori Riferimento | | | |
| Preparazione | Negativo | | | |
| HCV-virus epatite C | Codice | MAC | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.19.5 | Conservazione | 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Anticorpi | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Sezione | UM | | Metodo | Chemiluminescenza |
| Immunologia | Valori Riferimento | | | |
| Preparazione | Negativo | | | |
| HCV-virus epatite C | Codice | RNA | Materiale | Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | 91.19.3 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Analisi qualitativa dell'RNA | Risposta | 6 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione | UM | | Metodo | Real-time PCR |
| Microbiologia molecolare | Valori Riferimento | | | |
| Preparazione | Non rilevato Limite di sensibilità 36 UI/mL | | | |
| HCV-virus epatite C | Codice | RNA3 | Materiale | Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | 91.19.4 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Analisi quantitativa dell'RNA | Risposta | 6 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione | UM | | Metodo | Real-time PCR |
| Microbiologia molecolare | Valori Riferimento | | | |
| Preparazione | UI/mL <36 | | | |
| HDV-virus epatite Delta | Codice | HDV3 | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.12.1 | Conservazione | 1 settimana a - 20 °C |
| Analisi qualitativa dell'RNA | Risposta | 8 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione | UM | | Metodo | Real-time PCR |
| Microbiologia molecolare | Valori Riferimento | | | |
| Preparazione | Assente Limite di sensibilità 100 copie/mL | | | |
| HDV-virus epatite Delta | Codice | HDV | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | 91.20.3 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Anticorpi | Risposta | 6 giorni | Giorni di Esecuzione | 1/settimana |
| Sezione | UM | | Metodo | Chemiluminescenza (CLIA) |
| Immunologia | Valori Riferimento | | | |
| Preparazione | Assenti | | | |

| | | |
|---|---|--|
| HE4-Human Epididymis Protein 4 | Codice HE4 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM pmol/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Pre-menopausa: 0 - 70 Post-menopausa: 0 - 140 | |
| Helicobacter pylori IgA | Codice HEL1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.94.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: < 20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: > 25 | |
| Helicobacter pylori IgG | Codice HEL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.94.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/mL | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: < 20 Dubbio: 20 - 25 Positivo: > 25 | |
| Helicobacter pylori [FECI] Analisi qualitativa del DNA e analisi resistenza alla claritromicina | Codice HEL2 | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 50 copie/reazione | |
| Helicobacter pylori [FECI] | Codice HEF | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.94.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Assente | |

| | | |
|---|---|---|
| Herpes simplex virus 1 Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> HER1 | <i>Materiale</i> Tampone cervicale o uretrale o congiuntivale a secco, liquido seminale 1 mL, liquido prostatico, sangue EDTA K3 3mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a T. amb |
| | <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 6 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 500 copie/mL | |
| Herpes simplex virus 1- 2 Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> HERD | <i>Materiale</i> Tampone cervicale o uretrale o congiuntivale a secco, liquido seminale 1 mL, liquido prostatico, sangue EDTA K3 3mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a T. amb |
| | <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 6 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 500 copie/mL | |
| Herpes simplex virus 2 Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> HER2 | <i>Materiale</i> Tampone cervicale o uretrale o congiuntivale a secco, liquido seminale 1 mL, liquido prostatico, sangue EDTA K3 3mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a T. amb |
| | <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 6 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 500 copie/mL | |
| Herpes virus 6 Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> HER6 | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| | <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 7 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non Rilevato | |
| Herpes virus 7 Analisi qualitativa del DNA | <i>Codice</i> HHV | <i>Materiale</i> Plasma EDTA 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.11.5 | <i>Conservazione</i> 1 settimana - 20 °C |
| | <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 6 giorni |
| | <i>Preparazione</i> | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Nested PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assente | |
| HIV 1 | <i>Codice</i> HIVRNA | <i>Materiale</i> Plasma EDTA K3 2 mL |

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Analisi quantitativa dell'RNA | Codice ASL 91.22.3 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato: < 30 Limite di sensibilità: 30 UI/mL | |

| | | |
|---|---|--|
| HIV 1-2 Test di conferma | Codice HIV1-2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.22.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Western-blot |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HIV 1-2-virus immunodeficienza umana Anticorpi e antigene p24 | Codice HIV1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.22.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| HPIV-virus parainfluenzale IgG+IgM | Codice PARA1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.13.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Fissazione del complemento |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:16 Bassi: 1:16 - 1:32 Alti: > 1:32 | |
| HPV HPV Tipizzazione 28 genotipi: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 26, 53, 69, 73, 82, 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 | Codice ASDNA2 | Materiale Tamponi vari a secco, preparati citologici in fase liquida 2 mL, liquido seminale 1 mL, urine 10 mL |
| | Codice ASL 91.24.B | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione Inviare il campione assieme al Mod.09.12H Rev.6 | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 1184-3941 copie/mL per i genotipi ad alto rischio; 1217-5643 UI/mL per i genotipi a basso rischio | |
| HPV Tipizzazione dei genotipi ad alto rischio oncogeno: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | Codice ASDNA3 | Materiale Tamponi vari a secco, preparati citologici in fase liquida 2 mL, liquido seminale 1 mL, urine 10 mL |
| | Codice ASL 91.24.B | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Inviare assieme al Mod.09.12H Rev.6 | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 50 copie/reazione | |

| | | |
|---|--|---|
| HPV | <i>Codice</i> ASDNA1 | <i>Materiale</i> Tamponi vari a secco, preparati citologici in fase liquida 2 mL, liquido seminale 1 mL, urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.24.9 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T. amb |
| Analisi qualitativa del DNA | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 50 copie/reazione | |
| HPV su tampone del cavo orale | <i>Codice</i> ASDNA5 | <i>Materiale</i> Tamponi vari a secco, preparati citologici in fase liquida 2 mL, liquido seminale 1 mL, urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.24.C | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T. amb |
| Tipizzazione 28 genotipi: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 26, 53, 69, 73, 82, 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 1184-3941 copie/mL per i genotipi ad alto rischio; 1217-5643 UI/mL per i genotipi a basso rischio | |
| HSV 1-2-virus Herpes simplex 1-2 IgM | <i>Codice</i> HE3 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.22.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | UM UA/mL | <i>Metodo</i> CLIA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 16.0 Dubbio: 16.0 - 24.0 Positivo: > 24.0 | |
| HSV 1-virus Herpes simplex 1 IgG | <i>Codice</i> HE1 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.22.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | UM UA/mL | <i>Metodo</i> CLIA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 7.5 Dubbio: 7.5 - 12.5 Positivo: > 12.5 | |

| | | |
|--|--|--|
| HSV 2-virus Herpes simplex 2 IgG | Codice HE2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.22.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 8.0 Dubbio: 8.0 - 12.0 Positivo: > 12.0 | |
| HTLV 1-2- virus linfotropo dei linfociti T Test di screening | Codice HTLV2 | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 91.26.3 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Separare e congelare entro 4 ore dal prelievo | UM | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Idrazina urinaria [U] Inizio turno | Codice IDRAZI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibili Esposti a 0.1 ppm: < 380 Limite di sensibilità 5 ug/L | |
| Idrazina urinaria [U] Fine turno | Codice IDRAZF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibili Esposti a 0.1 ppm: < 380 Limite di sensibilità 5 ug/L | |

| | | |
|--|--|---|
| IgE specifiche [S] | <i>Codice</i> F2R | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.68.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Allergologia e Intolleranze | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Si richiede il modulo IgE specifiche ELENCO ALLERGENI (Mod. 09.22). | <i>UM</i> kU/L | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 0.10 non rilevabile. Non esclude la presenza di sensibilizzazione all'allergene testato. 0.10 - 0.34 Concentrazione molto bassa. Classe 0: < 0.35 kU/L Classe 1: 0.35-0.70 kU/L Classe 2: 0.70-3.5 kU/L Classe 3: 3.5-17.5 kU/L Classe 4: 17.5-50.0 kU/L Classe 5: 50.0-100.0 kU/L Classe 6: > 100.0 kU/L | |
| IGF binding protein 3 Insulin like growth factor binding protein 3 | <i>Codice</i> IGFBP3 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 22 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 5 anni: 0.7 - 5.2 5 - 8 anni: 1.1 - 6.5 8 - 10 anni: 1.6 - 7.7 10 - 12 anni: 2.1 - 8.9 13 - 20 anni: 2.9 - 10.0 > 20 anni: 2.2 - 7.8 | |
| Immunocomplessi circolanti [S] | <i>Codice</i> ICC | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.69.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/mL | <i>Metodo</i> Immunoenzimatico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: <4.4 Dubbio: 4.0 - 10.8 Positivo: >10.8 | |

| | | |
|--|---|--|
| Immunofissazione sierica [S] Ricerca alterazioni monoclonali | Codice III | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.69.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofissazione |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| Immunofissazione urinaria [dU] 24h | Codice IMU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.69.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Non congelare per campioni del mattino utilizzare il seguente codice: IMUC Immunofissazione urinaria [U] | UM | Metodo Immunofissazione |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| Immunoglobuline IgA salivari | Codice IGAS | Materiale Saliva 3 mL |
| | Codice ASL 90.67.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento 3.0 - 15.0 | |
| Immunoglobuline IgA sieriche [S] | Codice IGA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.69.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 1 anno : 8 - 91 1 - 11 anni: 21 - 291 12 - 60 anni: 60 - 480 > 60 anni: 101 - 645 | |
| Immunoglobuline IgE sieriche [S] Totali | Codice IGP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.68.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 1 - 12 mesi: < 15 1 - 5 anni: < 60 6 - 9 anni: < 90 10 - 15 anni: < 200 Adulti: < 100 | |

| | | |
|--|---|---|
| Immunoglobuline IgG sieriche [S] | <i>Codice</i> IGG | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.69.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/dL | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 1 anno: 200 - 950 1 - 2 anni: 470 - 1210 > 2 anni: 540 - 1820 | |
| Immunoglobuline IgG1 sieriche [S] sottoclasse 1 | <i>Codice</i> IGG1 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.68.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Nefelometria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 2 anni: 1940 - 8420 3-4 anni: 3150 - 9450 5-6 anni: 3060 - 9450 7-8 anni: 2880 - 9180 9-10 anni: 4320 - 10200 11-12 anni: 4230 - 10600 13-14 anni: 3420 - 11500 15-18 anni: 3150 - 8550 > 18 anni: 3824 - 9286 | |
| Immunoglobuline IgG2 sieriche [S] sottoclasse 2 | <i>Codice</i> IGG2 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.68.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Nefelometria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 2 anni: 225 - 3000 3-4 anni: 360 - 2250 5-6 anni: 605 - 3450 7-8 anni: 440 - 3750 9-10 anni: 720 - 4300 11-12 anni: 760 - 3550 13-14 anni: 1000 - 4550 15-18 anni: 640 - 4950 > 18 anni: 2418 - 7003 | |

| | | |
|---|--|---|
| Immunoglobuline IgG3 sieriche [S] sottoclasse 3 | <i>Codice</i> IGG3 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.68.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Nefelometria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 2 anni: 186 - 853 3-4 anni: 173 - 676 5-6 anni: 99 - 1221 7-8 anni: 155 - 853 9-10 anni: 127 - 853 11-12 anni: 173 - 1730 13-14 anni: 282 - 1250 15-18 anni: 230 - 1960 > 18 anni: 218 - 1760 | |
| Immunoglobuline IgG4 sieriche [S] sottoclasse 4 | <i>Codice</i> IGG4 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.68.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> g/L | <i>Metodo</i> Nefelometria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 2 anni: 5 - 784 3-4 anni: 10 - 537 5-6 anni: 18 - 1125 7-8 anni: 4 - 992 9-10 anni: 19 - 932 11-12 anni: 16 - 1150 15-18 anni: 110 - 1570 13-14 anni: 37 - 1360 > 18 anni: 39 - 864 | |
| Immunoglobuline IgM sieriche [S] | <i>Codice</i> IGM | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.69.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/dL | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 1 anno: 17 - 150 1 - 12 anni: 41 - 240 > 12 anni: 20 - 290 | |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Influenza A2 IgA | Codice INA3 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.13.1 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| Influenza A2 IgG | Codice INA2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.13.1 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| Influenza B IgA | Codice INB3 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.13.1 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| Influenza B IgG | Codice INB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.13.1 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |

| | | |
|---|--|---|
| Inibina B sierica [S] | <i>Codice</i> INI | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 17 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> pg/mL | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Bambini < 1 mese: 133.0 - 196.0 Bambine < 1 mese: 9.0 - 31.0 Bambini 1 mese - 1 anno: 195.0 - 256.0 Bambine 1 mese - 1 anno: 23.0 - 94.0 Bambini 1-10 anni: 91.0 - 163.0 Bambine 1-10 anni: 8.0 - 37.0 Ragazzi 10-20 anni: 169.0 - 216.0 Ragazze 10-20 anni: 22.0 - 85.0 Uomini 20-40 anni: 151.7 - 173.9 Donne 20-40 anni: 21.0 - 53.0 Uomini 40-60 anni: 134.7 - 150.5 Donne 40-60: <33.0 Uomini >60 anni:126.5 - 151.0 Donne >60 anni: <4.6 | |
| Insulina sierica [S] | <i>Codice</i> INSA1 | <i>Materiale</i> Siero CONGELATO 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.29.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> Per dosaggi successivi utilizzare i seguenti codici: INSA30 Insulina seirica [S] dopo 30 minuti INSA60 Insulina sierica [S] dopo 60 minuti INSA90 Insulina sierica [S] dopo 90 minuti INSA120 Insulina sierica [S] dopo 120 minuti INSA150 Insulina sierica [S] dopo 150 minuti INSA180 Insulina sierica [S] dopo 180 minuti INSA2 Insulina sierica postprandiale [S] INSA3 Insulina sierica ore 14 [S] INSA6 Insulina sierica ore 17 [S] | <i>UM</i> uU/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> 2.0 - 25.0 | |

| | | |
|---|---|--|
| Interleuchina 6 (IL-6) | Codice INT6 | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.70.2 | Conservazione 7 giorni a -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione CONGELATO | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento <= 7.0 | |
| Iodio urinario [dU] 24h | Codice IODU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento 25 - 450 Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Iodio urinario [U] | Codice IODUS | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento 50 - 300 Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Istologico apparato digerente Sede unica, biopsia multipla | Codice IAPMU | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.41.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Istologico apparato digerente Sede unica, biopsia singola | Codice IAPSU | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.41.3 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Istologico apparato digerente Sede multipla, biopsia multipla | Codice IAPMU1 | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.41.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Istologico apparato digerente Appendice | Codice IADA | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| Valori Riferimento Non applicabile | | |
| Istologico apparato digerente Colecisti | Codice IADC | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| Valori Riferimento Non applicabile | | |
| Istologico generico Sede singola | Codice IST2 | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| Valori Riferimento Non applicabile | | |
| JC virus, polyomavirus Analisi qualitativa del DNA | Codice JCDNA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL, Plasma 2 mL, Urine del mattino 10 mL |
| | Codice ASL 91.11.5 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità 100 copie/mL | | |
| Ketamina urinaria [U] Test di conferma Senza valenza medico-legale | Codice KECONF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| Valori Riferimento CUT-OFF: 250 | | |
| Lacosamide [P] | Codice LACOS | Materiale Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL 90206 | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Mar Ven |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 1 - 10 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Lamotrigina [P] | Codice LAM | Materiale Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL 90.20.6 | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 3 - 14 | |
| Lattobacilli Bacilli di Doderlein | Codice LATTOB | Materiale Essudato vaginale |
| | Codice ASL | Conservazione 8h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Sriscio su vetrino Si veda anche VAGBAT Analisi quantitativa del DNA di Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, flora vaginale | UM | Metodo Microscopico |
| | Valori Riferimento Presenti, +++ | |
| LDH isoenzimi sierici [S] LDH1, LDH2, LDH3, LDH4, LDH5 | Codice ILD | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Elettroforesi |
| | Valori Riferimento LDH-1: 16.1 - 31.5 LDH-2: 29.2 - 41.6 LDH-3: 17.0 - 26.2 LDH-4: 5.9 - 12.3 LDH-5: 3.2 - 17.3 | |
| LDH-Latticodeidrogenasi sierica [S] | Codice LDH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.29.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento Bambini < 12 anni: 180 - 360 Adulti: 125 - 220 | |
| LDL ossidate | Codice OSLDL | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento 41 - 2261 | |

| | | |
|---|---|--|
| Legionella pneumophyla gruppo 1 Antigene urinario [U] | Codice LEGU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Legionella pneumophyla IgG | Codice LEG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.95.2 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| Legionella pneumophyla IgM | Codice LEGM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.95.2 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| Leishmania Analisi qualitativa del DNA | Codice LEIDN | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.38.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Nested PCR |
| | Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità 100 copie/mL | |
| Leishmania Anticorpi | Codice LEI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UR | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | |

| | | |
|--|---|--|
| Leptospira IgG+IgM | Codice LEP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.96.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Fissazione del complemento |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:16 Bassi medi: 1:16 - 1:32 Alti: > 1:32 | |
| Leucociti [Sg] conteggio | Codice LEU | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.70.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM cellule/uL | Metodo Citochimica |
| | Valori Riferimento 4000 - 10000 | |
| Levetiracetam (Keppra) [P] | Codice LEVE | Materiale Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL 90.20.6 | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 10 - 43 | |
| LH sierico [S] Ormone luteinizzante | Codice LH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.32.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Donne: Fase follicolare: 1.80 - 11.78 A metà ciclo: 7.59 - 89.08 Fase luteinica: 0.56 - 14.00 Menopausa: 5.16 - 61.99 Uomini: 0.57 - 12.07 | |
| Linezolid [P] | Codice LINEZO | Materiale Plasma litio eparina 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|--|---|
| Linfociti B (CD20+) CD20+ | <i>Codice</i> CD20 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> 5 - 12 | |
| Linfociti B (CD45+CD3-CD19+) | <i>Codice</i> CD19 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Nota: Esame eseguito presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Linfociti B (CD45+CD3-CD19+)%: 0-2 anni :7-37 2-12 anni:12-29 >12 anni: 5-22 Linfociti B(CD45+CD3-CD19+) cellule 10 ⁹ /L: 0-2 anni: 0.3-2.2 2-12 anni:0.4-0.6 >12 anni: 0.1-0.5 | |
| Linfociti natural killer CD57+ | <i>Codice</i> CD57 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> %: 5 - 27 cellule/uL | |

| | | |
|--|--|---|
| Linfociti natural killer (CD45+CD3-CD16+CD56+) | <i>Codice</i> CD NK | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Nota: Esame eseguito presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Linfociti natural killer (CD45+CD3-CD16+CD56+)%: 0-2 anni :4-15 2-12 anni: 5-19 >12 anni: 5-25 Linfociti natural killer (CD45+CD3-CD16+CD56+) cellule 10 ⁹ /L: 0-2 anni: 0.2-0.8 2-12 anni: 0.1-0.5 >12 anni:0.09-0.38 | |
| Linfociti T CD59+ | <i>Codice</i> CD59 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> | |
| Linfociti T CD34+ | <i>Codice</i> CD34 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |

| | | |
|--|---|---|
| Linfociti T helper-inducer (CD45+CD3+CD4+) | <i>Codice</i> CD4 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Nota: Esame eseguito presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Linfociti T helper-inducer (CD45+CD3+CD4+)%: 0-2 anni: 35-66 2-12 anni: 31-47 >12 anni: 30-60 Linfociti T helper-inducer (CD45+CD3+CD4+) cellule 10 ⁹ /L: 0-2 anni: 1.5-3.6 2-12 anni: 0.65-2.1 >12 anni: 0.5-1.8 | |
| Linfociti T suppressor-cytotoxic (CD45+CD3+CD8+) | <i>Codice</i> CD8 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Nota: Esame eseguito presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Linfociti T suppressor-cytotoxic (CD45+CD3+CD8+)%: 0-2 anni :13-29 2-12 anni: 16-30 >12 anni: 16-42 Linfociti T suppressor-cytotoxic (CD45+CD3+CD8+) cellule/uL: 0-2 anni: 0.5-1.4 2-12 anni: 0.5-1.1 >12 anni: 0.3-1.1 Indice Helper/Suppressor (CD4/CD8): 0-2 anni: 1.5-3.8 2-12 anni: 1.2-2.9 >12 anni: 1.2-2.4 | |

| | | |
|--|---|---|
| Linfociti T totali (CD45+CD3+) | <i>Codice</i> CD3 | <i>Materiale</i> Sangue EDTA 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.81.5 | <i>Conservazione</i> 1 giorno a T. amb |
| <i>Sezione</i> Ematologia e Coagulazione | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> Nota: Esame eseguito presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Citofluorimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> Linfociti T totali (CD45+CD3+)%: 0-2 anni: 52-76 2-12 anni: 60-78 >12 anni: 63-86 Linfociti T totali (CD45+CD3+) cellule 10 ⁹ /L: 0-2 anni: 2.2-5.4 2-12 anni: 1.5-3.7 >12 anni: 0.9-2.2 | |
| Lipasi sierica [S] | <i>Codice</i> LPI | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.30.2 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> U/L | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 78 | |
| Lipoproteina A sierica [S] | <i>Codice</i> LIPA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.30.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/dL | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> <30.0 | |
| Liquidi e fluidi corporei (NON urinari): liquido sinoviale, pleurico, ascitico, cefalorachidiano, seminale, da lesione cutanea, da vie respiratorie, etc. | <i>Codice</i> CITOL | <i>Materiale</i> Liquidi/fluidi corporei vari |
| | <i>Codice ASL</i> 91.39.3 | <i>Conservazione</i> 1 settimana a T. amb |
| <i>Sezione</i> Anatomia Patologica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Miscelare il prima possibile al fissativo (etilico 50%) o inviare vetrini già strisciati e fissati. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colorazione Papanicolaou |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativa la ricerca di cellule neoplastiche | |

| | | |
|--|--|--|
| Liquido seminale Volume, colore, filanza, pH, concentrazione, n. totale, motilità progressiva e non, immobili, forme normali, anomalie: testa, tratto intermedio, coda, cellule rotonde, leucociti, vitalità | Codice LIQ | Materiale Liquido seminale |
| | Codice ASL | Conservazione 30 min T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Astensione da almeno 3 giorni e non più di 5. Il campione deve pervenire entro 30 minuti dalla raccolta e deve rimanere a una temperatura di almeno 25 °C. | UM | Metodo Microscopico |
| | Valori Riferimento Vedi referto | |
| Liozima sierico [S] | Codice LISO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.32.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 11 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 3.0 - 9.0 | |
| Listeria monocytogenes Analisi qualitativa del DNA | Codice LIS1 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato | |
| Listeria monocytogenes IgG+IgM | Codice LIS2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Fissazione del complemento |
| | Valori Riferimento Negativo: <= 1:16 Positivo: > 1:16 Titoli 1:8 e 1:16 non sono significativi data l'esistenza di cross-reazioni con altri antigeni batterici. | |
| Litio eritrocitario [Sg] | Codice LIE | Materiale Sangue in sodio-citrato + 1ml siero |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo ICP OES |
| | Valori Riferimento 30 - 70 | |

| | | |
|---|---|--|
| Litio [S] | Codice LIT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.32.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mEq/L | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento 0.4 - 1.2 | |
| LLAC-Lupus like anticoagulant [P] | Codice LAC | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.46.5 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ratio | Metodo Coagulativo (dRVVT) |
| | Valori Riferimento Negativo: <1.2 Debole Positivo: 1.2 - 1.5 Medio Positivo: 1.5 - 2.0 Forte Positivo: >2.0 | |
| LSD urinaria [U] Test di conferma Senza valenza medico-legale | Codice LSDCONF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento CUT-OFF: 250 | |
| Macroprolattina sierica [S] | Codice MACRO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento > 40 | |
| Magnesio sierico [S] | Codice MAG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.32.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento 1.6 - 2.6 | |
| Magnesio urinario [dU] urine 24h | Codice MAU | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.32.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM mg/24h | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento 72 -121 | |

| | | |
|--|--|--|
| Malaria (Plasmodium falciparum) Analisi microscopica | Codice PMAL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.05.5 | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Preparazione Compilare modulo di richiesta (Mod.09.41). | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Manganese ematico [Sg] | Codice MANG | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.33.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento < 15 Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |
| Manganese urinario [U] Inizio turno | Codice MAN | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 3 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |
| Manganese urinario [U] Fine turno | Codice MANF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 3 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |
| Mercurio ematico [Sg] | Codice MEC | Materiale Sangue intero litio eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.33.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Soggetti non esposti: < 10.0 Soggetti esposti: (fine turno fine settimana lavorativa) < 15.0 Limite di sensibilità: 0.1 ug/L | |

| | | |
|---|--|---|
| Mercurio urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> MEUF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.33.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 3.00 Esposti: < 20.00 Limite di sensibilità: 0.10 ug/L | |
| Mercurio urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> MEU | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.33.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 3.00 Esposti: < 20.00 Limite di sensibilità: 0.10 ug/L | |
| Metadone urinario [U] Test di screening qualitativo | <i>Codice</i> DRO3 | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ metadone 300 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metadone 300 | |
| Metadone urinario [U] Test di screening quantitativo | <i>Codice</i> DRO3Q | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.18.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Immunochimica |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ metadone 300 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metadone 300 | |

| | | | | | |
|--|--|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Metadone urinario [U] | Codice | MECONF | Materiale | Urine 50 mL | |
| | Test di conferma | Codice ASL | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C | |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 5 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | ng/mL | Metodo | LC-MS |
| | | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ metadone 250 LOQ EDDP 250 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metadone 100 | | | |
| Metaemoglobina [Sg] | Codice | MET | Materiale | Sangue intero litio-eparina 3 mL | |
| | Test di conferma | Codice ASL | 90.71.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 4 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | | UM | % Hb totale | Metodo | Ossimetria |
| | | Valori Riferimento < 1.5 | | | |
| Metamfetamina urinaria [U] | Codice | METAQ | Materiale | Urine 50 mL | |
| | Test di screening quantitativo | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 2 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | ng/mL | Metodo | Immunochimica |
| | | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ metamfetamina 500 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metamfetamina 500 | | | |
| Metanefrine urinarie [dU] | Codice | META | Materiale | Urine delle 24h acidificate 10 mL | |
| | 24h | Codice ASL | 90.04.3 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) Nota: Esame eseguito presso CERBA HEALTHCARE | UM | ug/24h | Metodo | HPLC |
| | | Valori Riferimento 10 - 320 | | | |
| Metil-etil-chetone (MEK) urinario [U] | Codice | MEKF | Materiale | Urine 10 mL | |
| | Fine turno | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Tossicologia | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | | UM | mg/L | Metodo | GC |
| | | Valori Riferimento Esposti: < 2.0 Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | | | |

| | | |
|--|--|--|
| Metil-etil-chetone (MEK) urinario [U] | Codice MEKI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC |
| Preparazione | Valori Riferimento Esposti: < 2.0 Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Metil-isobutil-chetone urinario (MIBK) urinario [U] | Codice MIBK | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC |
| Preparazione | Valori Riferimento Esposti: < 1.0 Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Metil-isobutil-chetone urinario (MIBK) urinario [U] | Codice MIBKF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Fine turno | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC |
| Preparazione | Valori Riferimento Esposti: < 1.0 Limite di sensibilità: 0.1 mg/L | |
| Metilterbutiletere (MTBE) urinario [U] | Codice MTBEI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC |
| Preparazione | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.05 mg/L | |
| Metilterbutiletere (MTBE) urinario [U] | Codice MTBEF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Fine turno | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC |
| Preparazione | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.05 mg/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Metossiamfetamine urinarie [U] Test di conferma | Codice METCON | Materiale Urine 50 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ MDMA 200 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF MDMA 250 | |
| Metossiamfetamine urinarie [U] Test di screening quantitativo | Codice ECSTQ | Materiale Urine 50 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM ng/mL | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ metossiamfetamine 500 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metossiamfetamine 500 | |
| Metossiamfetamine urinarie [U] Test di screening | Codice ECST | Materiale Urine 50 mL |
| | Codice ASL 90.18.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ metossiamfetamine 500 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF metossiamfetamine 500 | |
| Metotrexato [S] | Codice METOX | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM umol/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 0.2 - 1.0 | |
| Miceti Analisi microscopica | Codice MICE | Materiale Materiali biologici vari |
| | Codice ASL 90.98.5 | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Miceti | <i>Codice</i> RCF | <i>Materiale</i> Feci o materiali diversi da Frammenti ungueali, Squame cutanee, Peli, Capelli. |
| | <i>Codice ASL</i> 90.98.4.01 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> Per i seguenti materiali utilizzare i codici indicati: Frammenti ungueali (codice MIDE2) Squame cutanee (codice MIDE3) Peli (codice MIDE4) Capelli (codice MIDE5) Per colture positive si procede con l'identificazione microscopica (MICEID) o biochimica (MICEID2). | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Miceti su capelli | <i>Codice</i> MIDE5 | <i>Materiale</i> Capelli |
| | <i>Codice ASL</i> 90.98.4.03 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 1 giorno | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> La conservazione, va effettuata in contenitore sterile con l'accortezza di evitare la chiusura ermetica del recipiente e l'aggiunta di liquidi, in quanto l'eccesso di umidità potrebbe favorire lo sviluppo di batteri e di funghi contaminanti. Per colture positive si procede con l'identificazione microscopica (MICEID) o biochimica (MICEID2). | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale e microscopico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Miceti su Frammenti ungueali | <i>Codice</i> MIDE2 | <i>Materiale</i> Frammenti ungueali |
| | <i>Codice ASL</i> 90.98.4.05 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T.amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 30 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> La conservazione, va effettuata in contenitore sterile con l'accortezza di evitare la chiusura ermetica del recipiente e l'aggiunta di liquidi, in quanto l'eccesso di umidità potrebbe favorire lo sviluppo di batteri e di funghi contaminanti. Per colture positive si procede con l'identificazione microscopica (MICEID) o biochimica (MICEID2). | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale e microscopico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |

| | | |
|--|--|---|
| Miceti su peli Analisi colturale per Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton. Include la segnalazione di eventuali altri miceti non dermatofiti propriamente detti. | <i>Codice</i> MIDE4 | <i>Materiale</i> Peli |
| | <i>Codice ASL</i> 90.98.4.02 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 30 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> La conservazione, va effettuata in contenitore sterile con l'accortezza di evitare la chiusura ermetica del recipiente e l'aggiunta di liquidi, in quanto l'eccesso di umidità potrebbe favorire lo sviluppo di batteri e di funghi contaminanti. Per colture positive si procede con l'identificazione microscopica (MICEID) o biochimica (MICEID2). | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale e microscopico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Miceti su Squame cutanee Analisi colturale per Microsporum, Epidermophyton, Trichophyton. Include la segnalazione di eventuali altri miceti non dermatofiti propriamente detti. | <i>Codice</i> MIDE3 | <i>Materiale</i> Squame cutanee |
| | <i>Codice ASL</i> 90.98.4.04 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T.amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 30 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> La conservazione, va effettuata in contenitore sterile con l'accortezza di evitare la chiusura ermetica del recipiente e l'aggiunta di liquidi, in quanto l'eccesso di umidità potrebbe favorire lo sviluppo di batteri e di funghi contaminanti. Per colture positive si procede con l'identificazione microscopica (MICEID) o biochimica (MICEID2). | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale e microscopico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Microalbumina urinaria [dU/U] campione | <i>Codice</i> MAL | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.33.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> Turbidimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 30 Microalbuminuria: 30 - 299 Macroalbuminuria: > = 300 | |
| Microalbumina urinaria [dU] 24h | <i>Codice</i> MAL24 | <i>Materiale</i> Urine delle 24h |
| | <i>Codice ASL</i> 90.33.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Indicare la diuresi (mL) | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> Turbinimetria |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 30 Microalbuminuria: 30 - 299 Macroalbuminuria: > = 300 | |

| | | |
|--|--|--|
| Microdelezioni del cromosoma Y associate ad azoospermia Regioni AZFa, AZFb, AZFc | Codice CROMOS | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.29.G | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Mioglobina sierica [S] | Codice MIO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.33.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento Donne: < 106 Uomini: < 155 | |
| Mioglobulina urinaria [dU] 24h | Codice MIOU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.33.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM ug/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 21 | |
| Molibdeno urinario [U] Fine turno | Codice MOLIBF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creat | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 60 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 5 ug/L | |
| Molibdeno urinario [U] Inizio turno | Codice MOLIBI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creat | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 60 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 5 ug/L | |

| | | |
|---|---|---|
| Monotest Determinazione qualitativa degli anticorpi eterofili anti Mononucleosi infettiva | Codice MON | Materiale Siero o Plasma o Sangue intero 1 mL |
| | Codice ASL 91.21.4 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C, per periodi più lunghi solo siero e plasma a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunologico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Morbillo (Paramyxoviridae) IgG | Codice MORG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.24.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione 1/settimana |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <13.5 Dubbio: 13.5 - 16.5 Positivo: >16.5 | |
| Morbillo (Paramyxoviridae) IgM | Codice MORM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.24.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione 1/settimana |
| Preparazione | UM Indice | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: >1.1 | |
| Morfina Test di screening | Codice DRO4 | Materiale URINE |
| | Codice ASL 90.18.3 | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento | |
| Mosaicismi cromosomici tramite analisi citogenetica | Codice MOS | Materiale Sangue eparina 3 mL |
| | Codice ASL 91284 | Conservazione 1 giorno a T. amb |
| Sezione Genetica | Risposta 20 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO. Si richiede la firma sulla provetta. Prelievo non eseguibile il sabato ed eseguibile il venerdì solo nei punti prelievi che consegnano alla sede di Carate Brianza entro le h 13.00. | UM | Metodo Bandeggio Q |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|---|--|
| Mycobacterium tuberculosis su espettorato Analisi qualitativa del DNA | Codice BKDNA | Materiale Escreato |
| | Codice ASL 91.02.1 | Conservazione 2 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità 100 copie/mL | |
| Mycobacterium tuberculosis su espettorato Analisi colturale su terreno liquido | Codice BKCO | Materiale Espettorato |
| | Codice ASL 91.02.2 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 44 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione L'esame comporta sempre l'aggiunta dell'esame microscopico (BKCE) e colturale su terreno solido (BKCOSE) | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycobacterium tuberculosis su espettorato Analisi microscopica | Codice BKCE | Materiale Espettorato |
| | Codice ASL 91.02.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione L'esame comporta sempre l'aggiunta dell'esame colturale su terreno solido (BKCOSE) e su terreno liquido (BKCO) | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycobacterium tuberculosis su espettorato Analisi colturale su terreno solido | Codice BKCOSE | Materiale Espettorato |
| | Codice ASL 91.02.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 44 giorni | Giorni di Esecuzione 44 |
| Preparazione L'esame comporta sempre l'aggiunta dell'esame microscopico (BKCE) e colturale su terreno liquido (BKCO) | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycobacterium tuberculosis urinario [U] Analisi microscopica | Codice BKCU | Materiale Urine 40 mL |
| | Codice ASL 91.02.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione L'esame comporta sempre l'aggiunta dell'esame colturale su terreno solido (BKCOSU) e su terreno liquido (BKCOLU) | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycobacterium tuberculosis urinario [U] Analisi colturale su terreno liquido | Codice BKCOLU | Materiale Urine 40 mL |
| | Codice ASL 91.01.8 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 44 giorni lavorativi | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione L'esame comporta sempre l'aggiunta dell'esame microscopico (BKCU) e colturale su terreno solido (BKCOSU) | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|---|---|---|
| Mycobacterium tuberculosis urinario [U] Analisi colturale su terreno solido | Codice BKCOSU | Materiale Urine 40 mL |
| | Codice ASL 91.02.3 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 44 giorni lavorativi | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione L'esame comporta sempre l'aggiunta dell'esame microscopico (BKCU) e colturale su terreno liquido (BKCOLU) | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycoplasma genitalium Analisi qualitativa del DNA | Codice MYGE | Materiale Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 50 copie/ reazione | |
| Mycoplasma hominis Analisi qualitativa del DNA | Codice MYHO | Materiale Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 100 copie/ reazione | |
| Mycoplasma hominis - Ureaplasma urealyticum Analisi colturale da tampone endocervicale | Codice ICOU | Materiale Tampone endocervicale in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 91.03.6 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycoplasma hominis - Ureaplasma urealyticum Analisi colturale da tampone uretrale | Codice ICOU1 | Materiale Tampone uretrale in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 91.03.6 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Mycoplasma hominis - Ureaplasma urealyticum [U] Analisi colturale da urine | Codice ICOU2 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 91.03.6 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|---|---|--|
| Mycoplasma pneumoniae IgA | Codice ICOA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.02.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | Codice ICO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.02.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <10.0 Positivo: =>10.0 | |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | Codice ICOM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.02.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <10.0 Positivo: =>10.0 | |
| N-acetil D-glucosaminidasi (NAG) urinaria [U] Fine turno | Codice NAGFT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mU/mg creatinina | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 5.4 | |
| N-acetil D-glucosaminidasi (NAG) urinaria [U] Inizio turno | Codice NAGIT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mU/mg creatinina | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 5.4 | |

| | | |
|---|--|--|
| N-acetil S-cisteina urinaria [U] Inizio turno | Codice NASCI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non determinabile Esposti prima del turno fine settimana lavorativa: <40.0 Limite di sensibilità 1.0 mg/L | |
| N-acetil S-cisteina urinaria [U] Fine turno | Codice NASCF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non determinabile Esposti prima del turno fine settimana lavorativa: <40.0 Limite di sensibilità 1.0 mg/L | |
| N-metilacetammide urinaria [U] Fine turno | Codice NMEACF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti (Fine Turno Fine Settimana Lavorativa): <30.0 Limite di sensibilità: 1.0 mg/L | |
| N-metilacetammide urinaria [U] Inizio turno | Codice NMEACI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti (Fine Turno Fine Settimana Lavorativa): <30.0 Limite di sensibilità: 1.0 mg/L | |
| N-metilformammide urinaria [U] Fine turno | Codice FORF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a Dimetilformammide < 30 Limite di sensibilità 1 | |

| | | |
|--|---|---|
| N-metilformammide urinaria [U] | Codice FOR | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo HPLC |
| Preparazione | Valori Riferimento Esposti a Dimetilformammide < 30 Limite di sensibilità 1 | |
| Neisseria Gonorrhoeae | Codice NEI2 | Materiale Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Analisi qualitativa del DNA | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Microbiologia molecolare | UM | Metodo Real-time PCR |
| Preparazione | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 10 copie/ reazione | |
| Neisseria Gonorrhoeae | Codice NEI | Materiale Tamponi in terreno di trasporto, liquido seminale |
| | Codice ASL 91.03.5 | Conservazione 48h a T. amb |
| Analisi colturale | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Microbiologia | UM | Metodo Colturale |
| Preparazione Se richiesto eventuale antibiogramma, specificarlo nelle note ed aggiungere un secondo tampone | Valori Riferimento Negativo | |
| Neoformazione cavo orale | Codice ICVNE | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.40.7 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Esame istologico | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Anatomia Patologica | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Nichel ematico [Sg] | Codice NIC | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.34.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Analisi qualitativa del DNA | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| Preparazione | Valori Riferimento < 2.0 Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |

| | | |
|--|--|--|
| Nichel urinario [U] Fine turno | Codice NICF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.34.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti a composti insolubili (saldatura) < 5 Esposti a composti solubili (galvanica) < 30 Limite di sensibilità 0.2 | |
| Nichel urinario [U] Inizio turno | Codice NII | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.34.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti a composti insolubili (saldatura) < 5 Esposti a composti solubili (galvanica) < 30 Limite di sensibilità 0.2 | |
| Nitrocomposti urinari [U] Fine turno | Codice NITROF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: <10.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Nitrocomposti urinari [U] Inizio turno | Codice NITROI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Non esposti, non fumatori: <10.0 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Nodulectomia mammella | Codice NODUL | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.47.1 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|---|--|
| Noradrenalina- Adrenalina plasmatiche [P] | Codice ADR | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.04.2 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/mL | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Adrenalina: 20 - 190 Noradrenalina: 70 - 480 | |
| Noradrenalina- Adrenalina urinarie [dU] 24h | Codice CATF | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.04.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 1.7 - 22.4 | |
| Normetanefrina urinaria [dU] 24h | Codice NORMET | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL 90.04.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento < 390 | |
| Norovirus [FECl] | Codice NOROV | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL | Conservazione 24h a T. amb, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| NSE-enolasi neurone specifica | Codice NSE | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.18.4 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 10 | |

| | | |
|---|---|---|
| Numero di dibucaina Valutazione dell'attività della colinesterasi associata al suo difetto congenito | <i>Codice</i> DIB | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % di inibizione | <i>Metodo</i> Colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Attività non alterata (sospetto omozigote non mutato): > 75 Attività parzialmente ridotta (sospetto eterozigote): 35 - 75 Attività ridotta (sospetto omozigote mutato): < 35 | |
| OH prolina (Idrossiprolina) urinaria [dU] 24h | <i>Codice</i> IDP | <i>Materiale</i> Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.28.2 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Acidificare con 10 mL di HCl 6M Raccogliere le urine in contenitore scuro. In alternativa utilizzare un foglio di alluminio per mantenere il campione al riparo dalla luce. Indicare la diuresi (mL), peso (Kg) e altezza (cm) | <i>UM</i> mg/24h/m ² | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> 1 - 13 anni: 25 - 80 14 - 65 anni: 6 - 22 > 65 anni: 5 - 17 | |
| Omocisteina plasmatica [P] | <i>Codice</i> OMOS | <i>Materiale</i> PROVETTA SPECIFICA |
| | <i>Codice ASL</i> 90.34.6 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 3 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> umol/L | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 14 | |
| Oppiacei urinari [U] Test di conferma | <i>Codice</i> OPCONF | <i>Materiale</i> Urine 50 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> LC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> DGR VIII/9097: LOQ morfina 50 LOQ 6-acetilmorfina 10 LOQ codeina 50 LAVORATORI 178/CSR: CUT-OFF oppiacei e metaboliti 100 | |

| | | |
|--|---|--|
| Oppiacei urinari [U] Test di screening quantitativo | Codice OPQ | Materiale Urine 50 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM ng/mL | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ oppiacei e metaboliti 300 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF oppiacei e metaboliti 300 | |
| Oppiacei urinari [U] Test di screening qualitativo | Codice OP | Materiale Urine 50 mL |
| | Codice ASL 90.18.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Suddividere in tre aliquote: A: 10 mL B: 20 mL C: 20 mL sigillare con nastro anti-effrazione debitamente compilato e firmato | UM | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento DGR VIII/9097: LOQ oppiacei e metaboliti 300 Lavoratori 178/CSR: CUT-OFF oppiacei e metaboliti 300 | |
| Ormone antimulleriano (AMH) [S] | Codice MULL | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 gg 2 - 8 °C; 6 mesi -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Uomini : 0.834 - 13.250 Donne < 24 anni : 1.135 - 11.460 Donne 25 - 29 anni : 0.775 - 9.752 Donne 30 e 34 anni : 0.334 - 7.834 Donne 35 - 39 anni : 0.133 - 6.653 Donne 40 - 44 anni : 0.027 - 5.267 Donne > 45 anni: 0.020 - 2.824 | |
| Orto-cresolo urinario [U] Fine turno | Codice OCUF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a toluene: < 0.3 | |

| | | |
|--|--|--|
| Orto-cresolo urinario [U] Inizio turno | Codice OCUI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento Esposti a toluene: < 0.3 | |
| Osmolalità sierica [S] | Codice OSM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mOsm/kg | Metodo Osmometria |
| | Valori Riferimento 280 - 295 | |
| Osmolalità urinaria [U] | Codice OSMU | Materiale Urine 24 ore |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mOsm/Kg | Metodo Osmometria |
| | Valori Riferimento 50 - 1200 | |
| Osteocalcina | Codice OST | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.35.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento 10.1 - 45.6 | |
| Palladio urinario [U] Inizio turno | Codice PALLAI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento < 0.15 | |
| Palladio urinario [U] Fine turno | Codice PALLAF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento < 0.15 | |

| | | |
|---|---|--|
| Pannello 4 mutazioni Analisi dei geni FII, FVL e MTHFR (mutazione C677T e A1298C) | Codice 4MUT | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Pannello virus tropicali Analisi qualitativa dell'RNA di West Nile, Zika, Dengue, Chikungunya, Febbre gialla e Mayaro | Codice TROPIC | Materiale Sangue Intero EDTA K3 1mL |
| | Codice ASL | Conservazione 48h a 2-8°C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato | |
| Pap test convenzionale Esame citologico cervico-vaginale da striscio | Codice PAP | Materiale Spatolato/spazzolato cervicale |
| | Codice ASL 91.38.5 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Striscio su vetrino e fissazione. | UM | Metodo Colorazione Papanicolaou |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Pap test su strato sottile Esame citologico cervico-vaginale da fase liquida | Codice MONOPA | Materiale Spazzolato (brushing) cervicale |
| | Codice ASL 91.38.5 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Stemperare il prelievo nell'apposito flacone contenente soluzione Preservcyt. Si raccomanda di non lasciare il dispositivo di prelievo all'interno del flacone. | UM | Metodo Metodica Thin Prep e colorazione Papanicolaou |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| PAPP-A Pregnancy-associated plasma protein A | Codice PAPP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, oltre -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Donne non gravide: < 0.10 donne gravide: per settimana di gestazione: 11°: 0.63 - 3.98 12°: 1.04 - 6.56 13°: 1.54 - 9.73 14°: 2.06 - 13.00 | |

| | | |
|--|---|--|
| Para-clorofenolo urinario [U] Inizio turno | Codice PACLOI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a clorobenzene fine turno fine settimana lavorativa: < 20 Limite di sensibilità 2 mg/L | |
| Para-clorofenolo urinario [U] Fine turno | Codice PACLO | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a clorobenzene fine turno fine settimana lavorativa: < 20 Limite di sensibilità 2 mg/L | |
| Para-nitrofenolo urinario [U] Inizio turno | Codice PNITROI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a nitrobenzene < 5 Esposti a parathion < 0.5 Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |
| Para-nitrofenolo urinario [U] Fine turno | Codice PNITRO | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo UPLC-UV |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti a nitrobenzene < 5 Esposti a parathion < 0.5 Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| Parassiti [FECl] | Codice | EPF | Materiale | Feci 1 noce | |
| | Ricerca microscopica previa concentrazione | Codice ASL | 91.05.4 | Conservazione | 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione | Microbiologia | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | Utilizzare contenitore sterile per feci Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: EPF2 Parassiti [FECl] II campione EPF3 Parassiti [FECl] III campione E' obbligatorio l'invio del modulo MOD 09.42 | UM | | Metodo | Microscopia |
| | | Valori Riferimento Assenti | | | |
| Parotite (Paramyxoviridae) IgG | Codice | PAR1 | Materiale | Siero 1 mL | |
| | Ricerca microscopica previa concentrazione | Codice ASL | 91.25.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Immunologia | Risposta | 6 giorni | Giorni di Esecuzione | 1/settimana |
| Preparazione | | UM | UA/mL | Metodo | Chemiluminescenza (CLIA) |
| | | Valori Riferimento Negativo: <9.0 Dubbio: 9.0 - 11.0 Positivo: =>11.0 | | | |
| Parotite (Paramyxoviridae) IgM | Codice | PAR2 | Materiale | Siero 1 mL | |
| | Ricerca microscopica previa concentrazione | Codice ASL | 91.25.1 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Immunologia | Risposta | 6 giorni | Giorni di Esecuzione | 1/settimana |
| Preparazione | | UM | UA/mL | Metodo | Chemiluminescenza (CLIA) |
| | | Valori Riferimento Negativo: <0.9 Dubbio: 0.96 - 1.1 Positivo: =>1.1 | | | |
| Parvovirus B19 | Codice | PARDQL | Materiale | Sangue intero EDTA K3 3 mL | |
| | Analisi qualitativa del DNA | Codice ASL | 91.11.5 | Conservazione | 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione | Microbiologia molecolare | Risposta | 10 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | | UM | | Metodo | Real-time PCR |
| | | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità: 150 copie/mL | | | |
| Parvovirus B19 IgG | Codice | PARG | Materiale | Siero 1 mL | |
| | Ricerca microscopica previa concentrazione | Codice ASL | 91.25.4 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione | Immunologia | Risposta | 5 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | | UM | UA | Metodo | ELISA |
| | | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | | | |

| | | |
|--|---|---|
| Parvovirus B19 IgM | <i>Codice</i> PARM | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 91.25.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 5 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> UA | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | |
| Peptide C sierico [S] | <i>Codice</i> PEC8 | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.11.1 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> Per dosaggi successivi utilizzare i seguenti codici: PEC11 Peptide C sierico ore 11 [S] PEC14 Peptide C sierico postprandiale [S] PEC17 Peptide C sierico ore 17 [S] CURPC Peptide C sierico curva da carico 6 determinazioni [S] | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> 0.8 - 5.2 | |
| Percloroetilene o tetracloroetilene ematico [Sg] | <i>Codice</i> PER1 | <i>Materiale</i> Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> GC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti: < 500 Limite di sensibilità: 20.0 ug/L | |
| Percloroetilene o tetracloroetilene urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> PECLEF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> GC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 20 ug/L | |

| | | |
|---|--|--|
| Percloroetilene o tetracloretilene urinario [U] Inizio turno | Codice PECLEI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 20 ug/L | |
| PHI- indice di salute prostatica (Prostate Healt Index) | Codice PHI | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5-6 ore in ghiaccio, -20C° |
| Sezione Immunologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare in ghiaccio (evitando emolisi) fino alla separazione Separare e congelare al più presto | UM indice | Metodo Immunochimica |
| | Valori Riferimento < 28 Referto interpretativo | |
| Piastrine [Sg] Dosaggio in sodio citrato | Codice PLTCT | Materiale Sangue in sodio citrato 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Ematologia | Risposta 1 giorno | Giorni di Esecuzione 1 |
| Preparazione Da richiedere per sospetta pseudopiastrinopenia da EDTA | UM 10 ³ /uL | Metodo |
| | Valori Riferimento 150 - 450 | |
| Piastrine [Sg] Conteggio | Codice PIA | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.71.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM 10 ³ /uL | Metodo Citochimica |
| | Valori Riferimento 150 - 450 | |
| Piombo ematico [Sg] | Codice PBS | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL 90.36.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/dL | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Esposti < 20 Donne in età fertile: allontanamento esposizione e sorveglianza sanitaria Limite di sensibilità 0.5 | |

| | | |
|---|--|---|
| Piombo urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> PBU | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.36.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 3 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 1 ug/L | |
| Piombo urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> PBUFT | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.36.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 3 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 1 ug/L | |
| Piridinolina (Idrossi lisil-piridinolina) urinaria [U] | <i>Codice</i> HYLP | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica clinica | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Raccolta urine delle 2 ore. Il paziente scarta le prime urine del mattino, annotando l'ora. Dopo 1 ora beve 200 cc di acqua oligominerale; dopo 1 ulteriore ora (cioè a due ore dalla prima minzione) raccoglie le urine e le consegna all'ambulatorio prelievi. Il test richiede il dosaggio della creatinina urinaria | <i>UM</i> pmol/umol creatinina | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini e donne: 20 - 52 Donne premenopausa: 25 - 63 | |
| Piruvatochinasi eritrocitaria (PK) [Sg] | <i>Codice</i> PK | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.36.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> U/g Hb | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico UV |
| | <i>Valori Riferimento</i> 4.7 - 15.1 | |

| | | |
|---|---|--|
| Plasminogeno [P] | Codice PLA | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.71.5 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Centrifugare (a 3000 rpm per almeno 10 minuti) trasferire il plasma in provette di plastica. Congelare il campione a -20°C. Inviare i campioni congelati in contenitori appositi contenenti ghiaccio Si consiglia, durante il trasporto di conservare i contenitori a temperature non superiori a +15°C. | UM % | Metodo Cromogenico |
| | Valori Riferimento 65 - 140 | |
| Pneumococco IgG | Codice PNEIG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 22 | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Poliovirus 1- 2- 3 IgG | Codice POLT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.13.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.8 Dubbio: 0.8 - 1.2 Positivo: > 0.8 | |
| Polipectomia cervice uterina | Codice POLEC | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.46.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Polipectomia endometriale | Codice POEN | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.46.4 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| Porfirine totali urinarie [dU] 24h | Codice POR | Materiale Urine delle 24h CONGELATE 10 mL |
| | Codice ASL 90.37.1 | Conservazione 8h a T. amb, oltre -20 °C, conservare al buio |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Raccogliere le urine in contenitore scuro. In alternativa utilizzare un foglio di alluminio per mantenere il campione al riparo dalla luce. Per tempi di conservazione superiori alle 8 ore congelare a -20 °C Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 220 | |
| Porfobilinogeno urinario [dU] 24h | Codice PORFU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Tenere il campione al riparo dalla luce (utilizzare un contenitore scuro o un foglio di alluminio per schermare il contenitore) Indicare la diuresi (mL) | UM mg/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 1.5 | |
| Posaconazolo [P] | Codice POSACO | Materiale Plasma litio eparina 2 mL |
| | Codice ASL 90.20.6 | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento | |
| Potassio sierico [S] | Codice KS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.37.4 | Conservazione 8h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mEq/L | Metodo ISE |
| | Valori Riferimento 3.7 - 5.0 | |
| Potassio urinario [dU/U] urine 24h | Codice KU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.37.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mEq/24h | Metodo ISE |
| | Valori Riferimento 25 - 125 | |

| | | |
|---|--|--|
| Potere antiossidante | Codice PAOSS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM umol/L | Metodo Colorimetrico |
| | Valori Riferimento Valore ottimale: > 2200 Valore border-line: 2000 - 2200 Discreta carenza: 1800 - 1999 Carenza: 1600 - 1799 Forte carenza: 1400 - 1599 Fortissima carenza: < 1400 | |
| Prealbumina sierica [S] | Codice PREA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.37.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM g/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento Bambini < 1 anno: 0.07 - 0.25 Bambine < 1 anno: 0.08 - 0.25 Bambini 1 - 12 anni: 0.11 - 0.34 Bambine 1 - 12 anni: 0.12 - 0.30 Uomini 13 - 60 anni: 0.18 - 0.45 Donne 13 - 60 anni: 0.16 - 0.38 Uomini > 60 anni: 0.16 - 0.42 Donne > 60 anni: 0.14 - 0.37 | |
| Primidone (Mysolin) [P] | Codice PRI | Materiale Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL 90.37.5 | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 4 - 12 | |
| ProBNP [P] NT pro-peptide natriuretico tipo B | Codice PROBNP | Materiale Plasma litio eparina 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 75 anni: < 125 > 75 anni: < 450 | |

| | | |
|--|--|---|
| Procalcitonina sierica [S] | Codice PROC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 0.5 | |
| Progesterone sierico [S] | Codice PRG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.38.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Donne: Fase follicolare: 0.1 - 0.3 Fase luteale: 1.2 - 15.9 Postmenopausa: 0.1 - 0.2 In gravidanza Primo trimestre: 2.8 - 147.3 Secondo trimestre: 22.5 - 95.3 Terzo trimestre: 27.9 - 242.5 Uomini: 0.1 - 0.2 | |
| Prolattina sierica [S] | Codice PRL | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.38.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Per dosaggi successivi utilizzare i seguenti codici: PRL10 Prolattina sierica [S] dopo 10 minuti PRL15 Prolattina sierica [S] dopo 15 minuti PRL20 Prolattina sierica [S] dopo 20 minuti PRL30 Prolattina sierica [S] dopo 30 minuti PRL40 Prolattina sierica [S] dopo 40 minuti PRL45 Prolattina sierica [S] dopo 45 minuti PRL60 Prolattina sierica [S] dopo 60 minuti PRL120 Prolattina sierica [S] dopo 120 minuti PRLh12 Prolattina sierica ore 12 [S] PRLH16 Prolattina sierica ore 16 [S] | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: 3.46 - 19.40 Donne: 5.18 - 26.53 | |

| | | |
|--|---|---|
| Propilenglicole urinario [U] | Codice PERI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| Preparazione | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Espost: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |
| Propilenglicole urinario [U] | Codice PERF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Fine turno | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo GC-FID |
| Preparazione | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Espost: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mg/L | |
| Prostatiti | Codice PROST | Materiale Urine primo mitto 20 mL, liquido seminale, liquido prostatico |
| | Codice ASL | Conservazione 2 giorni a T. amb |
| Analisi qualitativa del DNA di: Enterobacter spp, Klebsiella spp, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp | Risposta 11 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Microbiologia molecolare | UM | Metodo Real-time PCR |
| Preparazione | Valori Riferimento Non rilevato | |
| Proteina C coagulativa | Codice PRC | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.72.2 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM % | Metodo Cromogenico |
| | Valori Riferimento 70 - 130 | |
| Proteina C reattiva (PCR) sierica alta sensibilità [S] | Codice PCRS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < = 0.5 | |

| | | |
|--|---|--|
| Proteina C reattiva (PCR) sierica [S] | Codice PCR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.72.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 5.0 | |
| Proteina cationica degli eosinofili (ECP) sierica [S] | Codice ECP | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento <20 | |
| Proteina legante il retinolo | Codice RBP | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C; 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento 31.0 - 72.3 | |
| Proteina S libera | Codice PRSL | Materiale Plasma citrato (3,2%) CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.72.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM % | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento Donne: 50 - 134 Donne in gravidanza: 31 - 79 Uomini: 74 - 120 | |
| Proteina S100 | Codice S100 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 24h a 2 - 8 °C o 30 giorni a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento <0.15 | |
| Proteina TAU nel Liquor Determinazione quantitativa | Codice TAU | Materiale Liquor 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione ATTENZIONE RICHIEDIBILE SOLO PER LIQUOR | UM | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|---|---|
| Proteine sieriche [S] | <i>Codice</i> PRO | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.38.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Totali | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>UM</i> g/dL | <i>Metodo</i> Colorimetrico - biureto |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> 0-1 anni: 5.1 - 7.3 1-2 anni: 5.6 - 7.5 2-18 anni: 6.0 - 8.0 18-60 anni: 6.4 - 8.3 >60 anni: 6.2 - 8.1 | |
| Proteine urinarie [dU] | <i>Codice</i> PRU | <i>Materiale</i> Urine delle 24h 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.38.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| urine 24h | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>UM</i> g/24h | <i>Metodo</i> Colorimetrico |
| <i>Preparazione</i> Indicare la diuresi (mL) per campioni del mattino utilizzare il seguente codice: PRUM Proteine urinarie [U] | <i>Valori Riferimento</i> < 0.15 | |
| Proteinuria di Bence Jones | <i>Codice</i> PBJ | <i>Materiale</i> Urine delle 24h o campione 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.69.2 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| 24h o campione del mattino | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunofissazione su gel d'agarosio |
| <i>Preparazione</i> Non congelare | <i>Valori Riferimento</i> Assente | |
| PSA libero e rapporto libero/totale | <i>Codice</i> PSF | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.56.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Incluso PSA totale | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> | |
| PSA-antigene prostatico specifico | <i>Codice</i> PSA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.56.5 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> < = 4.00 | |

| | | |
|--|---|--|
| PSA-antigene prostatico specifico riflesso Incluso eventuale PSA libero e rapporto libero/totale | Codice RPSA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.56.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Si procede con il dosaggio del PSA libero solo per valori di PSA totali compresi tra 2 - 10 (DGR 2057 del 2011) | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento PSA totale: < = 4.000 libero/ totale: > 20 | |
| PTH-Paratormone sierico [S] | Codice PTH | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.35.5 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Per dosaggi su agoaspirato utilizzare il seguente codice: PTHASP Dosaggio di paratormone su agoaspirato il campione deve essere congelato | UM pg/ml | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 15.0 - 105.0 | |
| Quadrantectomia mammaria | Codice QUAMAM | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina | UM | Metodo Colorazione ematossilina / eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Quadrantectomia mammaria con asportazione di linfonodi | Codice QUALIN | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 20 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina | UM | Metodo Colorazione ematossilina / eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Quantiferon screening immunologico dell'infezione tubercolare | Codice QUANTI | Materiale Sangue intero nelle provette dedicate |
| | Codice ASL 90.77.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Provette dedicate da richiedere preventivamente al laboratorio. I campioni devono arrivare in laboratorio nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 16 ore dal prelievo. Il test non si accetta di sabato e prefestivi. | UM UI/mL | Metodo IGRA |
| | Valori Riferimento Negativo; 0.00 - 0.34 | |
| RA test-Fattore reumatoide | Codice RAS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.64.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 30 | |

| | | |
|---|---|---|
| Radicali liberi derivati (d-ROMS) [S] | <i>Codice</i> RAD | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> Ucarr | <i>Metodo</i> Colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> 250 - 300 Condizione border-line: 301 - 320 Lieve stress ossidativo: 321-340 Medio stress ossidativo: 341-400 Elevato stress ossidativo: 401-500 Stress ossidativo molto elevato: > 500 | |
| Rame urinario [dU] urine 24h | <i>Codice</i> CUU | <i>Materiale</i> Urine delle 24h 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.39.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Indicare la diuresi (mL) | <i>UM</i> ug/24h | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> <60.00 Limite di sensibilità 2.00 ug/L | |
| Rame urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> CUFT | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.39.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 50 Limite di sensibilità 2 ug/L | |
| Rame urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> CUIT | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.39.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> < 50 Limite di sensibilità 2 ug/L | |
| Rame [S] | <i>Codice</i> CUS | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.39.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/dL | <i>Metodo</i> Enzimatico colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini: 70 - 140 Donne: 80 - 155 | |

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Raschiamento cavità uterina | Codice RCU | Materiale Prelievo chirurgico |
| | Codice ASL 91.46.7 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Conservare subito in formalina. | UM | Metodo Colorazione ematossilina/ eosina |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Reazione di Paul Bunnel-Davidson sierica [S] | Codice PBD | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.21.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| Reazione di Waaler Rose [S] | Codice RWR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.74.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento < = 6 | |
| Reazione di Weil felix sierica [S] sierodiagnosi delle Rickettsiosi | Codice WEI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.07.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Assenti | |
| Reazione di Widal sierica [S] Ricerca di anticorpi anti-antigene somatico O e flagellare H di Salmonella typhi, Salmonella paratyphi A e B | Codice WID | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.07.3 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C, oltre -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento < 1:160 | |
| Reazione di Widal-Wright sierica [S] Ricerca di anticorpi anti Brucella, anti Salmonella paratyphi A e anti-antigene somatico O e flagellare H di Salmonella typhi e Salmonella paratyphi B | Codice SVW | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.08.1 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C, oltre -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento < 1:160 | |

| | | |
|---|--|--|
| Reazione di Wright sierica [S] Ricerca di anticorpi anti Brucella | Codice WRI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.88.2 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C, oltre -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1:160 | |
| Recettore dell'Interleuchina 2 (IL-2R) | Codice IN2R | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.70.2 | Conservazione 1 settimana a - 20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento 1900 - 13100 | |
| Recettore solubile della transferrina sierico [S] | Codice RST | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo Nefelometria |
| | Valori Riferimento 0.83 - 1.76 | |
| Renina plasmatica in clinostatismo [P] | Codice RES | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.40.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM uU/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 2.8 - 39.9 | |
| Renina plasmatica in ortostatismo [P] | Codice REE | Materiale Plasma EDTA K3 CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.40.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM uU/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 4.4 - 46.1 | |
| Resistenza osmotica globulare [Sg] | Codice REO | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.74.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Preparazione | UM % | Metodo Spettrofotometria |
| | Valori Riferimento Test di iper-resistenza >70.0 Test di ipo-resistenza < 30.0 | |

| | | |
|---|---|--|
| Reticolociti [Sg] Conteggio | Codice RE | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.74.5 | Conservazione 8h a T. amb o 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM % | Metodo Citochimica |
| | Valori Riferimento Reticolociti %: 0.5 - 1.5 | |
| Rickettsia conorii IgG | Codice RICG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.06.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:64 | |
| Rickettsia conorii IgM | Codice RICM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.06.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1:64 | |
| Rosolia (Rubella virus) Analisi qualitativa dell'RNA | Codice HERP | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 91.12.1 | Conservazione 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato | |
| Rosolia (Rubella virus) IgG Per controllo immunitario | Codice RIG2 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.26.E | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 4.9 Dubbio: 5.0 - 9.9 Positivo: >= 10.0 | |

| | | |
|--|--|--|
| Rosolia (Rubella virus) IgG | Codice RIG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 4.9 Dubbio: 5.0 - 9.9 Positivo: >= 10.0 | |
| Rosolia (Rubella virus) IgG Test di avidità | Codice AVR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.83.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Bassa avidità: < 30 Avidità intermedia: 30 - 40 Alta avidità: > 40 | |
| Rosolia (Rubella virus) IgG+IgM | Codice RUBR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.26.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Rosolia (Rubella virus) IgM | Codice RIM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA | Codice SAC | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.53.E | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 12 Dubbio: 12 - 18 Positivo: > 18 | |

| | | |
|--|---|--|
| Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG | Codice SAC1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.53.E | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA/mL | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 12 Dubbio: 12 - 18 Positivo: > 18 | |
| Salmonella [FECI] identificazione | Codice SALM | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Sangue occulto nelle feci [FECI] | Codice SOF | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL 90.21.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore fornito dal laboratorio Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: SOF2 Sangue occulto nelle feci [FECI] II campione SOF3 Sangue occulto nelle feci [FECI] III campione | UM | Metodo Immunoturbidimetrico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| SARS-CoV-2 IgG Dosaggio immunologico chemiluminescente | Codice COVlgG_Abbott | Materiale Siero |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione 1 |
| Preparazione Compilare Consenso Informato Comprende traduzione in lingua inglese | UM Indice | Metodo CMIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1.4 Positivo: >= 1.4 | |
| SARS-Cov-2 IgM Dosaggio immunologico chemiluminescente | Codice COVQNM | Materiale Siero |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione 1 |
| Preparazione Compilare Consenso Informato Comprende traduzione in lingua inglese | UM Indice | Metodo CMIA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1.0 Positivo: >= 1.0 | |

| | | |
|--|---|--|
| SARS-CoV2 Analisi qualitativa dell' RNA | Codice COVTAMP | Materiale Tampone naso-faringeo |
| | Codice ASL | Conservazione T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Lun-Sab |
| Preparazione Compilare Consenso Informato Comprende traduzione in lingua inglese | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità della metodica : 3 copie/reazione | |
| Schistosoma Anticorpi | Codice SCHIST | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.08.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 9 Dubbio: 9 - 11 Positivo: > 11 | |
| Scotch test | Codice SCO | Materiale Scotch trasparente su vetrino |
| | Codice ASL 90.93.2 | Conservazione 24h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare un vetrino portaoggetto (26 x 75 mm circa) Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: SCO2 Scotch test II campione SCO3 Scotch test III campione | UM | Metodo Microscopia |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Screening multiallergenico Lo screening multiallergenico include i seguenti allergeni: Dermatophagoides pteronyssinus D1, Dermatophagoides farinae D2 Forfora di gatto E1, Forfora di cavallo E3, Forfora di cane E5 Codolina G6, Erba canina G2, Alternaria tenuis M6, Penicillum notatum | Codice PHADI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.68.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Allergologia e Intolleranze | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Segreto mammario Esame citologico | Codice ECSC | Materiale Liquido secreto da capezzolo |
| | Codice ASL 91.39.3 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Miscelare il prima possibile al fissativo (etanolo 50%) o inviare vetrini già strisciati e fissati. | UM | Metodo Colorazione Papanicolaou |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|---|--|
| Selenio ematico [Sg] | Codice SEL | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.40.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 13 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/dL | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti : < 20 Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.5 ug/dL | |
| Serotonina sierica [S] | Codice SER4 | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a - 20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 80-160 | |
| Serotonina urinaria [dU] 24h | Codice SER3 | Materiale Urine delle 24h acidificate 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Acidificare con 10 mL di HCl 6M Indicare la diuresi (mL) | UM umol/24h | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 0.30 - 1.30 | |
| Sevorane (sevoflurano) urinario [U] Fine turno | Codice SEVOF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare 2 flaconi in vetro a tenuta di gas da 20 mL forniti dal laboratorio | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento < 0.9 | |
| Sevorane (sevoflurano) urinario [U] Inizio turno | Codice SEVOI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento < 0.9 | |

| | | |
|---|--|--|
| SHBG (Globuline leganti gli ormoni sessuali) | Codice SHB | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM nmol/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: 11 - 78 Donne: 11 - 137 | |
| Siderociti/asbesto nell'espettorato | Codice ASB | Materiale Espettorato |
| | Codice ASL 91.39.2 | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Miscelare subito al fissativo (alcool 50% o fissativi specifici). Per campioni successivi utilizzare i seguenti codici: ASB2 Siderociti/Asbesto nell'espettorato II campione ASB3 Siderociti/Asbesto nell'espettorato III campione | UM | Metodo Colorazione Papanicolaou / Pearls |
| | Valori Riferimento Assenza di siderociti/asbesto | |
| Silicio urinario [U] | Codice SILF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 12.1 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 2.0 mg/L | |
| Silicio urinario [U] | Codice SIL | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 12.1 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 2.0 mg/L | |
| Sirolimus (Rapamicina) | Codice SIROLI | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.40.E | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al giovedì. Esclusi i prefestivi. |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 4.5 - 14.0 | |

| | | |
|--|--|--|
| Sodio sierico [S] | Codice NAS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.40.4 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mEq/L | Metodo ISE |
| | Valori Riferimento 132 - 148 | |
| Sodio urinario [dU/U] urine 24h | Codice NAU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.40.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mEq/24h | Metodo ISE |
| | Valori Riferimento 130 - 325 | |
| Somatomedina C sierica [S] | Codice SOM | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.40.6 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo CLIA |
| | Valori Riferimento Differenziati per sesso ed età | |
| Spermicoltura Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice SPE | Materiale Liquido seminale |
| | Codice ASL 90.93.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Stagno urinario [U] Inizio turno | Codice STA | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |
| Stagno urinario [U] Fine turno | Codice STF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |

| | | |
|---|---|--|
| Stirene ematico [Sg] | Codice ST11 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Esposti (fine turno) <200.0 Limite di sensibilità: 1.0 ug/L | |
| Stirene urinario [U] | Codice STIF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibili Esposti fine turno: <40.0 (ACGIH 2017) Limite di sensibilità: 1.0 ug/L | |
| Stirene urinario [U] | Codice STI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibili Esposti fine turno: <40.0 (ACGIH 2017) Limite di sensibilità: 1.0 ug/L | |
| Streptococcus pneumoniae (Pneumococco) | Codice AGPNEU | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Streptozyne test | Codice STR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM titolo | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1:100 | |

| | | |
|--|---|--|
| Strongyloides stercoralis ricerca larve nelle feci [F] | Codice STRONG | Materiale Feci |
| | Codice ASL 91.08.7 | Conservazione 24h a 2-8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile per feci; è obbligatorio l'invio del modulo MOD 09.42 | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| Tacrolimus (FK 506) | Codice FK5 | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.41.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Non congelare | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 3.0 - 39.4 | |
| Tallio urinario [dU] 24h | Codice TLUR | Materiale Urine delle 24h |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM ug/24h | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 2 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.2 ug/L | |
| Tallio urinario [U] Inizio turno | Codice TLUIT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 0.5 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.2 ug/L | |
| Tallio urinario [U] Fine turno | Codice TLUFT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 0.5 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.2 ug/L | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Tampone auricolare destro Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni; Escluso: Neisseria meningitidis. Incluso eventuale identificazione di lieviti e di batteri e antibiogramma per i batteri | <i>Codice</i> TAURD | <i>Materiale</i> Tampone auricolare in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone auricolare sinistro Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni; Escluso: Neisseria meningitidis. Incluso eventuale identificazione di lieviti e di batteri e antibiogramma per i batteri | <i>Codice</i> TAURS | <i>Materiale</i> Tampone auricolare in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone cavo orale Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Escluso: Neisseria meningitidis | <i>Codice</i> TCO | <i>Materiale</i> Tampone in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.5 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone cutaneo Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | <i>Codice</i> TCUT | <i>Materiale</i> Tampone cutaneo in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone da tracheostomia Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | <i>Codice</i> TTRA | <i>Materiale</i> Tampone da tracheostomia in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Tampone da ulcera Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice TULC | Materiale Tampone da ulcera in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 48h a T. amb |
| | Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone endocervicale Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni ; Escluso: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e Micoplasmi. | Codice TE | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.4 | Conservazione 48h a T. amb |
| | Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone endometriale Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni ; Escluso: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis e Micoplasmi. | Codice TEND | Materiale Aspirato endometriale |
| | Codice ASL 90.93.4 | Conservazione 48h a T. amb |
| | Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone faringeo Analisi colturale per ricerca Streptococcus pyogenes | Codice TF | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.5 | Conservazione 48h a T. amb |
| | Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone faringeo per medicina del lavoro | Codice TF1 | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| | Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone ferita Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice TFER | Materiale Tampone ferita in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 48h a T. amb |
| | Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni |
| | Preparazione | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|---|--|--|
| Tampone fistola Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | Codice TFIS | Materiale Tampone fistola in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone gengivale | Codice TGEN | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone linguale | Codice TLIN | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.5 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone nasale | Codice TNAS | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.5 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Tampone nasale per ricerca di eosinofili | Codice FTE | Materiale Tampone |
| | Codice ASL | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Si esegue strisciando sulla mucosa nasale un semplice tampone sterile (tampone comunemente utilizzato per eseguire un tampone orofaringeo), dopo averlo inumidito con della soluzione fisiologica al fine di evitare danni al materiale cellulare. Una volta effettuato il campionamento, il materiale cellulare viene disteso su almeno due vetrini portaoggetti, fissati mediante asciugatura all'aria. | UM % | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento < 3 % di globuli bianchi | |
| Tampone oculare Analisi colturale | Codice TOCU | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.3 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Tampone piaga da decubito | <i>Codice</i> TPD | <i>Materiale</i> Tampone da piaga da decubito in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone rettale | <i>Codice</i> TR | <i>Materiale</i> Tampone in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.3 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| Analisi colturale | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone uretrale | <i>Codice</i> TU | <i>Materiale</i> Tampone in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.4 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni ; Escluso: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, G. vaginalis e Micoplasmi. | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone vaginale | <i>Codice</i> TV | <i>Materiale</i> Tampone in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 90.93.4 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni ; Escluso: N. gonorrhoeae, C. trachomatis, G. vaginalis e Micoplasmi. | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Tampone vagino-rettale | <i>Codice</i> 4TVR | <i>Materiale</i> Tampone in terreno di trasporto |
| | <i>Codice ASL</i> 91.08.4 | <i>Conservazione</i> 48h a T. amb |
| Ricerca Streptococcus agalctiae (streptococco beta emolitico di gruppo B) | <i>Risposta</i> 3 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Preparazione</i> UM | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |

| | | |
|---|---|--|
| Tampone vulvare Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni ; Escluso: Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis | Codice TVU | Materiale Tampone in terreno di trasporto |
| | Codice ASL 90.93.4 | Conservazione 48h a T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| TAS-Titolo antistreptolisinico sierico [S] | Codice TAS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.08.5 | Conservazione 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento < 6 anni: < 100 > 6 anni: < 200 | |
| TBG-Thyroxin binding globulin sierica [S] | Codice TBG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.26.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 13 - 39 | |
| Tempo di protrombina (PT)[P] | Codice PT1 | Materiale Plasma citrato (3,2%) 2 mL |
| | Codice ASL 90.75.4 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM INR | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento INR: 2.0 - 3.5 valori di riferimento per pazienti in terapia con farmaci anti coagulanti orali ad azione anti vitamina K, salvo differenti indicazioni del medico curante. Ratio: 0.8 - 1.2 | |
| Tempo di tromboplastina parziale attivato (PTT)[P] | Codice PTT | Materiale Plasma citrato (3,2%) 2 mL |
| | Codice ASL 90.76.1 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM Ratio | Metodo Coagulativo |
| | Valori Riferimento 0.85 - 1.20 | |

| | | |
|---|---|--|
| Teofillina [S] | Codice TEO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.41.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 10 - 20 | |
| Test combinato: pap-test e HPV alto rischio oncogeno Ricerca e tipizzazione di HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | Codice DUOP | Materiale Preparato citologico in fase liquida |
| | Codice ASL | Conservazione 1 settimana a T. amb |
| Sezione Anatomia Patologica | Risposta 1 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Stemperare il prelievo nell'apposito flacone contenente soluzione Preservcyt. Si raccomanda di non lasciare il dispositivo di prelievo all'interno del flacone. | UM | Metodo Metodica Thin Prep, colorazione Papanicolaou e Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Test del portatore: analisi 88 mutazioni fibrosi cistica, SMA e X-fragile | Codice AURMUM | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL o provetta dedicata Aurora |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo vari |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Test di Coombs diretto [Sg] | Codice TCD | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.58.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Test di Coombs indiretto [Sg] | Codice TCI | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.49.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Test di disconoscimento di paternità Analisi sul trios | Codice PATER | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL, tampone buccale |
| | Codice ASL | Conservazione 2 giorni a T. amb |
| Sezione Genetica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso PATERNITA'. Si richiede la firma sulla provetta. Si richiede la fotocopia della carta d'identità. | UM | Metodo PCR ed elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|---|--|---|
| Test di screening pre-concepimento per individuare il rischio riproduttivo di una coppia per 22 patologie genetiche | <i>Codice</i> CARR22 | <i>Materiale</i> Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Genetica | <i>Risposta</i> 30 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> 30 giorni |
| <i>Preparazione</i> Si richiede consenso informato. Si richiede firma sulla provetta. Nota: Esame eseguito presso Tomalab. | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> NGS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non applicabile | |
| Test immunologico di gravidanza [U] | <i>Codice</i> TGR | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.27.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 1 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Immunocromatografico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Test R.O.M.A. (Risk of ovarian cancer malignancy algorithm) inclusi dosaggi di HE4 e CA 125 | <i>Codice</i> TROMA | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> % | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> HE4: < 70 pmol/L Premenopausa <140 pmol/L Menopausa CA125: < 35 U/mL R.O.M.A. - Premenopausa: <7.4% Basso rischio; >7.4% Rischio elevato R.O.M.A. - Menopausa: <25.3% Basso rischio; >25.3% Rischio elevato | |
| Testosterone libero [S] | <i>Codice</i> TEL | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.41.4 | <i>Conservazione</i> 24h 2 - 8 °C; 1 mese -20°C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> pg/mL | <i>Metodo</i> CLIA |
| | <i>Valori Riferimento</i> Donne: 18-39 anni: <5.45 Donne >= 40 anni: <4.43 Uomini 18-39 anni: 12.30 - 46.60 Uomini 40-59 anni: 9.57 - 40.60 Uomini >= 60 anni: 7.72 - 31.40 | |

| | | |
|---|--|---|
| Testosterone [S] | <i>Codice</i> TES | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.41.3 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> Chemiluminescenza |
| | <i>Valori Riferimento</i> Uomini < 50 anni: 2.40 - 8.71 Uomini > 50 anni: 2.21 - 7.16 Donne < 50 anni: 0.14 - 0.53 Donne > 50 anni: 0.13 - 0.36 | |
| Tetraidrofurano urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> THFF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti fine turno: <2.0 Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Tetraidrofurano urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> THFI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 9 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/L | <i>Metodo</i> GC-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: non rilevabile Esposti fine turno: <2.0 Limite di sensibilità 0.1 mg/L | |
| Tiocianati sierici [S] | <i>Codice</i> TIOC | <i>Materiale</i> Siero 2 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 12 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> mg/dL | <i>Metodo</i> Colorimetrico |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti, non fumatori: < 0.50 Non esposti, fumatori: < 1.20 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 0.05 mg/dL | |

| | | |
|---|--|---|
| Tiocianati urinari [U] Fine turno | Codice TIF | Materiale Urine Fine turno 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo Potenziometria diretta con elettrodi ione-selettivi |
| | Valori Riferimento Non fumatori: < 3.2 Fumatori: < 8.0 Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| Tiocianati urinari [U] Inizio turno | Codice TII | Materiale Urine Inizio turno 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/g creatinina | Metodo Potenziometria diretta con elettrodi ione-selettivi |
| | Valori Riferimento Non fumatori: < 3.2 Fumatori: < 8.0 Limite di sensibilità: 0.5 mg/L | |
| Tireoglobulina sierica [S] | Codice TIR | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL 90.41.5 | Conservazione 24h a 2 - 8 °C, 1 settimana a -20°C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Per dosaggi su agoaspirato utilizzare il seguente codice: TIRASP Dosaggio di tireoglobulina su agoaspirato Il campione deve essere congelato. | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento 5 - 55 | |
| Tiroxina totale (T4) | Codice T4 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ug/dL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 4.87 - 11.72 | |
| Titanio plasmatico [P] | Codice TITE | Materiale Plasma EDTA K3 2 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 17 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità 10.0 ug/L | |

| | | |
|--|---|--|
| Titano urinario [U] Fine turno | Codice TITF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 1 ug/L | |
| Titano urinario [U] Inizio turno | Codice TIT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità 1 ug/L | |
| Titolo antistafilolisinico [S] | Codice TAF | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento < 1.0 | |
| TNF-Tumor necrosys factor | Codice TNF | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.70.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 14 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM pg/ml | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento < 10 | |
| Toluene ematico [Sg] | Codice TOL1 | Materiale Sangue intero litio-eparina 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: (prima ultimo turno settimana lavorativa) < 20.0 Limite di sensibilità: 5.0 ug/L | |

| | | |
|---|--|---|
| Toluene urinario [U] Fine turno | Codice TOL | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Esposti: < 30 Limite di sensibilità 5 ug/L | |
| Toluene urinario [U] Inizio turno | Codice TOLI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Esposti: < 30 Limite di sensibilità 5 ug/L | |
| Topiramato [P] | Codice TOPIR | Materiale Plasma EDTA 1 mL |
| | Codice ASL 90.20.A | Conservazione 5 giorni a - 20 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo LC-MS |
| | Valori Riferimento Intervallo terapeutico: 2.0 - 10.0 | |
| Tossina tetanica IgG | Codice TET | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.7 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Nel referto vengono riportate le raccomandazioni per l'interpretazione dei titoli di vaccinazione secondo J.P Schroeder, W.D. Kuhlmann MD di Ernst Rodenwald Institut, Coblenza, Germania. | |
| Toxoplasma gondii Analisi qualitativa del DNA | Codice TOXD | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL, liquido amniotico 2 mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 12 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Assente Limite di sensibilità 100 copie/mL | |
| Toxoplasma gondii IgA | Codice TOXA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| Preparazione | UM UR | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|---|---|--|
| Toxoplasma gondii IgG | Codice TIG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM UI/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 1.6 Dubbio: 1.6 - 3.0 Positivo: > 3.0 | |
| Toxoplasma gondii IgG Test di avidità | Codice AVT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Bassa avidità: <50 Media avidità: 50 - 60 Alta avidità: >60 | |
| Toxoplasma gondii IgG+IgM Con eventuale test di avidità delle IgG | Codice TOXR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.09.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Toxoplasma gondii IgM | Codice TIM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.5 Dubbio: 0.5 - 0.6 Positivo: > 0.6 | |
| TPA-Antigene polipeptidico tissutale | Codice TPA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.56.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM U/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento < 75 | |

| | | |
|---|---|--|
| TPHA analisi qualitativa sierica [S] Test di screening per il Treponema pallidum | Codice TPHA1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.4 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| TPHA analisi quantitativa sierica [S] Test di screening per il Treponema pallidum | Codice TPH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM Titolo | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento < 1:80 | |
| Transferrina carboidrato carente (transferrina desialata, CDT) Test di screening | Codice CDT | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.42.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM % desialotransferrina/ totale | Metodo Elettroforesi capillare |
| | Valori Riferimento < 1.6 | |
| Transferrina carboidrato carente (transferrina desialata, CDT) Test di conferma | Codice CDTCONF | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.42.6 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Valenza medico-legale | UM % desialotransferrina/ totale | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento < 2.6 | |
| Transferrina sierica [S] | Codice TRS | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.42.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Turbidimetria |
| | Valori Riferimento Transferrina totale: 180 - 380 Transferrina insatura: 80 - 240 Indice di saturazione: 15 - 45 % | |
| Treponema pallidum Analisi qualitativa del DNA | Codice TRED | Materiale Tamponi ulcera, Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 2 giorni a T. amb, sangue 5 giorni 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Preparazione</i> Nota: Esame eseguito presso CERBA HEALTHCARE | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assente | |

| | | |
|---|--|--|
| Treponema pallidum anticorpi Screening | Codice TREPO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: >1.1 | |
| Treponema pallidum IgG | Codice TPG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.80 Dubbio: 0.80 - 1.20 Positivo: > 1.20 | |
| Treponema pallidum IgG Test di conferma (FTA ABS) | Codice FTAIGG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento < 1:10: Negativo 1:10 - 1:32: Basso Positivo > 1:32: Alto Positivo | |
| Treponema pallidum IgM | Codice TPM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM UA | Metodo Immunoenzimatico |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.80 Dubbio: 0.80 - 1.20 Positivo: > 1.20 | |

| | | |
|---|--|---|
| Treponema pallidum IgM Test di conferma (FTA ABS) | Codice FTAIGM | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.10.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento < 1:10: Negativo 1:10 - 1:32: Basso Positivo > 1:32: Alto Positivo | |
| Trichomonas vaginalis ricerca diretta | Codice TRIV | Materiale Tampone vaginale a secco |
| | Codice ASL 91.11.2 | Conservazione 24h a 2-8°C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunocromatografico |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Trichomonas vaginalis Analisi qualitativa del DNA | Codice TRID | Materiale Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | Codice ASL 90.83.4 | Conservazione 5 giorni a T. amb |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 1 copia/reazione | |
| Tricloroetano urinario [U] Fine turno | Codice TCEF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Nota: Per esposizione a tricloroetilene si consiglia acido tricloroacetico urinario e tricloroetano ematico | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura. Limite di sensibilità 1 | |
| Tricloroetano urinario [U] Inizio turno | Codice TCEI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Nota: Per esposizione a tricloroetilene si consiglia acido tricloroacetico urinario e tricloroetano ematico | UM mg/L | Metodo GC |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura. Limite di sensibilità 1 | |

| | | |
|---|--|--|
| Tricloroetilene urinario [U] Fine turno | Codice TICLEF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.02 mg/L | |
| Tricloroetilene urinario [U] Inizio turno | Codice TICLEI | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non rilevabile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 0.02 mg/L | |
| Trigliceridi sierici [S] | Codice TRI | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.43.2 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Enzimatico colorimetrico |
| | Valori Riferimento < 150 | |
| Triiodotironina totale (T3) | Codice T3 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 0.58 - 1.59 | |
| Triptasi sierica [S] | Codice TRI1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione 1/settimana |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo FEIA |
| | Valori Riferimento <11.0 | |

| | | |
|--|--|---|
| TROMBOFILIA + PAI1 La predisposizione genetica allo sviluppo di trombi (trombofilia) è determinata da mutazioni in geni specifici fra cui: Fattore II, Fattore V, MTHFR e PAI1 | Codice 4MUTPAI | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Genetica | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni da lunedì a venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso informato. Si richiede la firma sulla provetta. | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Troponina I | Codice TRO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.82.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM ng/L | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Uomini: < 34.2 Donne: < 15.6 Stratificazione del rischio per malattie cardiovascolari in soggetti asintomatici: Basso rischio Uomini: < 6.0 Donne: < 4.0 Moderato rischio Uomini: 6.0 - 12.0 Donne: 4.0 - 10.0 Elevato rischio: Uomini: >12.0 Donne: > 10.0 | |
| TSH-ormone tireostimolante sierico riflesso [S] Include eventuali dosaggi di FT3 e FT4 | Codice RTSH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.41.8 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM uU/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 0.3500 - 5.5000 | |
| TSH-ormone tireostimolante sierico [S] | Codice TSH | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.42.1 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM uU/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 0.35 - 5.5 | |

| | | |
|---|---|--|
| Tungsteno urinario [U] Fine turno | Codice TUNGFT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |
| Tungsteno urinario [U] Inizio turno | Codice TUNGIT | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non sono presenti valori limite in letteratura Limite di sensibilità: 0.2 ug/L | |
| Urea clearance [dU] 24h Incluso dosaggio urea sierica | Codice URE | Materiale Urine delle 24h 10 mL + Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.44.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM mL/min | Metodo Enzimatico colorimetrico UV |
| | Valori Riferimento 40 - 65 | |
| Urea urinaria [dU/U] urine 24h | Codice AZU | Materiale Urine delle 24h 10 mL |
| | Codice ASL 90.44.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Indicare la diuresi (mL) | UM g/24h | Metodo Ureasi |
| | Valori Riferimento 16 - 36 | |
| Urea [S] | Codice AZO | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.44.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mg/dL | Metodo Ureasi |
| | Valori Riferimento Bambini < 1 anno: 7 - 36 Bambini 1 - 10 anni: 19 - 47 Ragazze 10 - 19 anni: 16 - 41 Ragazzi 10 - 19 anni: 16 - 45 Adulti 19 - 60 anni: 13 - 43 Adulti > 60 anni: 17 - 49 | |

| | | |
|---|---|--|
| Ureaplasma urealyticum e parvum | <i>Codice</i> URDN | <i>Materiale</i> Tamponi urogenitali a secco, urine 10 mL, liquido seminale 1mL, liquido prostatico 1mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.83.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T. amb |
| Analisi qualitativa del DNA | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> Non rilevato Limite di sensibilità 1000 copie/reazione per U. urealyticum; 100.000 copie/reazione per U. parvum | |
| Urine esame completo [U] | <i>Codice</i> URI1 | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.44.3 | <i>Conservazione</i> 2 giorni a 2 - 8 °C |
| Aspetto, colore, peso specifico , pH proteine , glucosio, chetoni, emoglobina, pigmenti biliari, urobilinogeno, nitriti, emazie, leucociti, cellule epiteliali, eventuali cristalli, eventuali cilindri | <i>Risposta</i> 2 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| <i>Sezione</i> Chimica Clinica | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Chimico-fisico e citofluorimetrico |
| <i>Preparazione</i> | <i>Valori Riferimento</i> Proteine: < 0.05 g/L Glucosio: Assente Chetoni: Assenti Emoglobina: Assente Pigmenti biliari: Assenti Urobilinogeno: Assente Emazie: < = 15 Leucociti: < = 20 Cellule Epiteliali: < = 20 | |
| Urinocoltura da catetere [U] | <i>Codice</i> UPA2 | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 4h a 2 - 8 °C |
| Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| <i>Preparazione</i> Utilizzare un contenitore sterile | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Urinocoltura da cateterismo singolo [U] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | Codice UPA4 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 4h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare un contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Urinocoltura da mitto intermedio [U] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | Codice UPA1 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL 90.94.2 | Conservazione 4h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile Raccogliere mitto intermedio | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Urinocoltura da nefrostomia destra [U] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | Codice UPA5 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 4h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare un contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |
| Urinocoltura da nefrostomia sinistra [U] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | Codice UPA6 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 4h a 2 - 8 °C |
| Sezione Microbiologia | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare un contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | |

| | | |
|--|--|---|
| Urinocoltura da sacchetto adesivo [U] Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni. Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma | <i>Codice</i> UPA3 | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 4h a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Microbiologia | <i>Risposta</i> 4 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Utilizzare un contenitore sterile | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Colturale |
| | <i>Valori Riferimento</i> Negativo | |
| Uroporfirine urinarie [dU] 24h | <i>Codice</i> URO | <i>Materiale</i> Urine delle 24h CONGELATE 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 8h a T. amb, oltre -20° C, conservare al buio |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 17 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> Raccogliere le urine in contenitore scuro. In alternativa utilizzare un foglio di alluminio per mantenere il campione al riparo dalla luce. Per tempi di conservazione superiori alle 8 ore congelare a -20° C Indicare la diuresi (mL) | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> HPLC |
| | <i>Valori Riferimento</i> <50 Limite di sensibilità del metodo: 20 ug/L | |
| Vaginosi batteriche Analisi quantitativa del DNA di: Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp, flora vaginale | <i>Codice</i> VAGBAT | <i>Materiale</i> Tampone vaginale a secco |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a T. amb |
| <i>Sezione</i> Microbiologia molecolare | <i>Risposta</i> 6 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> | <i>Metodo</i> Real-time PCR |
| | <i>Valori Riferimento</i> Assente Limite di sensibilità 2500 copie/mL | |
| Vanadio urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> VAN1 | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 15 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/g creatinina | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: < 2.0 Esposti: < 50.0 Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |

| | | |
|---|---|---|
| Vanadio urinario [U] Fine turno | Codice VANF | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/g creatinina | Metodo ICP-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 2.0 Esposti: < 50.0 Limite di sensibilità 0.5 ug/L | |
| Vancomicina [S] | Codice VAN | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.08.3 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM mg/mL | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 5 - 10 | |
| Variante dell'antigene D (Du o Dweak) ricerca sierologica | Codice DWEAK | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione L'attribuzione di tale fenotipo, ottenuto con metodi sierologici, andrebbe confermata in biologia molecolare. In caso di trasfusioni, trasfondere emazie Rh negativo. | UM | Metodo Agglutinazione |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Varicella zoster virus Analisi qualitativa del DNA | Codice VARDN | Materiale Sangue intero EDTA K3 2 mL |
| | Codice ASL 91.11.5 | Conservazione 1 settimana a -20 °C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato Limite di sensibilità 100 copie/mL | |
| Varicella zoster virus IgG | Codice VAR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.27.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. |
| Preparazione | UM mUI/mL | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <150 Positivo: =>150 | |

| | | |
|--|---|---|
| Varicella zoster virus IgM | Codice VAR1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.27.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 3 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì. |
| Preparazione | UM Indice | Metodo Chemiluminescenza (CLIA) |
| | Valori Riferimento Negativo: <1.0 Positivo: =>1.0 | |
| VDRL analisi qualitativa sierica [S] Test di screening per il Treponema pallidum | Codice VDR | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.11.1 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| VDRL analisi quantitativa sierica [S] Test di screening per il Treponema pallidum | Codice VDR1 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 5 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| VES-Velocità di eritrosedimentazione [Sg] | Codice VES | Materiale Sangue intero EDTA K3 3 mL |
| | Codice ASL 90.82.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Ematologia e Coagulazione | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM mm | Metodo Sedimento |
| | Valori Riferimento < 15 | |
| Vibrio cholerae [FECI] Analisi colturale | Codice COLERA | Materiale Feci 1 noce |
| | Codice ASL | Conservazione 12h T. amb |
| Sezione Microbiologia | Risposta 6 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | Metodo Colturale |
| | Valori Riferimento Negativa | |
| Villocentesi Cariotipo su villi coriali: diretto e coltura | Codice VILLO | Materiale Villi coriali |
| | Codice ASL 91.31.4 | Conservazione 1 giorno a T. amb, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 26 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO PRENATALE. Si richiede la firma sulla provetta. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | UM | Metodo Bandeggio Q |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Villocentesi con QF PCR Determinazione del cariotipo fetale tramite l'analisi dei villi coriali + Analisi rapida dei cromosomi 21,18,13, X e Y tramite QF-PCR | Codice VILLOQF | Materiale Villi coriali |
| | Codice ASL | Conservazione 1 giorno a T. amb, Non congelare |
| Sezione Genetica | Risposta 15 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Si richiede il consenso del CARIOTIPO PRENATALE. Si richiede la firma sulla provetta. Si prega di avvisare il laboratorio di Genetica molecolare prima dell'esecuzione dell'esame. | UM | Metodo Bandeggio Q+ QF PCR |
| | Valori Riferimento Non applicabile | |
| Virus Dengue Analisi qualitativa dell'RNA | Codice DENGUE | Materiale Sangue Intero EDTA K3 1mL |
| | Codice ASL | Conservazione 48h a 2-8° C |
| Sezione Microbiologia molecolare | Risposta 4 giorni | Giorni di Esecuzione |
| Preparazione | UM | Metodo Real-time PCR |
| | Valori Riferimento Non rilevato | |
| Virus Zika IgG | Codice ZIKAG | Materiale |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento | |
| Virus Zika IgM | Codice ZIKAM | Materiale |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento | |
| Vitamina A [S/P] Liposolubile | Codice VTA | Materiale Siero CONGELATO 1 mL al buio |
| | Codice ASL 90.45.2 | Conservazione fino a 1 mese a -20° e al buio |
| Sezione Tossicologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Centrifugare, separare, congelare a -20. Trasporto nei congelati. | UM mg/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 0.30 - 0.70 | |
| Vitamina B1 (tiamina) Idrosolubile | Codice VITB1 | Materiale Sangue intero EDTA K3 CONGELATO 3 mL |
| | Codice ASL 90.45.1 | Conservazione fino a 1 mese a -20 e al buio |
| Sezione Tossicologia | Risposta 10 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Congelare a -20. Trasporto nei congelati. | UM ug/L | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento 33.1-60.7 | |

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Vitamina B12 [S] | Codice B12 | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 90.13.5 | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta 2 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM pg/ml | Metodo Chemiluminescenza |
| | Valori Riferimento 187 - 883 | |
| Vitamina B2 (riboflavina) | Codice VITB2 | Materiale Sangue intero EDTA K3 CONGELATO 3 mL |
| | Codice ASL 90.45.1 | Conservazione fino a 1 mese a -20 e al buio |
| Idrosolubile | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM ug/L | Metodo HPLC |
| Preparazione Congelare a -20. Trasporto nei congelati. | Valori Riferimento 137 - 370 | |
| Vitamina B6 plasmatica [S/P] | Codice VB6 | Materiale Siero CONGELATO 1 mL al buio |
| | Codice ASL 90.45.1 | Conservazione fino a 1 mese a -20 e al buio |
| Idrosolubile | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM ug/L | Metodo HPLC |
| Preparazione Centrifugare, separare, congelare a -20. Trasporto nei congelati. | Valori Riferimento 4.1 - 43.7 | |
| Vitamina C (acido L-ascorbico) plasmatica [P] | Codice VTC | Materiale Plasma litio eparina CONGELATO 2 mL |
| | Codice ASL 90.45.1 | Conservazione fino a 1 mese a -20 e al buio |
| Idrosolubile | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo HPLC |
| Preparazione Centrifugare, separare, congelare a -20. Trasporto nei congelati. | Valori Riferimento 2.0 - 14.0 | |
| Vitamina E [S/P] | Codice VTE | Materiale Siero CONGELATO 1 mL al buio |
| | Codice ASL 90.45.2 | Conservazione fino a 1 mese a -20 e al buio |
| Liposolubile | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Sezione Tossicologia | UM mg/L | Metodo HPLC |
| Preparazione Centrifugare, separare, congelare a -20. Trasporto nei congelati. | Valori Riferimento 5.00 - 20.00 | |
| Voriconazolo [P] | Codice VORICO | Materiale Plasma litio eparina 2 mL |
| | Codice ASL 90.20.6 | Conservazione |
| Sezione Tossicologia | Risposta 8 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo HPLC |
| | Valori Riferimento | |

| | | |
|--|--|--|
| VRS virus respiratorio sinciziale IgA | Codice VRSA | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.26.2 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| VRS virus respiratorio sinciziale IgG | Codice VRSG | Materiale Siero 1 mL |
| | Codice ASL 91.26.2 | Conservazione 7 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM indice | Metodo ELISA |
| | Valori Riferimento Negativo: < 0.9 Dubbio: 0.9 - 1.1 Positivo: > 1.1 | |
| West Nile Virus IgG | Codice WNVIGG | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento | |
| West Nile Virus IgM | Codice WNVIGM | Materiale Siero CONGELATO 1 mL |
| | Codice ASL | Conservazione |
| Sezione Immunologia | Risposta 7 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al sabato |
| Preparazione | UM | Metodo Immunofluorescenza indiretta |
| | Valori Riferimento | |
| Xilene urinario [U] Fine turno | Codice XIL4 | Materiale Urine 10 mL |
| | Codice ASL | Conservazione 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta 9 giorni | Giorni di Esecuzione Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM ug/L | Metodo GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 5.0 ug/L | |

| | | | | |
|--|--|----------|----------------------|--|
| Xilene urinario [U] | Codice | XIL3 | Materiale | Urine 10 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Inizio turno | | | | |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 9 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | ug/L | Metodo | GC-MS |
| | Valori Riferimento Non esposti: non disponibile Esposti: non proposti Limite di sensibilità: 5.0 ug/L | | | |
| Yersinia enterocolitica IgG+IgM | Codice | YER1 | Materiale | Siero 1 mL |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Immunologia | Risposta | 8 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | titolo | Metodo | Fissazione del complemento |
| | Valori Riferimento Assenti: < 1:16 Bassi/medi: 1:16 - 1:64 Alti: > 1:64 | | | |
| Yersinia [FECI] | Codice | YER | Materiale | Feci 1 noce |
| | Codice ASL | 91.27.5 | Conservazione | 12h T. amb |
| Analisi colturale | | | | |
| Sezione Microbiologia | Risposta | 6 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione Utilizzare contenitore sterile | UM | | Metodo | Colturale |
| | Valori Riferimento Negativo | | | |
| Zinco in liquido seminale | Codice | LSZIN | Materiale | Liquido seminale |
| | Codice ASL | | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Dosaggio | | | | |
| Sezione Chimica Clinica | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | mg/mL | Metodo | ICP-MS |
| | Valori Riferimento > 0.130 | | | |
| Zinco protoporfirina IX [Sg] | Codice | ZIP | Materiale | Sangue intero EDTA K3 (o sangue eparina), 3 mL |
| | Codice ASL | 90.45.5 | Conservazione | 5 giorni a 2 - 8 °C |
| Sezione Tossicologia | Risposta | 7 giorni | Giorni di Esecuzione | Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| Preparazione | UM | ug/g Hb | Metodo | HPLC |
| | Valori Riferimento Non esposti: < 2.5 Esposti: < 12.0 Esposti: >= 12.0 è indicato l'allontanamento del lavoratore (D.Lgs. 277/91) | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Zinco sierico [S] | <i>Codice</i> ZIN | <i>Materiale</i> Siero 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.45.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 7 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/dL | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> 50 - 150 | |
| Zinco urinario [U] Inizio turno | <i>Codice</i> ZIUI | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.45.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: 250 - 650 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Zinco urinario [U] Fine turno | <i>Codice</i> ZIUF | <i>Materiale</i> Urine 10 mL |
| | <i>Codice ASL</i> 90.45.4 | <i>Conservazione</i> 5 giorni a 2 - 8 °C |
| <i>Sezione</i> Tossicologia | <i>Risposta</i> 10 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ug/L | <i>Metodo</i> ICP-MS |
| | <i>Valori Riferimento</i> Non esposti: 250 - 650 Esposti: non proposti Limite di sensibilità 10 ug/L | |
| Zonulina [S] | <i>Codice</i> ZONUL | <i>Materiale</i> SIERO CONGELATO 1 mL |
| | <i>Codice ASL</i> | <i>Conservazione</i> 1 settimana a -20 °C |
| <i>Sezione</i> Immunologia | <i>Risposta</i> 23 giorni | <i>Giorni di Esecuzione</i> Tutti i giorni dal lunedì al venerdì |
| <i>Preparazione</i> | <i>UM</i> ng/mL | <i>Metodo</i> ELISA |
| | <i>Valori Riferimento</i> 20-48 | |

Roma, 09/09/2024